

ウレタンフォーム

アクアフロート 通気タイプ

パラマウントベッド

中央部に埋め込まれた水溶液のパックが、床ずれ発生リスクの高い臀部の圧力を効果的に分散させます。背上げた時に、特に高い効果を発揮します。

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-841Q	722115	00170-000507
83cm幅	KE-843Q	722110	00170-000508
91cm幅 mini	KE-8411Q	722119	00170-000511
83cm幅 mini	KE-8431Q	722118	00170-000512


- トップカバー／ポリエステル
- クッション材／ウレタンフォーム・ポリエステル・水溶液

厚さ
12cm



上半身・臀部・かかとの各部位に適した3つの構造

清拭タイプもご用意しております。



レンタル価格	5,000円/月
ご利用負担額 (1割)	500円/月
ご利用負担額 (2割)	1,000円/月

ウレタンフォーム

アルファプラF 通気タイプ


タイカ

独自の4×4スリット加工で、体重が軽い人でも身体にフィットし体圧を分散します。


ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	MB-FAOR	722425	00563-000069
91cm幅	MB-FA1R	722410	00563-000067
83cm幅	MB-FA3R	722405	00563-000064
91cm幅 mini	MB-FA1S	722415	00563-000066
83cm幅 mini	MB-FA3S	722420	00563-000063

- カバー／ポリエステル 通気カバータイプ
- クッション材／αGEL・ポリウレタンフォーム

厚さ
13cm



高硬度ウレタンフォームで安定感を確保



<100cm>	
レンタル価格	6,000円/月
ご利用負担額 (1割)	600円/月
ご利用負担額 (2割)	1,200円/月
<91・83cm>	
レンタル価格	6,000円/月
ご利用負担額 (1割)	600円/月
ご利用負担額 (2割)	1,200円/月

ウレタンフォーム

アルファプラ



タイカ

αGELとゲルサンド構造が実現した「高い床ずれ防止効果」と「ベッド上での動きやすさ」トータルバランスに優れたマットレスです。

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	MB-11-LIGHT-R0	722220	00563-000012
91cm幅	MB-11-LIGHT-R1	722200	00563-000008
83cm幅	MB-11-LIGHT-R3	722180	00563-000005
91cm幅 mini	MB-11-LIGHT-R1-M	722240	00563-000011
83cm幅 mini	MB-11-LIGHT-R3-M	722300	00563-000010

- カバー／表地：ポリエステル、裏地：ポリウレタン 撥水・防水・制菌加工
- クッション材／αGEL・ポリウレタン

厚さ
11.5cm



<100cm>	
レンタル価格	6,000円/月
ご利用負担額 (1割)	600円/月
ご利用負担額 (2割)	1,200円/月
<91・83cm>	
レンタル価格	6,000円/月
ご利用負担額 (1割)	600円/月
ご利用負担額 (2割)	1,200円/月

ウレタンフォーム

アキュマックス


パラマウントベッド

ウレタンフォームとエアのハイブリッド型優れた体圧分散性能を発揮します。

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-821	722160	00170-000259
83cm幅	KE-823	722170	00170-000260

- トップカバー／ポリウレタン・ポリエステル
- クッション材／ウレタンフォーム、ポリエステル

厚さ
15.5cm



レンタル価格	10,000円/月
ご利用負担額 (1割)	1,000円/月
ご利用負担額 (2割)	2,000円/月

特殊寝台 特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

自動排泄処理器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

購入品「排泄」

購入品「入浴」

高性能エアマットレス

高性能エアマットレス（体位変換機能付き）

オスカー

モルテン

さまざまな身体状況の利用者様へのケアに
最適な特性に対応する、人の手で行うような
優しい自動体位変換機能を備えた高性能エアマットレス



ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	MOSC91	724380	00054-000137
83cm幅	MOSC83	724375	00054-000137
91cm幅 mini	MOSC91S	724390	00054-000137
83cm幅 mini	MOSC83S	724385	00054-000137

厚さ
17cm



レンタル 価格	9,000	円/月
ご利用 負担額 (1割)	900	円/月
負担額 (2割)	1,800	円/月

防水	セル・ウレタン ハイブリッド構造
除湿	アセスメント& フィッティングモード
静止型モード	マニュアル モード
背上げモード	緊急エア抜き 構造
体位変換 モード	リハビリモード
ポンプチューブ 内蔵型	停電対策 機能
むれ対策	ひえ対策

高性能エアマットレス

ステージア

モルテン

体圧分散式マットレスに求められる圧特性を向上、
QOL特性を飛躍的に向上させた
床ずれケアと緩和ケアのための高性能エアマットレス

厚さ
13cm

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	MSTA91	724335	00054-000115
83cm幅	MSTA83	724330	00054-000115
91cm幅 mini	MSTA91S	724345	00054-000115
83cm幅 mini	MSTA83S	724340	00054-000115

●荷重：150kg

レンタル 価格	9,000	円/月
ご利用 負担額 (1割)	900	円/月
負担額 (2割)	1,800	円/月



防水	セル・ウレタン ハイブリッド構造
静止型モード	圧切替型 モード
かたさ調節	ポンプチューブ 内蔵型
リハビリモード	むれ対策
ひえ対策	

高性能エアマットレス

ここちあ結起 3Dタイプ

パラマウントベッド

体圧分散も、「ずれ」軽減もベッドリンク機能でフルオート
臀部から大腿部を支える3Dセル内蔵

厚さ
15cm

cococia

結起
ゆうき

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-931QS	722490	00170-000845
83cm幅	KE-933QS	722500	00170-000847
91cm幅 mini	KE-932QS	722495	00170-000846
83cm幅 mini	KE-934QS	722505	00170-000848

レンタル 価格	6,000	円/月
ご利用 負担額 (1割)	600	円/月
負担額 (2割)	1,200	円/月



エアマットレス特有の凹凸感を和らげるトップクッションで身体をやさしく支えます。

ベッドリンク機能でベッドの動きを読み取り、エアの圧力を適切にコントロールし、背上げの際の体圧分散と「ずれ」を軽減します。
※アウラ電動ベッドは対象外です。

ガイダンス機能で使いやすいフルカラー液晶操作パネル

大容量ターボポンプをマットレスの中に収納

換気	リプレースメント
背上げモード (ベッドリンク)	やわらか機能
しっかりモード	停電対策 機能

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

自動排泄処理器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

購入品（排泄）

購入品（入浴）

高機能エアマットレス

エアマスターネクサス

ケーブル

新形状のエアセルが、療養者の状態の変化に対応
予防目的から軽度、さらに重度まで、
幅広くご使用いただけます

厚さ
13cm

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	CR-610	724405	00206-000067
83cm幅	CR-600	724400	00206-000067
91cm幅 mini	CR-620	724415	00206-000067
83cm幅 mini	CR-640	724410	00206-000067



換気	リフレッシュ
背上げモード	微波動モード
リハビリモード	停電対策機能

レンタル価格	10,000円/月
ご利用負担額 (1割)	1,000円/月
ご利用負担額 (2割)	2,000円/月

高機能エアマットレス

エアマスターネクサスR

ケーブル

ワンタッチで使用できる
“かんたんモード”を搭載
幅広い療養者や状態の変化に対応できる
「NEXUS」の進化系高機能エアマットレス

厚さ
12cm

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	CR-685	724440	00206-000087
91cm幅	CR-663	724600	00206-000083
83cm幅	CR-660	724595	00206-000082
91cm幅 mini	CR-667	724610	00206-000085
83cm幅 mini	CR-665	724605	00206-000084



換気	リフレッシュ
背上げモード	微波動モード
クイックハード	停電対策機能

(100cm)	レンタル価格	7,000円/月
	ご利用負担額 (1割)	700円/月
	ご利用負担額 (2割)	1,400円/月

(91・83cm)	レンタル価格	7,000円/月
	ご利用負担額 (1割)	700円/月
	ご利用負担額 (2割)	1,400円/月

高機能エアマットレス

ビッグセル インフィニティ

ケーブル

マットレスに内蔵されたセンサーが
背上げ角度を感知して
圧切り替えを静止し
最適な内圧に自動調整します

換気	リフレッシュ
背上げモード	微波動モード
クイックハード	停電対策機能

厚さ
17cm

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	CR-559	724370	00206-000074
91cm幅	CR-555	724355	00206-000074
83cm幅	CR-550	724350	00206-000074
91cm幅 mini	CR-557	724365	00206-000074
83cm幅 mini	CR-553	724360	00206-000074



ビッグセル インフィニティプラス

ケーブル

専用マットレスの足元部分に
組み込まれたプラス専用パッドが
エアマットレス内部のひえを防ぎます

換気	リフレッシュ
背上げモード	微波動モード
クイックハード	停電対策機能
冷え対策	

厚さ
17cm

ベッド幅	型式	TAISコード
100cm幅	CR-569	00206-000076
91cm幅	CR-565	00206-000076
83cm幅	CR-561	00206-000076
91cm幅 mini	CR-567	00206-000076
83cm幅 mini	CR-563	00206-000076

インフィニティプラス		インフィニティ		専用パッド	
型式	型式	商品コード		型式	商品コード
CR-569	CR-559	724370	+		
CR-565	CR-555	724355	+		
CR-561	CR-550	724350	+	CR-549	724565
CR-567	CR-557	724365	+		
CR-563	CR-553	724360	+		

●ビッグセル インフィニティ

レンタル価格	10,000円/月
ご利用負担額 (1割)	1,000円/月
ご利用負担額 (2割)	2,000円/月

●ビッグセル インフィニティプラス

レンタル価格	10,000円/月
ご利用負担額 (1割)	1,000円/月
ご利用負担額 (2割)	2,000円/月

特殊寝台 特殊寝台付属品 床ずれ防止用具 体位変換器 徘徊感知機器 自動排泄装置 手すり 歩行補助つえ 歩行器 車いす 車いす付属品 スロープ 移動用リフト 購入品 排泄 購入品入浴