

利用者状態別選定ポイント



このマークを目安に選べます。

Aさん



屋内移動は、独歩にて可能な方です。
屋外では、転倒防止と疲労等を考慮してつえなどの支持物が必要です。

Bさん



屋内歩行は、手すりやつえ、歩行器等の支持物の使用が安全な方です。
屋外では、転倒防止と疲労等を考慮して、車いす使用の検討が必要です。

歩行車や歩行器の高さ調節のポイント

- 身体の前方や側方で握りを持ったとき肘が軽く曲がり、身体が少し前傾した姿勢に調整する
- 前腕で支持する場合は、肘を90度に曲げたときの肘の高さ ※身体の状態、歩行器の種類により専門家へご相談下さい

サイドウォーカー MRB-02031 ミキ



| 商品コード | TAISコード |
|--------|--------------|
| 742035 | 00122-000118 |

- サイズ：全幅42～44.5×奥行32～38×高さ74～86.5cm (6段階)
- 重量：1.65kg
- 材質：アルミ (一部スチール)
- 最大使用者体重：75kg




| | |
|----------|----------|
| レンタル価格 | 2,000円/月 |
| ご利用 (1割) | 200円/月 |
| 負担額 (2割) | 400円/月 |

非課税

アルコ-2段ハンドル固定歩行器 星光医療器製作所

2段ハンドルで立ち上がりをサポートします



| 商品コード | TAISコード |
|--------|--------------|
| 742025 | 00125-000033 |

- サイズ：全幅59～61×奥行48.5～49.5×高さ74～86.5cm
- 重量：2.6kg
- 材質：アルミ
- 折たみ幅：11cm
- 最大使用者体重：80kg



| | |
|----------|----------|
| レンタル価格 | 2,500円/月 |
| ご利用 (1割) | 250円/月 |
| 負担額 (2割) | 500円/月 |

非課税

固定型歩行器 アルコ-10型 星光医療器製作所

廊下や出入り口など、狭い住環境でもご利用いただけます



| 商品コード | TAISコード |
|--------|--------------|
| 742140 | 00125-000027 |

- サイズ：全幅45.5～47×奥行40～43.5×高さ62.5～75cm
- 重量：2kg
- 材質：アルミ
- 折たみ幅：12cm
- 最大使用者体重：80kg



| | |
|----------|----------|
| レンタル価格 | 2,500円/月 |
| ご利用 (1割) | 250円/月 |
| 負担額 (2割) | 500円/月 |

非課税

交互式歩行器 KSA イーストアイ

左右の握り手を交互に動かして歩行する歩行補助器



| 商品コード | TAISコード |
|--------|--------------|
| 742040 | 00465-000018 |

- サイズ：全幅56×奥行49×高さ70～80cm
- 重量：3.1kg
- 材質：アルミ (一部スチール)
- 最大使用者体重：100kg



| | |
|----------|----------|
| レンタル価格 | 2,500円/月 |
| ご利用 (1割) | 250円/月 |
| 負担額 (2割) | 500円/月 |

非課税

スライドフィット H-0188 ユ-バ産業

小柄な方から大きい方まで、ご使用いただけます



| 商品コード | TAISコード |
|--------|--------------|
| 742160 | 01096-000005 |

- サイズ：全幅51～61.1×奥行48～50.8×高さ65～83cm
- 重量：2.8kg
- 材質：アルミ
- 最大使用者体重：100kg



| | |
|----------|----------|
| レンタル価格 | 2,500円/月 |
| ご利用 (1割) | 250円/月 |
| 負担額 (2割) | 500円/月 |

非課税

スライドフィット キャスター付 H-0193S ユ-バ産業

小柄な方から大きい方まで、ご使用いただけます



| 商品コード | TAISコード |
|--------|--------------|
| 742165 | 01096-000026 |

- サイズ：全幅53～61.2×奥行52.5～54.9×高さ74～84cm
- 重量：3.2kg
- 材質：アルミ
- 最大使用者体重：100kg



| | |
|----------|----------|
| レンタル価格 | 2,500円/月 |
| ご利用 (1割) | 250円/月 |
| 負担額 (2割) | 500円/月 |

非課税

セーフティアームウォーカー Lタイプ イーストアイ

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|-------|--------|--------------|
| SAWLR | 742090 | 00465-000017 |

- サイズ：全幅63×奥行57×高さ79.5～89.5cm
- 重量：3.8kg
- 材質：アルミ (一部スチール)
- 最大使用者体重：100kg

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|--------|--------|--------------|
| SAWLSR | 742115 | 00465-000054 |

- サイズ：全幅61×奥行55×高さ72～82cm
- 重量：3.7kg
- 材質：アルミ (一部スチール)
- 最大使用者体重：100kg

| 型式 | 商品コード | TAISコード |
|--------|--------|---------------|
| SAWLHR | 742120 | 4515914302806 |

- サイズ：全幅64.5×奥行57×高さ88.5～98.5cm
- 重量：4.0kg
- 材質：アルミ (一部スチール)
- 最大使用者体重：100kg

折たたみができ、収納・持ち運びに便利です



<SAWLR>

| | |
|----------|----------|
| レンタル価格 | 2,500円/月 |
| ご利用 (1割) | 250円/月 |
| 負担額 (2割) | 500円/月 |

非課税

<SAWLSR・SAWLHR>

| | |
|----------|----------|
| レンタル価格 | 2,500円/月 |
| ご利用 (1割) | 250円/月 |
| 負担額 (2割) | 500円/月 |

非課税

※地域によっては対応が出来ない場合もございます。

レッツゴー 竹虎ヒューマンケア

便利なトレイとバスケット付の室内専用歩行車



| 商品コード | TAISコード |
|--------|--------------|
| 742170 | 00110-000098 |

キャスター径 15cm

- サイズ：全幅54×奥行60×高さ84～91.5cm
- 重量：7kg
- 材質：アルミ・スチール・プラスチック
- 最大使用者体重：80kg



| | |
|----------|----------|
| レンタル価格 | 2,500円/月 |
| ご利用 (1割) | 250円/月 |
| 負担額 (2割) | 500円/月 |

歩行器

折りたたみ歩行器 アルコー 1S型 星光医療器製作所



在宅に使いやすい
コンパクトサイズに設計

キャスター径
11 cm

| 商品コード | TAISコード |
|--------|--------------|
| 744082 | 00125-000011 |

- サイズ: 全幅51.5×奥行57×高さ87.5~107.5cm
- 重量: 12.4kg
- 材質: スチール
- 折たたみ幅: 22cm
- 最大使用者体重: 80kg

| | |
|-------------|-----------|
| レンタル価格 | 3,500 円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 350 円/月 |
| ご利用負担額 (2割) | 700 円/月 |

非課税



アルコー SK型 星光医療器製作所



高さ調整がワンタッチでおこなえる
コンパクト歩行車
グリップ・抵抗器・ガードバンパー付き

キャスター径
10 cm

| 商品コード | TAISコード |
|--------|--------------|
| 742200 | 00125-000040 |

- サイズ: 全幅53×奥行57.5×高さ79~106cm
- 重量: 12kg
- 材質: 本体フレーム/スチール
- 最大使用者体重: 80kg

| | |
|-------------|-----------|
| レンタル価格 | 4,000 円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 400 円/月 |
| ご利用負担額 (2割) | 800 円/月 |

非課税



昔ながらの歩行器 JR-51 杉本産業



| 商品コード | TAISコード |
|-------|------------------|
| — | SUGIMOTOSA-05177 |

- サイズ: 小人用S / 内幅32×高さ65~85cm、重量7.5kg
中人用M / 内幅32×高さ85~100cm、重量8.0kg
中人用L / 内幅39×高さ85~100cm、重量9.0kg
- 材質: スチール
- 最大使用者体重: 80kg

キャスター径
10 cm

4輪自在車仕様

| | |
|-------------|-----------|
| レンタル価格 | 3,000 円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 300 円/月 |
| ご利用負担額 (2割) | 600 円/月 |

非課税



入院中のリハビリ~施設の歩行時にも昔から広く利用
されていて在宅の段差がなければ、利用も便利です

テイコブリトルF WAW03 幸和製作所



2wayのハンドル仕様で身体状況に
合わせて使い分け!

キャスター径
前輪18 cm・後輪18 cm

| 商品コード | TAISコード |
|--------|--------------|
| 742210 | 00030-000159 |

- サイズ: 全幅54×奥行66.5×高さ85.5~112.5cm
- 座面高: 52.5cm ●重量: 7.7kg
- 材質: 本体フレーム/アルミ、座面/ナイロン
袋/ポリエステル、PVC
- 最大使用者体重: 75kg

| | |
|-------------|-----------|
| レンタル価格 | 3,000 円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 300 円/月 |
| ご利用負担額 (2割) | 600 円/月 |



ラビット歩行補助車 WA-1 ウェルパートナーズ



上半身をあずけて歩けるので足の負担が軽減されます
スピード調整機能付
片麻痺のある方でもまっすぐ歩行できます

キャスター径
18 cm

| 商品コード | TAISコード |
|-------|--------------|
| — | 01009-000001 |

- サイズ: 全幅51×奥行62.5×高さ72~95cm
- 重量: 6.5kg ●材質: アルミ、ステンレス製
- 折たたみ幅: 40cm
- 最大使用者体重: 100kg

| | |
|-------------|-----------|
| レンタル価格 | 4,000 円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 400 円/月 |
| ご利用負担額 (2割) | 800 円/月 |

非課税



歩行車シンフォニー SP 島製作所



シルバーカー感覚で使える
コンパクトな歩行車

キャスター径
14.5 cm

| 商品コード | TAISコード |
|--------|--------------|
| 742055 | 00576-000014 |

- サイズ: 全幅50×奥行56×高さ78.5~88cm
- 座面高: 41cm ●重量: 5.9kg
- 材質: アルミ
- 最大使用者体重: 100kg

| | |
|-------------|-----------|
| レンタル価格 | 2,500 円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 250 円/月 |
| ご利用負担額 (2割) | 500 円/月 |



テイコブリトルスリム 幸和製作所



小回りが利き、楽に使える!
軽さが魅力のスリム設計

キャスター径
前輪15 cm・後輪15 cm

| 商品コード | TAISコード |
|--------|--------------|
| 742205 | 00030-000163 |

- サイズ: 全幅47×奥行58×高さ64~91cm
- 座面高: 48cm
- 重量: 4.5kg
- 材質: 本体/アルミ、袋/ポリエステル・ナイロン
- 最大使用者体重: 75kg

| | |
|-------------|-----------|
| レンタル価格 | 2,500 円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 250 円/月 |
| ご利用負担額 (2割) | 500 円/月 |



テイコブリトル 幸和製作所



本体幅がコンパクト
狭い道でもスムーズに移動可能

キャスター径
前輪18 cm・後輪15 cm

| 商品コード | TAISコード |
|--------|--------------|
| 742185 | 00030-000099 |

- サイズ: 全幅52×奥行64×高さ65~83cm
- 座面高: 50cm
- 重量: 5.0kg
- 材質: 本体/アルミ、袋/ポリエステル・ナイロン
(チェックブルー)・ナイロン(ブラック)
- 最大使用者体重: 75kg

| | |
|-------------|-----------|
| レンタル価格 | 2,500 円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 250 円/月 |
| ご利用負担額 (2割) | 500 円/月 |



チェックブルー

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

自動排泄処理器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

購入品(排泄)

購入品(入浴)

ハンディウォーク

パラマウントベッド



| サイズ | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|-----|-----------|--------|--------------|
| L | KZ-C21002 | 770001 | 00170-000607 |
| M | KZ-C21003 | 770010 | 00170-000687 |
| S | KZ-C21001 | 770000 | 00170-000606 |

キャスター径
20cm



〈スローダウンブレーキ付〉

| サイズ | 型式 | TAISコード |
|-----|-----------|--------------|
| L | KZ-C21008 | 00170-000691 |
| M | KZ-C21007 | 00170-000690 |
| S | KZ-C21006 | 00170-000689 |

| スローダウン ブレーキキャスター | 型式 | 商品コード |
|---------------------|-----------|--------|
| | KZ-C29007 | 746055 |

〈抑速ブレーキ付〉

| サイズ | 型式 | TAISコード |
|-----|-----------|--------------|
| L | KZ-C21023 | 00170-000812 |
| M | KZ-C21022 | 00170-000811 |
| S | KZ-C21021 | 00170-000810 |

| 抑速ブレーキ キャスター | 型式 | 商品コード |
|-----------------|-----------|--------|
| | KZ-329001 | 746090 |



折りたたみ時
自立可能



■抑速ブレーキ
キャスター
抑速機構を小型化し、車輪
に内蔵。バッテリーなどの
電源は一切不要。

| | | |
|-----------------|-------|-----|
| レンタル 価格 | 4,000 | 円/月 |
| ご利用 負担額 (1割) | 400 | 円/月 |
| 負担額 (2割) | 800 | 円/月 |

- サイズ：全幅60 (S/55.5cm) × 奥行65cm
- 高さ：L/75~100cm、M/69~88cm、S/65~76cm
- 座面高：L/62cm、M/55cm、S/48.5cm
- 重量：L/7.1kg、M/6.9kg、S/6.5kg ●材質：アルミ
- 最大使用者体重：L/150kg、M/130kg、S/120kg

〈スローダウンブレーキ付〉

| | | |
|-----------------|-------|-----|
| レンタル 価格 | 4,000 | 円/月 |
| ご利用 負担額 (1割) | 400 | 円/月 |
| 負担額 (2割) | 800 | 円/月 |

〈抑速ブレーキ付〉

| | | |
|-----------------|-------|-----|
| レンタル 価格 | 4,000 | 円/月 |
| ご利用 負担額 (1割) | 400 | 円/月 |
| 負担額 (2割) | 800 | 円/月 |

ハンディウォーク アーム

パラマウントベッド



より身体を支えやすい
アームサポート付き歩行車で

キャスター径
20cm

| サイズ | 型式 | 商品コード | TAISコード |
|-----|-----------|--------|--------------|
| L | KZ-C21005 | 770015 | 00170-000688 |

〈スローダウンブレーキ付〉

| サイズ | 型式 | TAISコード |
|-----|-----------|--------------|
| L | KZ-C21009 | 00170-000692 |

| スローダウン ブレーキキャスター | 型式 | 商品コード |
|---------------------|-----------|--------|
| | KZ-C29007 | 746055 |

〈抑速ブレーキ付〉

| サイズ | 型式 | TAISコード |
|-----|-----------|--------------|
| L | KZ-C21025 | 00170-000814 |

| 抑速ブレーキ キャスター | 型式 | 商品コード |
|-----------------|-----------|--------|
| | KZ-329001 | 746090 |

Point1 アームサポート

身長に合わせて、高さを調整可能。
(98~115cm・7段階)



折りたたみ時
自立可能



■抑速ブレーキ
キャスター



抑速機構を小型化
し、車輪に内蔵。
バッテリーなどの
電源は一切不要。

| | | |
|-----------------|-------|-----|
| レンタル 価格 | 4,500 | 円/月 |
| ご利用 負担額 (1割) | 450 | 円/月 |
| 負担額 (2割) | 900 | 円/月 |

- サイズ：全幅60×奥行65cm
- 高さ：98~115cm
- 座面高：62cm
- 重量：10.6kg ●材質：アルミ
- 最大使用者体重：150kg

〈スローダウンブレーキ付〉

| | | |
|-----------------|-------|-----|
| レンタル 価格 | 4,500 | 円/月 |
| ご利用 負担額 (1割) | 450 | 円/月 |
| 負担額 (2割) | 900 | 円/月 |

〈抑速ブレーキ付〉

| | | |
|-----------------|-------|-----|
| レンタル 価格 | 4,500 | 円/月 |
| ご利用 負担額 (1割) | 450 | 円/月 |
| 負担額 (2割) | 900 | 円/月 |

抑速ブレーキの特性

1. 必要なときだけ作動するので安心・快適
2. 抑速ブレーキの設定が簡単
3. 抑速ブレーキ力の再調整が不要
4. 耐久性・耐摩耗性が強い

■現状の歩行車



■抑速ブレーキ
付き歩行車



いす付き歩行車 KQ-180

パラマウントベッド



軽量で持ち運びにも便利
収納力のあるバッグを装備

| 商品コード | TAISコード |
|--------|--------------|
| 744195 | 00170-000504 |

- サイズ：全幅58×奥行68×全高77~86cm
- 座面高：49~58cm (5段階調節) ●重量：6.5kg
- 材質：アルミ ●最大使用者体重：100kg

| | | |
|-----------------|-------|-----|
| レンタル 価格 | 4,000 | 円/月 |
| ご利用 負担額 (1割) | 400 | 円/月 |
| 負担額 (2割) | 800 | 円/月 |



キャスター径
18cm

ラビット歩行補助車 WA-2

ウェルパートナーズ



手の握力が弱く、また手の症状等でグリップが握れない方、
上肢・体幹のバランスが不安定な方におすすめです

| 商品コード | TAISコード |
|--------|--------------|
| 744142 | 01009-000002 |

- サイズ：全幅51×奥行63×高さ76~96cm
- 座面高：46cm ●重量：8.3kg ●材質：アルミ、ステンレス製
- 折たたみ幅：40cm ●最大使用者体重：100kg

| | | |
|-----------------|-------|-----|
| レンタル 価格 | 4,500 | 円/月 |
| ご利用 負担額 (1割) | 450 | 円/月 |
| 負担額 (2割) | 900 | 円/月 |

非課税



キャスター径
18cm

ハッピーミニ

竹虎ヒューマンケア



横幅50cm、狭い路地や室内でも
扱いやすいコンパクトモデル

| 商品コード | TAISコード |
|--------|--------------|
| 744240 | 00110-000103 |

- サイズ：全幅50×奥行57.5×全高70~79cm
- 座面高：43cm ●重量：6.5kg ●最大使用者体重：80kg
- 材質：本体フレーム/アルミニウム、座面部分/ポリプロピレン

| | | |
|-----------------|-------|-----|
| レンタル 価格 | 3,500 | 円/月 |
| ご利用 負担額 (1割) | 350 | 円/月 |
| 負担額 (2割) | 700 | 円/月 |



キャスター径
18cm

パープルメタリック

歩行車ハッピー II XYAPRL001 B

竹虎ヒューマンケア



使用時の安定感と座り心地の良さがポイント

| 商品コード | TAISコード |
|--------|--------------|
| 744040 | 00110-000095 |

- サイズ：全幅55.5×奥行62×全高78~87cm
- 座面高：50cm ●重量：7.7kg ●材質：アルミ
- 最大使用者体重：100kg

| | | |
|-----------------|-------|-----|
| レンタル 価格 | 3,500 | 円/月 |
| ご利用 負担額 (1割) | 350 | 円/月 |
| 負担額 (2割) | 700 | 円/月 |



キャスター径
19cm