

家族コール1・Aタイプ HK-1A

テクノスジャパン

ベッドから降りると報知します


通達距離：約60m（見通し）

気がかりな離床の動きをメロディでお知らせ！
通達距離 約60m（見通し）

商品コード	TAISコード
764015	00318-000032

- 床センサー・サイズ：全幅1000×全高4×奥行500mm
- コンソール（送信器）
電源：006P 9V アルカリ電池1個 AC100V ACアダプタ両用
- メロディチャイム10（受信器）
電源：AC100V ACアダプタ付 報知時間・音量：可変

レンタル価格	5,500円/月
ご利用負担額（1割）	550円/月
（2割）	1,100円/月



※家族コール2 Aタイプもご用意しております。

家族コール1・Bタイプ HK-1B

テクノスジャパン

ベッドで起き上がると報知します


通達距離：約60m（見通し）

気がかりな離床の動きをメロディでお知らせ！
通達距離 約60m（見通し）

商品コード	TAISコード
764020	00318-000033

- ベッドセンサー・サイズ：全幅800×全高4×奥行300mm
- コンソール（送信器）
電源：006P 9V アルカリ電池1個 AC100V ACアダプタ両用
- メロディチャイム10（受信器）
電源：AC100V ACアダプタ付 報知時間・音量：可変

レンタル価格	5,500円/月
ご利用負担額（1割）	550円/月
（2割）	1,100円/月



※家族コール2 Bタイプもご用意しております。

スカットクリーン

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KW-65H	758400	00170-000707

- 寸法：幅23.3×長さ37.8×高さ27.3cm
- 重量：5.0kg（尿タンクが空のとき）

※尿タンク・ブラシ入れは含まれません。

介護保険対応 レンタル

レンタル価格	10,000円/月
ご利用負担額（1割）	1,000円/月
（2割）	2,000円/月



本体 KW-65H

レシーバーをあてがい排尿すると、自動的に尿を吸引します
尿意があるがトイレへの移乗が困難な方、夜間転倒のリスクがある方、し瓶をご利用の方で、し瓶を片づける手間を軽減したい方などにお勧めです



女性用セット（本体+女性用レシーバーセット）

男性用セット（本体+男性用レシーバーセット）

ご本人の状態や介護環境に合った使い方が可能です

夜中にトイレに行くのが不安…



トイレまで間に合わない…



トイレまでは行けるけど…



介護保険ご利用の場合はレシーバーセットは購入対象となります

介護保険対応 購入

男性用レシーバーセット KW-65MRT

商品コード	TAISコード
203630	00170-000708

介護保険対応 購入

女性用レシーバーセット KW-65WRT

商品コード	TAISコード
203640	00170-000709



アタッチメントが付属します。



尿タンク・ブラシ入れが付属します。



ハンドルが付属します。



尿タンク・ブラシ入れが付属します。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

自動排泄処理装置

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

購入品

排泄

購入品入浴