

## 移動用リフトの選び方

移乗＝乗り移り動作は、そのものが目的ではなく、  
その後の生活（トイレ・お風呂・お出かけ等）のための手段です。  
ヒヤヒヤドキドキの動作では、危険で長続きしません。  
本人の安全性と介護者の負担を軽減することを常に心がけましょう。



### 立ち上がるために

居間（リビング）

#### 立ち上がり座いす

座いすタイプ。立ちすわりに際し座面が電動で昇降し補助します。



床からの立ちすわりが不安定な方に。

参照 P.60

#### 立ち上がりいす

いすタイプ。立ちすわりに際し座面が電動で昇降し補助します。



いすからの立ちすわりが不安定な方に。

参照 P.61

### 外出するために

玄関&アプローチ

#### 玄関用（屋内設置）

玄関などの段差に設置します。




歩行での段差昇降が不安定な方に。

参照 P.61

#### アプローチ用（屋外設置）

車いすに乗ったまま段差昇降が可能です。スペースに合わせてお選びください。



車いすですべての出入りをされる方に。


参照 P.58

### 入浴するために

浴室

#### 入浴用リフト


浴槽に入るための電動リフトです。



浴槽の出入りが困難な方に。

参照 P.61

脱衣室から浴室、浴槽までの電動リフトです。



浴室・浴槽の出入りが困難な方に。

参照 P.63


※吊り具の購入が必要です。

### 乗り移るために

寝室

#### 介護リフト

ベッドからの移乗用電動リフトです。スペースに合わせてお選びください。



ベッドからの移乗時の介護負担を軽減します。

参照 P.62

※吊り具の購入が必要です。

立ち上がり座椅子 / 立ち上がり椅子

座面回転

昇降座いす ライズターン KD-650

パラマウントベッド

A B C D E

立上がりや移乗をサポートします

商品コード	TAISコード
736095	00170-000711

- サイズ：幅58×高さ85.5~127×奥行92cm
- 重量：38.5kg
- 耐荷重：80.0kg
- 座面高さ：16~59.5cm

座幅	47cm
設置面積	幅 58cm 長さ 92cm



Point1

シート部の高さ調節

電動で高さを調節することができます。高さ調節レバーは、左右両側のアームレストにあります。



Point2

シート部の回転

シート部は回転させることができます。(左右に45度、90度)回転操作レバーは、シート部の下、左右両側にあります。



レンタル価格	14,000円/月
ご利用(1割)負担額	1,400円/月
ご利用(2割)負担額	2,800円/月

軽量タイプ

独立宣言エコライト DSER コムラ製作所

A B C D E

商品コード	TAISコード
736060	00088-00012

- サイズ：高さ83×幅61×奥行78cm
- 重量：36.0kg
- 耐荷重：100.0kg
- ストローク：41cm
- 座面高さ：16~57cm
- 昇降速度：20mm/sec

座幅	45cm	設置面積	幅 61cm 長さ 78cm
----	------	------	-------------------



レンタル価格	8,000円/月
ご利用(1割)負担額	800円/月
ご利用(2割)負担額	1,600円/月

座面回転

独立宣言ツイスト DSTR コムラ製作所

A B C D E

商品コード	TAISコード
736070	00088-000014

- サイズ：高さ94×幅64.5×奥行82.5cm
- 重量：46.0kg
- 耐荷重：80.0kg
- ストローク：41cm
- 座面高さ：16~57cm
- 昇降速度：20mm/sec

座幅	43cm	設置面積	幅 64.5cm 長さ 82.5cm
----	------	------	-----------------------



レンタル価格	14,000円/月
ご利用(1割)負担額	1,400円/月
ご利用(2割)負担額	2,800円/月

リクライニング

独立宣言 リクライニング DSREC

コムラ製作所

A B C D E

座板の上下に加え、電動リクライニング、チルト機能を持った「独立宣言」の高級タイプ

商品コード	TAISコード
736075	00088-000015

- サイズ：高さ95.5×幅66×奥行101.5cm
- 重量：45.0kg
- 耐荷重：100.0kg
- ストローク：41.5cm
- 座面高さ：16~57.5cm
- 昇降速度：16mm/sec

座幅	56cm	設置面積	幅 66cm 長さ 101.5cm
----	------	------	----------------------



リフトアップ

57.5cm  
16cm



リクライニング

30°(105°~135°)



チルト



レンタル価格	18,000円/月
ご利用(1割)負担額	1,800円/月
ご利用(2割)負担額	3,600円/月

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

自動排泄処理器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

購入品(排泄)

購入品(入浴)

### 独立宣言暖らん DSDAR

コムラ製作所



商品コード	TAISコード
990576	00088-000021

座幅	設置面積
42cm	幅 64cm 長さ 116cm

- サイズ: 幅58×高さ64×奥行97.5×奥行99.5~116cm
- 重量: 58.0kg ●耐荷重: 80.0kg
- ストローク: 41.0cm
- ストローク(前後): 16.5cm
- リクライニング角度: 95~120°
- 座面高さ: 16.0~57.0cm
- 昇降速度: 13mm/sec

レンタル価格	18,000円/月
ご利用(1割)負担額	1,800円/月
ご利用(2割)負担額	3,600円/月



座部が左右各90°回転することによって立ち座りに便利

座部スライドでコタツへの出入りがらくらく&ぽっかぽか



### 電動リフトアップチェア KZ-165001

パラマウントベッド



椅子からの立ち座りを  
電動でサポートするリフトアップチェア

商品コード	TAISコード
736090	00170-000685

- サイズ: 幅56×高さ82×奥行60.5~63.5cm
- 重量: 約20.0kg ●耐荷重: 100.0kg
- ストローク: 17cm ●座面高さ: 42~59cm

座幅	設置面積
43cm	幅 56cm 長さ 63.5cm



Point

肘掛けにある手元スイッチレバーを操作すると座面が昇降し、立ち座りをサポートします。

レンタル価格	18,000円/月
ご利用(1割)負担額	1,800円/月
ご利用(2割)負担額	3,600円/月

### バスリフト EWB101S (予備バッテリー付)


TOTO



商品コード	TAISコード
738000	00187-000111

- サイズ: 全幅64.5~76×全高15×奥行57.5cm
- 重量: 20.0kg ●耐荷重: 35.0kg~100.0kg
- 昇降速度(※100kgf負荷時)  
上昇: 12mm/sec 下降: 20mm/sec

操作は簡単 リモコンでシートを上下できます  
簡単に取り外せるので、  
ご家族の入浴時のジャマになりません  
※お一人での使用はできません。必ず介助者がついて使用してください。



レンタル価格	14,000円/月
ご利用(1割)負担額	1,400円/月
ご利用(2割)負担額	2,800円/月

### アームレスト乗り越えキット EWB107

TOTO

商品コード	JANコード
738002	4940577075017

※地域によっては対応が出来ない場合がございます。



レンタル価格	1,000円/月
ご利用(1割)負担額	100円/月
ご利用(2割)負担額	200円/月

※EWB100Sもご用意しております。

### 段差解消機 アルコー 3000型 Bタイプ

星光医療器製作所



より安全にしかもラクにご使用いただけます

商品コード	TAISコード
740040	00125-000012

- サイズ: 全幅53×全長60.5×全高76cm
- 昇降範囲: 42~84cm
- 重量: 34.0kg
- 耐荷重: 90.0kg
- コード長さ: 370cm

最高座高・最低座高	設置面積
84・42cm	幅 80cm 長さ 80cm

レンタル価格	16,000円/月
ご利用(1割)負担額	1,600円/月
ご利用(2割)負担額	3,200円/月

在庫限定



介護リフト

床走行式電動介護リフト KQ-781

パラマウントベッド



設置工事が不要な床走行式  
剛性が高く揺れの少ない  
アルミフレーム製

商品コード	TAISコード
734005	00170-000695

- サイズ：全幅65～106×全高131～205×奥行130cm
- 重量：38.0kg
- 耐荷重：205.0kg

レンタル 価格	16,000円/月
ご利用 (1割) 負担額	1,600円/月
負担額 (2割)	3,200円/月

非課税

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。



床走行式電動介護リフト KQ-771

パラマウントベッド



設置工事が不要な床走行式  
コードレスで扱いやすい  
電動リフトです

商品コード	TAISコード
734000	00170-000377

- サイズ：全幅56.6～94×全高127～192.8×奥行125cm
- 重量：36.0kg
- 耐荷重：120.0kg

レンタル 価格	16,000円/月
ご利用 (1割) 負担額	1,600円/月
負担額 (2割)	3,200円/月

在庫限定  
非課税

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。



スリングシート 用途に合わせてお選びいただけます。



※スリングシートは、販売品となります。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

自動遊理器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

購入品「排泄」

購入品「入浴」



スカイリフト SL-2009U アイ・ソネックス



超コンパクトサイズで小回り抜群!

小さくても車いすや便器へさしこめ、小回り性がよいので、狭い場所でも取り回しが簡単です。リフトに乗ったままでズボンや下着の着脱ができます。

商品コード	TAISコード
—	00149-000006

- サイズ：幅50×高さ135.7×奥行96cm
- 重量：37kg
- 耐荷重：100kg
- 材質：本体/スチール製

レンタル価格	20,000円/月
ご利用(1割)	2,000円/月
負担額(2割)	4,000円/月

非課税



エアスリング AS-201  
Mサイズ・Lサイズ



サポートスリング SS-202  
Mサイズ・Lサイズ

トイレットスリング TS-204

※吊り具(スリングシート)は、販売品となります。

つるべー Bセット

モリトー



ベッドからの移乗に

アームが360度回転するため、広い範囲で使用できます。組み立てもとても簡単です。

商品コード	TAISコード
734055	00229-000005

- サイズ：支柱高さ155×アーム最上端高さ205cm
- 耐荷重：100kg

レンタル価格	18,000円/月
ご利用(1割)	1,800円/月
負担額(2割)	3,600円/月

非課税



パオ ハーフ PAO100  
耐荷重：140kg  
ベッド用：70×100cm



パオ フル PAO120  
耐荷重：140kg  
ベッド用：70×130cm

※吊り具(スリングシート)は、販売品となります。  
※ベッドの機種によっては取付けできない場合がありますので、お問い合わせください。

階段昇降ユニット J-MAX ナブテスコ



商品コード	TAISコード
766070	00025-000020

- サイズ：全長51.5×全幅44×全高109.5cm
- 重量：34kg(バッテリー含む)
- 耐重量：120kg
- 昇降範囲：無段階調整式(8~23段/分)
- 蹴上げ：最大21cm
- 踏み面：最小21cm
- バッテリー容量：約300段(15~30階)の往復



※メーカー及びテクノエイド協会の講習会の受講が必要です。

レンタル価格	55,000円/月
ご利用(1割)	5,500円/月
負担額(2割)	11,000円/月



ステアチェア SC-5-1

サンワ



商品コード	TAISコード
—	00412-00011

- サイズ：全長129.2×全幅41.3×全高92.9cm
- 重量：48kg
- 階段昇降速度：上昇時6.0m/分、下降時10.2m/分
- 連続昇降時間：約30分
- 許容階段角度：35度以下

エレベーターを利用できないところでの階段移動に…

レンタル価格	35,000円/月
ご利用(1割)	3,500円/月
負担額(2割)	7,000円/月



非課税

特殊寝台 特殊寝台付属品 床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

自動排泄器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

購入品

排泄

購入品

入浴