

家族コール1・Aタイプ HK-1A

テクノスジャパン

ベッドから降りると報知します


通達距離：約60m（見通し）

気がかりな離床の動きをメロディでお知らせ！  
通達距離 約60m（見通し）

商品コード	TAISコード
764015	00318-000032

- 床センサー・サイズ：全幅1000×全高4×奥行500mm
- コンソール（送信器）  
電源：006P 9V アルカリ電池1個 AC100V ACアダプタ両用
- メロディチャイム10（受信器）  
電源：AC100V ACアダプタ付 報知時間・音量：可変

レンタル価格	8,220円/月
ご利用負担額（1割）	822円/月
ご利用負担額（2割）	1,644円/月



※家族コール2 Aタイプもご用意しております。

家族コール1・Bタイプ HK-1B

テクノスジャパン

ベッドで起き上がると報知します


通達距離：約60m（見通し）

気がかりな離床の動きをメロディでお知らせ！  
通達距離 約60m（見通し）

商品コード	TAISコード
764020	00318-000033

- ベッドセンサー・サイズ：全幅300×全高4×奥行300mm
- コンソール（送信器）  
電源：006P 9V アルカリ電池1個 AC100V ACアダプタ両用
- メロディチャイム10（受信器）  
電源：AC100V ACアダプタ付 報知時間・音量：可変

レンタル価格	8,220円/月
ご利用負担額（1割）	822円/月
ご利用負担額（2割）	1,644円/月



※家族コール2 Bタイプもご用意しております。

スカットクリーン

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KW-65H	758400	00170-000707

- 寸法：幅23.3×長さ37.8×高さ27.3cm
- 重量：5.0kg（尿タンクが空のとき）

※尿タンク・ブラシ入れは含まれません。

介護保険対応 レンタル

レンタル価格	12,340円/月
ご利用負担額（1割）	1,234円/月
ご利用負担額（2割）	2,468円/月

本体 KW-65H



女性用セット（本体+女性用レシーバーセット）



男性用セット（本体+男性用レシーバーセット）



ご本人の状態や介護環境に合った使い方が可能です

夜中にトイレに行くのが不安…



トイレまで間に合わない…



トイレまでは行けるけど…



介護保険ご利用の場合はレシーバーセットは購入対象となります

介護保険対応 購入

男性用レシーバーセット KW-65MRT

商品コード	TAISコード
203630	00170-000708

介護保険対応 購入

女性用レシーバーセット KW-65WRT

商品コード	TAISコード
203640	00170-000709



アタッチメントが付属します。



尿タンク・ブラシ入れが付属します。



ハンドルが付属します。



尿タンク・ブラシ入れが付属します。