


福祉用具 レンタルカタログ

介護保険対応

vol.


2



株式会社 メディパック
セントラルメディカルグループ

介護保険制度のご利用について

■ 介護サービスの利用手続きとサービス内容



■ サービス利用額の上限

	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5
支給限度額（月額）	50,030円	104,730円	166,920円	196,160円	269,310円	308,060円	360,650円
ご利用者負担額（月額 1 割）	5,003円	10,473円	16,692円	19,616円	26,931円	30,806円	36,065円
ご利用者負担額（月額 2 割）	10,006円	20,946円	33,384円	39,232円	53,862円	61,612円	72,130円

※実際の支給限度額は、金額ではなく単位で決められており、所在地やサービスの種類によって1単位当たりの報酬額が異なります。

※表は目安として1単位当たり10円で計算しています。

※平成27年6月現在の金額です。変更になる場合があります。

※介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただく必要があります。この自己負担額について、これまでは一律にサービス費の1割でしたが、平成27年8月から一定以上の所得がある方は2割となりました。詳しくは、市区町村にご確認ください。

CONTENTS

Rental Commodity Catalog Vol.5

テクニカルセンター消毒工程 P. 4

利用者状態別 INDEX P. 6


実費レンタル商品 P. 64

レンタルで利用できる介護保険対象福祉用具
【福祉用具購入サービス】 P. 65

レンタルで利用できる介護保険対象福祉用具 ... P. 70



■ 特殊寝台 P. 8



■ 特殊寝台付属品 P. 17・24



■ 床ずれ防止用具 P. 20



■ 体位変換器 P. 28



■ 徘徊感知機器 P. 28



■ 自動排泄処理装置 P. 29



■ 手すり P. 30



■ 歩行補助つえ P. 34




■ 歩行器 P. 35



■ 車いす P. 38



■ 車いす付属品 P. 54



■ スロープ P. 57



■ 移動用リフト P. 58



■ 購入品【排泄】 P. 66



■ 購入品【入浴】 P. 68



工業標準化法に基づくJISマーク表示制度において
次の登録認証機関が規格適合したことを認証した商品

JQA 一般財団法人 日本品質保証機構
MGS 一般財団法人 日本文化用品安全試験所
JET 一般財団法人 電気安全環境研究所

テクニカルセン

ご利用者様宅



消毒待機



ご利用者様宅から戻ってきた福祉用具は消毒待機場所に集められます。お試し利用・長期間利用にかかわらず、同じ工程で消毒・点検が行われます。

保管



特殊寝台

密封梱包が終わった商品は、2F・3Fの保管庫に上がり、種目や機種によってそれぞれの棚に振り分けられます。

在庫欠品のないように、また品質を損なわないように保たれています。



マットレス

急なご相談にも即時対応できるように徹底した管理を行なっています。



車いす



手すり



梱包



点検が終わった商品は、密封梱包され、保管庫へ移動します。

梱包前の商品をランダムに選び、外部の検査会社に委託し、残留細菌の検査を行なって品質の安全性をチェックします。(SRL社)

ター消毒工程

1 次 消 毒



高圧高温水(最高100度)を使用し洗浄と除菌殺菌を行ないます。高温水のため洗浄後の乾燥も早く、洗浄圧力も高いため隅々まで強力洗浄します。

2 次 消 毒



1次洗浄の終わった商品をバクテリサイドにて滅菌消毒します。

バクテリサイドは、安定二酸化塩素の強力な酸化作用によって除菌・消臭を行い、安全性にも優れています。

3時間 バクテリサイド消毒



1次洗浄の終わった商品をオゾン殺菌装置にて滅菌消毒します。

酸素を電気放電することで作られたオゾンガス(濃度10~20ppm)を室内に放出することにより、殺菌を行います。オゾンは空気に溶け込みやすく、環境にもやさしいものです。

5時間 オゾン消毒
3時間 オゾン分解

福祉用具は

搬出～消毒～点検～在庫～搬入それぞれの工程でバーコードチェックを行い、商品がどの状態にあるかが常に把握できます。また、修理履歴等も残る為、故障や事故を事前に予防することができます。

安心してご利用いただけるように徹底した管理を行なっております。

2 次 点 検



1次点検後に、別のスタッフが再点検を行ないます。

細かな部分の汚れや、部品の劣化・破損がないか確認します。

1 次 点 検



2次洗浄の終わった商品をエタノールにて清拭し、あわせて作動チェックや部品交換を行ないます。

強い汚れ:アクアテクノ
排泄関係:サニパスターS

利用者状態別 INDEX

商品ページでは、このマークを目安に選べます▶



○ 福祉用具を使わなくてもできる。

△ 福祉用具を使えば自分で行える。

✕ 福祉用具の使用と介助がないとできない。


軽い

Aさん



**日常生活は自立しています。
介助は必要ありません。**

- ・屋内歩行は、独歩で可能です。
- ・屋外に出るときは、段差などの路面状況により手すりやつえなど支持物があった方がより安全です。
- ・トイレやお風呂も自立ですが、立ちしゃがみなどの動作によっては、手すりがあるとより安全です。



Bさん



**日常生活はほぼ自立していて、支えがあれば介助は不要です。
福祉用具を使って、自分ひとりで外出できます。**

- ・屋内移動には、手すりやつえを使用します。立ちしゃがみや腰かけの高さによっては、手すりが必要です。
- ・屋外歩行は、支持物があれば可能ですが、転倒や疲労を考慮し、車いすとなることが多いです。
- ・安全のためにトイレや浴室には手すりが必要です。



状態

Cさん



**日常生活は車いすにてほぼ自立していますが、
外出など介助が必要な場面があります。**

- ・屋内移動は、車いす（自走式）、屋外は車いす（介助式）となります。
- ・日常生活の自立性を高めるために、立ち上がりや立位保持・方向転換時など、手すりや腰掛の高さ設定などが必要です。
- ・トイレやお風呂に関しても、手すりや入浴台などの福祉用具の個別対応が必要です。



Dさん



**日常生活が不自由で、常時車いすが必要です。
生活内に介助が必要な場面が多くなっています。**

- ・移動は屋内外ともに車いすです。
- ・本人の自立性を高めるためと介護者の負担を軽減する目的で、特殊寝台や車いすの個別対応が必要となります。
- ・トイレやお風呂に関しても、手すりや入浴台、リフトなどの福祉用具が必要です。



重い

Eさん



**ほとんど寝たきり状態で、日常生活がまったく不自由です。
全面的な介助が必要です。**

- ・移動は屋内外ともに車いす（介助式）です。
- ・本人のからだの苦痛の軽減と介護者の負担を軽減する目的で、特殊寝台や車いすの個別対応が必要です。
- ・外出やお風呂に関しても、リフトなどの福祉用具が必要です。



離床					屋内移動				お出かけ			だんらん(くつろぎ)			入浴				排泄					
床上(布団)からの立ち上がり	寝返り	ベッドからの起き上がり	ベッド上座位	ベッド(座位)からの立ち上がり	屋内歩行(移動)	立ち上がり	移乗	座りなおし	屋外歩行(移動)	立ち上がり	移乗	座りなおし	椅子座位	移乗	立ち上がり	椅子座位	またぐ(浴槽)	湯につかる	立ち上がり	立位(保持)	椅子座位	座りこむ(便器に)	立ち上がり	立位(保持)
○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
										歩行補助つえ …… P.34 歩行器 …… P.35														
△	○	○	○	○	△	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○	△	○	○	○	○
										歩行器 …… P.35 車いす …… P.38 車いす用クッション (車いす付属品) …… P.54												手すり …… P.30		
×	○	△	○	△	△	△	△	○	△	△	△	○	○	○	△	△	△	△	△	△	○	△	△	△
										車いす …… P.38 車いす用クッション (車いす付属品) …… P.54												手すり …… P.30		
×	△	△	○	△	△	△	△	△	×	△	△	△	△	△	△	△	×	×	×	×	△	△	△	△
										車いす …… P.38 車いす用クッション (車いす付属品) …… P.54												手すり …… P.30		
×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△	×	×	×	×	×	×	△	×	×	×	×
										車いす …… P.38 車いす用クッション (車いす付属品) …… P.54 介護リフト (移動用リフト) …… P.63												介護リフト (移動用リフト) …… P.62 手すり …… P.30		

特殊寝台（電動ベッド）

電動ベッドは、起き上がり・離床などの動作を助け、「寝たきりの生活」を防止するために用います。

利用者状態別選定ポイント

A B C D E このマークを目安に選べます。

Bさん



床上（布団）からの立ち上がりも可能ですが、手すりなどの支持物が必要となります。ベッドでは、自力で寝返りをし起き上がることは可能ですが、寝返りする際に介助バーなどの支持物が必要となることがあります。

Cさん



床上（布団）からの立ち上がりは自力では不可能な方です。ベッドからは介助バーなど支持物を使用し、自力で寝返り、足を下ろし起き上がります。移乗のためにベッドの高さ調整が必要です。

Dさん



ベッドから起き上がるために、背上げ機能を使用し、支持物を使用して座位へ自力もしくは介護で移行する方です。臥床時の姿勢安定のため膝上げ機能、移乗や介護のためにベッドの高さ調整機能が必要です。


Eさん



ベッド上座位時に身体がズレないように背上げ機能、膝上げ機能が必要な方です。介護や移乗のためにベッドの高さ調整機能が必要です。



電動ベッドの機能

背上げ機能




起き上がりの動作を助けます。

膝上げ機能



背上げするときに体がずれてしまうのを防ぎます。

高さ調節機能



ベッドの床高を立ち上がりやすい高さに変え、立ち上がりの動作を助けます。

介護する方も楽な姿勢が取れるので、負担が軽減されます。



背・膝連動機能

背・膝連動



背と膝の上げ下げを組み合わせることで、からだのずれや圧迫感が少なく、姿勢のずれにくい起き上がり動作ができます。

ラクリアーション

楽匠 Z シリーズ



従来の背と膝の上げ下げを組み合わせた動きに、ベッド全体を傾かせる動きを加えることで、床ずれの発生要因となる起き上がり時の身体のずれや圧迫感を大幅に軽減するとともに、起き上がり後の姿勢をしっかりと保持します。

らくらくーション

楽匠 Z シリーズ

楽匠 S シリーズ




ひとつのボタン操作で、からだがズレにくく、安定した姿勢で起き上がることができます。背上げをしたあとに介護する方が姿勢を直す負担を軽減できます。

電動ベッドのサイズ

■ 幅

83cm


83cm



接近しやすく介護がしやすい。

91cm


91cm



ゆったりとしたスペースと介護のしやすさを両立。

100cm

100cm




大柄の方でも充分に寝返りができるゆったりとしたスペース。

■ 長さ

ミニ


180cm



適応身長を目安
150cm未満

レギュラー


191cm



適応身長を目安
150cm以上

ロング

205cm



適応身長を目安
170cm後半から
※ロングサイズは、レギュラーサイズのベッドと延長フレームの組み合わせです。

各部名称とベッド付属品

マットレス 参照 P.18

ベッドの上に敷いて使用します。寝返りするためには硬めのものが適しており、体圧分散には柔らかいものの方が効果が高いという特徴があります。

テーブル 参照 P.26

ベッドの上に差し掛けて使用します。ベッドサイドレールに乗せて使用するものや、門型の足やフレームを持つものなどがあります。

ベッドサイドレール 参照 P.24

ベッドで寝ている人の転落予防、寝具の落下防止を目的としています。

介助バー 参照 P.25

ベッドの側面に取り付けて、ベッドからの乗り降りの際に体を支えます。つかまったり寝返りなどの補助として活用することが目的なので、ネジで固定されています。

脚部 参照 P.13・14

ベッドを支える部分で、キャスターを取り付けることもできます。

在宅用電動介護用ベッドのJISマークについて



マークのある特殊寝台（電動ベッド）は、柵（ベッドサイドレール）などの適合するオプション製品を取り付けたときにできる“すき間”について JIS 規格に定められた寸法を順守しています。組み合わせについては必ずその商品に適合するオプション製品（ベッドサイドレールなど）をお使いください。



楽匠 Z

らくしょう Zシリーズ



ベッドでの姿勢は、
生きる姿勢につながっている。

いつまでもその人らしい生活を。

新しい背あげ機構・ラクリアモーションを搭載した、

パラマウントベッドの新しい楽匠Zシリーズでお応えします。

本カタログ掲載の楽匠Zシリーズは、適合するサイドレールおよびベッド用グリップとの組み合わせにおいてJIS規格 (JIS T9254:2009) の認証を取得しています。



セーフティラウンドボード
(樹脂製・木目調)



木製ボード



木製ボード ハイタイプ

POINT 1

身体がずれにくく、体圧を再分配 身体にやさしい起き上がり

背あげをするときのずり落ちを抑えて、体圧を床ずれリスクのもっとも高い仙骨部からお尻と太ももに移します。安定した姿勢で起き上がることができ、床ずれリスクにも配慮した新しい背あげの方法です。



身体がずれないように、まず膝をあげてから上体を起こしはじめます。



少し上体を起こしてから、ベッドが傾き始めます。



ベッドが10°傾くと、さらに上体を起こします。



上体を起こしながら膝を下げることで、骨盤の立った姿勢で起き上がります。

※3モーションと2モーションでは、ラクリアモーションの動作が異なります。

POINT 2

姿勢が崩れにくいから
リラックスできて、動きやすい

膝を少し曲げて、足を下げた背あげ姿勢になるので、骨盤が立って、安定した姿勢が維持しやすくなります。

背もたれに頼ることが少なく、首や肩、腕が動きやすくなります。



※3モーションと2モーションでは、ラクリアモーションによる背あげ姿勢が多少異なります。

POINT 3

足が下がっているから離床しやすい

新しい背あげ姿勢は、脚を持ち上げたりしなくても、ベッドの外に足を降ろしやすくなっています。

また、ベッドの下スペースも広いので、立ち上がるときに十分に足を引くことができます。



POINT 4

天井から生活空間へ視界が広がる

骨盤の立った背あげ姿勢がとれ、フットボード側が低くなるため、ベッドで過ごしているときに天井方向に向かいがちだった視線が生活空間に向きやすくなります。また身体が動かしやすいので、視界も広がりやすくなります。



POINT 5

足元すっきり、もちろん介護もしやすい

ベッドの高さは最大で64.5cmまで上げることができるので、腰に負担がかかりにくい姿勢で介護できます。

ベッドの下スペースが広いので、踏み込んで接近しやすい構造です。



※1モーションは高さ調節ができません。

POINT 6

液晶画面スイッチを全機種搭載

手元スイッチには、暗くても表示が見やすいように白色液晶を使用しています。





セーフティラウンドボード
(樹脂製・木目調)



木製ボード




木製ボード
(ハイトタイプ)

	セーフティラウンドボード (樹脂製・木目調)	木製ボード	木製ボード (ハイトタイプ)																																													
3モーション	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-7331</td><td>707725</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-7311</td><td>707685</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-7321</td><td>707705</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-7301</td><td>707665</td></tr></table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7331	707725	83cm幅	KQ-7311	707685	91cm幅 mini	KQ-7321	707705	83cm幅 mini	KQ-7301	707665	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-7332</td><td>707730</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-7312</td><td>707690</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-7322</td><td>707710</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-7302</td><td>707670</td></tr></table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7332	707730	83cm幅	KQ-7312	707690	91cm幅 mini	KQ-7322	707710	83cm幅 mini	KQ-7302	707670	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-7333</td><td>707735</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-7313</td><td>707695</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-7323</td><td>707715</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-7303</td><td>707675</td></tr></table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7333	707735	83cm幅	KQ-7313	707695	91cm幅 mini	KQ-7323	707715	83cm幅 mini	KQ-7303	707675
	ベッド幅	型式	商品コード																																													
	91cm幅	KQ-7331	707725																																													
	83cm幅	KQ-7311	707685																																													
91cm幅 mini	KQ-7321	707705																																														
83cm幅 mini	KQ-7301	707665																																														
ベッド幅	型式	商品コード																																														
91cm幅	KQ-7332	707730																																														
83cm幅	KQ-7312	707690																																														
91cm幅 mini	KQ-7322	707710																																														
83cm幅 mini	KQ-7302	707670																																														
ベッド幅	型式	商品コード																																														
91cm幅	KQ-7333	707735																																														
83cm幅	KQ-7313	707695																																														
91cm幅 mini	KQ-7323	707715																																														
83cm幅 mini	KQ-7303	707675																																														
	<div><div>背上げ</div><div>膝上げ</div><div>高さ調節</div><div>背・膝連動</div></div>																																															
	<div>TAISコード00170-000785</div> <div>レンタル価格11,000円/月 ご利用(1割)1,100円/月 負担額(2割)2,200円/月</div>	<div>TAISコード00170-000786</div> <div>レンタル価格11,000円/月 ご利用(1割)1,100円/月 負担額(2割)2,200円/月</div>	<div>TAISコード00170-000787</div> <div>レンタル価格11,000円/月 ご利用(1割)1,100円/月 負担額(2割)2,200円/月</div>																																													
2モーション	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-7231</td><td>707645</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-7211</td><td>707605</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-7221</td><td>707625</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-7201</td><td>707585</td></tr></table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7231	707645	83cm幅	KQ-7211	707605	91cm幅 mini	KQ-7221	707625	83cm幅 mini	KQ-7201	707585	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-7232</td><td>707650</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-7212</td><td>707610</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-7222</td><td>707630</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-7202</td><td>707590</td></tr></table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7232	707650	83cm幅	KQ-7212	707610	91cm幅 mini	KQ-7222	707630	83cm幅 mini	KQ-7202	707590	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-7233</td><td>707655</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-7213</td><td>707615</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-7223</td><td>707635</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-7203</td><td>707595</td></tr></table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7233	707655	83cm幅	KQ-7213	707615	91cm幅 mini	KQ-7223	707635	83cm幅 mini	KQ-7203	707595
	ベッド幅	型式	商品コード																																													
	91cm幅	KQ-7231	707645																																													
	83cm幅	KQ-7211	707605																																													
91cm幅 mini	KQ-7221	707625																																														
83cm幅 mini	KQ-7201	707585																																														
ベッド幅	型式	商品コード																																														
91cm幅	KQ-7232	707650																																														
83cm幅	KQ-7212	707610																																														
91cm幅 mini	KQ-7222	707630																																														
83cm幅 mini	KQ-7202	707590																																														
ベッド幅	型式	商品コード																																														
91cm幅	KQ-7233	707655																																														
83cm幅	KQ-7213	707615																																														
91cm幅 mini	KQ-7223	707635																																														
83cm幅 mini	KQ-7203	707595																																														
	<div><div>背上げ</div><div>高さ調節</div><div>背・膝連動</div></div>																																															
	<div>TAISコード00170-000777</div> <div>レンタル価格9,000円/月 ご利用(1割)900円/月 負担額(2割)1,800円/月</div>	<div>TAISコード00170-000778</div> <div>レンタル価格9,000円/月 ご利用(1割)900円/月 負担額(2割)1,800円/月</div>	<div>TAISコード00170-000779</div> <div>レンタル価格9,000円/月 ご利用(1割)900円/月 負担額(2割)1,800円/月</div>																																													
1モーション	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-7131</td><td>707565</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-7111</td><td>707525</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-7121</td><td>707545</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-7101</td><td>707505</td></tr></table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7131	707565	83cm幅	KQ-7111	707525	91cm幅 mini	KQ-7121	707545	83cm幅 mini	KQ-7101	707505	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-7132</td><td>707570</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-7112</td><td>707530</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-7122</td><td>707550</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-7102</td><td>707510</td></tr></table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7132	707570	83cm幅	KQ-7112	707530	91cm幅 mini	KQ-7122	707550	83cm幅 mini	KQ-7102	707510	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-7133</td><td>707575</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-7113</td><td>707535</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-7123</td><td>707555</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-7103</td><td>707515</td></tr></table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7133	707575	83cm幅	KQ-7113	707535	91cm幅 mini	KQ-7123	707555	83cm幅 mini	KQ-7103	707515
	ベッド幅	型式	商品コード																																													
	91cm幅	KQ-7131	707565																																													
	83cm幅	KQ-7111	707525																																													
91cm幅 mini	KQ-7121	707545																																														
83cm幅 mini	KQ-7101	707505																																														
ベッド幅	型式	商品コード																																														
91cm幅	KQ-7132	707570																																														
83cm幅	KQ-7112	707530																																														
91cm幅 mini	KQ-7122	707550																																														
83cm幅 mini	KQ-7102	707510																																														
ベッド幅	型式	商品コード																																														
91cm幅	KQ-7133	707575																																														
83cm幅	KQ-7113	707535																																														
91cm幅 mini	KQ-7123	707555																																														
83cm幅 mini	KQ-7103	707515																																														
	<div><div>背上げ</div></div>																																															
	<div>TAISコード00170-000769</div> <div>レンタル価格7,000円/月 ご利用(1割)700円/月 負担額(2割)1,400円/月</div>	<div>TAISコード00170-000770</div> <div>レンタル価格7,000円/月 ご利用(1割)700円/月 負担額(2割)1,400円/月</div>	<div>TAISコード00170-000771</div> <div>レンタル価格7,000円/月 ご利用(1割)700円/月 負担額(2割)1,400円/月</div>																																													

●共通サイズ表

セーフティラウンドボード (樹脂製・木目調)


〈レギュラーサイズ・ミニサイズ〉



〈 〉は1モーションの寸法です
[]はミニサイズの寸法です

木製ボード


〈レギュラーサイズ・ミニサイズ〉



〈 〉は1モーションの寸法です
[]はミニサイズの寸法です

木製ボード (ハイトタイプ)

〈レギュラーサイズ・ミニサイズ〉



〈 〉は1モーションの寸法です
[]はミニサイズの寸法です

楽匠Zシリーズ 専用オプション

アクセスポート

パラマウントベッド

立ち上がりや移乗、室内の移動などさまざまな用途に対応します。目的に合わせて多様な組み合わせが可能です。



ポール手すり1台セット

基本セットと垂直ポールと歩行用手すり1台のセットです。

型式	TAISコード
KQ-P70GF1	00170-000800

レンタル価格	7,000 円/月
ご利用 (1割)	700 円/月
負担額 (2割)	1,400 円/月

基本セット



型式	商品コード	TAISコード
KQ-P70G	711100	00170-000795

レンタル価格	4,000 円/月
ご利用 (1割)	400 円/月
負担額 (2割)	800 円/月

垂直ポール



型式	商品コード	JANコード
KQ-P70P	711105	4527799003273

レンタル価格	1,000 円/月
ご利用 (1割)	100 円/月
負担額 (2割)	200 円/月

歩行用手すり



型式	商品コード	JANコード
KQ-P70T	711110	4527799003280

レンタル価格	2,000 円/月
ご利用 (1割)	200 円/月
負担額 (2割)	400 円/月

延長フレーム

パラマウントベッド

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KQ-P72L	709225	00170-000793
83cm幅	KQ-P70L	709220	00170-000792

JIS認証取得

レンタル価格	1,000 円/月
ご利用 (1割)	100 円/月
負担額 (2割)	200 円/月

14cm長くなります

延長マットレスが別途、必要となります。

延長マットレス

パラマウントベッド

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-551L	709203	00170-000563
83cm幅	KE-553L	709204	00170-000565

レンタル価格	円/月
ご利用 (1割)	円/月
負担額 (2割)	円/月

キャスター

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-P70C	714065	00170-000794

レンタル価格	1,000 円/月
ご利用 (1割)	100 円/月
負担額 (2割)	200 円/月

JIS認証取得

ベッドの高さが
約3cm高くなります。



※市町村により保険対応外の場合がございますので、ご確認ください。

ホルダー付IVポール

パラマウントベッド

型式	TAISコード
KC-56P70	00170-000844

●楽匠Zシリーズ専用

※IVポール+IVポールホルダー

レンタル価格	1,500 円/月
ご利用 (1割)	150 円/月
負担額 (2割)	300 円/月

IVポール

型式	商品コード	TAISコード
KC-56	718140	00170-000078

IVポールホルダー

型式	商品コード	TAISコード
KQ-P70V	718155	00170-000843




ベッド付属品はこれからお選びください

マットレス

参照 P.18

介助バー

参照 P.25



テーブル

参照 P.26

ベッドサイドレール

参照 P.24

※ JIS 認証取得 のマークのある製品は、楽匠Zシリーズとの組み合わせにおいてJIS認証を取得しております。

楽匠Sシリーズ



JIS T 9254:2009



ご本人にも、介護する方にも、安心してお使いいただけるベッド。
それが、楽匠Sシリーズです。
新たに、ゆとりの100cm幅ワイドサイズをラインアップ。

楽匠Sシリーズは、適合するサイドレールおよびベッド用グリップとの組み合わせにおいて
JIS規格（JIS T9254：2009）の認証を取得しています。



楽匠Sシリーズ 専用オプション

延長フレーム

パラマウントベッド

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード	JIS 認証取得
100cm幅	KQ-P94L	709210	00170-000681	
91cm幅	KQ-P92L	709201	00170-000526	
83cm幅	KQ-P90L	709202	00170-000525	

●楽匠Sシリーズ専用

14cm長くなりす

延長マットレスが別途、必要となります。

〈100cm〉	〈91・83cm〉
レンタル 価格 1,000 円/月	レンタル 価格 1,000 円/月
ご利用 負担額 (1割) 100 円/月 (2割) 200 円/月	ご利用 負担額 (1割) 100 円/月 (2割) 200 円/月

在庫限定

延長マットレス

パラマウントベッド

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-557L	709207	00170-000661
91cm幅	KE-551L	709203	00170-000563
83cm幅	KE-553L	709204	00170-000565

〈100cm〉	〈91・83cm〉
レンタル 価格 — 円/月	レンタル 価格 — 円/月
ご利用 負担額 (1割) — 円/月 (2割) — 円/月	ご利用 負担額 (1割) — 円/月 (2割) — 円/月

ハイトスペーサー

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-P90H	714090	00170-000561

ベッドの高さが6.5cm高くなります。

JIS 認証取得

レンタル 価格 — 円/月	ご利用 負担額 (1割) — 円/月 (2割) — 円/月
---------------------	--

在庫限定

キャスター

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-P90C	714055	00170-000560


ベッドの高さは変わりません。

JIS 認証取得

レンタル 価格 1,000 円/月	ご利用 負担額 (1割) 100 円/月 (2割) 200 円/月
--------------------------------	--

在庫限定


ベッド付属品はこちらからお選びください



●共通サイズ表

木製ボード


〈レギュラーサイズ・ミニサイズ〉



〈 〉は1モーターの寸法です
[]はミニサイズの寸法です

セーフティラウンドボード (樹脂製)

〈レギュラーサイズ・ミニサイズ〉



〈 〉は1モーターの寸法です
[]はミニサイズの寸法です

※ JIS 認証取得 のマークのある製品は、楽匠Sシリーズとの組み合わせにおいてJIS認証を取得しております。



セーフティラウンドボード
(樹脂製・木目調)



木製ボード



木製ボード
ワイドサイズ

	セーフティラウンドボード (樹脂製・木目調)	木製ボード	木製ボード ワイドサイズ																																				
らくらく モーション	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-9631</td><td>705011</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-9611</td><td>705013</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-9621</td><td>705012</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-9601</td><td>705014</td></tr></table> <div>TAISコード00170-000517</div> <div>レンタル価格12,000円/月 ご利用(1割)1,200円/月 負担額(2割)2,400円/月在庫限定</div>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-9631	705011	83cm幅	KQ-9611	705013	91cm幅 mini	KQ-9621	705012	83cm幅 mini	KQ-9601	705014	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-9632</td><td>705001</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-9612</td><td>705003</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-9622</td><td>705002</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-9602</td><td>705004</td></tr></table> <div>TAISコード00170-000513</div> <div>レンタル価格12,000円/月 ご利用(1割)1,200円/月 負担額(2割)2,400円/月在庫限定</div>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-9632	705001	83cm幅	KQ-9612	705003	91cm幅 mini	KQ-9622	705002	83cm幅 mini	KQ-9602	705004	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>100cm幅</td><td>KQ-9652</td><td>705020</td></tr></table> <div>TAISコード00170-000679</div> <div>レンタル価格14,000円/月 ご利用(1割)1,400円/月 負担額(2割)2,800円/月</div>	ベッド幅	型式	商品コード	100cm幅	KQ-9652	705020
	ベッド幅	型式	商品コード																																				
	91cm幅	KQ-9631	705011																																				
	83cm幅	KQ-9611	705013																																				
91cm幅 mini	KQ-9621	705012																																					
83cm幅 mini	KQ-9601	705014																																					
ベッド幅	型式	商品コード																																					
91cm幅	KQ-9632	705001																																					
83cm幅	KQ-9612	705003																																					
91cm幅 mini	KQ-9622	705002																																					
83cm幅 mini	KQ-9602	705004																																					
ベッド幅	型式	商品コード																																					
100cm幅	KQ-9652	705020																																					
3モーター	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-9331</td><td>705111</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-9311</td><td>705113</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-9321</td><td>705112</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-9301</td><td>705114</td></tr></table> <div>TAISコード00170-000518</div> <div>レンタル価格11,000円/月 ご利用(1割)1,100円/月 負担額(2割)2,200円/月在庫限定</div>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-9331	705111	83cm幅	KQ-9311	705113	91cm幅 mini	KQ-9321	705112	83cm幅 mini	KQ-9301	705114	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-9332</td><td>705101</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-9312</td><td>705103</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-9322</td><td>705102</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-9302</td><td>705104</td></tr></table> <div>TAISコード00170-000514</div> <div>レンタル価格11,000円/月 ご利用(1割)1,100円/月 負担額(2割)2,200円/月在庫限定</div>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-9332	705101	83cm幅	KQ-9312	705103	91cm幅 mini	KQ-9322	705102	83cm幅 mini	KQ-9302	705104							
	ベッド幅	型式	商品コード																																				
	91cm幅	KQ-9331	705111																																				
	83cm幅	KQ-9311	705113																																				
91cm幅 mini	KQ-9321	705112																																					
83cm幅 mini	KQ-9301	705114																																					
ベッド幅	型式	商品コード																																					
91cm幅	KQ-9332	705101																																					
83cm幅	KQ-9312	705103																																					
91cm幅 mini	KQ-9322	705102																																					
83cm幅 mini	KQ-9302	705104																																					
2モーター	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-9231</td><td>705211</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-9211</td><td>705213</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-9221</td><td>705212</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-9201</td><td>705214</td></tr></table> <div>TAISコード00170-000519</div> <div>レンタル価格9,000円/月 ご利用(1割)900円/月 負担額(2割)1,800円/月在庫限定</div>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-9231	705211	83cm幅	KQ-9211	705213	91cm幅 mini	KQ-9221	705212	83cm幅 mini	KQ-9201	705214	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-9232</td><td>705201</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-9212</td><td>705203</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-9222</td><td>705202</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-9202</td><td>705204</td></tr></table> <div>TAISコード00170-000515</div> <div>レンタル価格9,000円/月 ご利用(1割)900円/月 負担額(2割)1,800円/月在庫限定</div>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-9232	705201	83cm幅	KQ-9212	705203	91cm幅 mini	KQ-9222	705202	83cm幅 mini	KQ-9202	705204	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>100cm幅</td><td>KQ-9252</td><td>705220</td></tr></table> <div>TAISコード00170-000678</div> <div>レンタル価格11,000円/月 ご利用(1割)1,100円/月 負担額(2割)2,200円/月</div>	ベッド幅	型式	商品コード	100cm幅	KQ-9252	705220
	ベッド幅	型式	商品コード																																				
	91cm幅	KQ-9231	705211																																				
	83cm幅	KQ-9211	705213																																				
91cm幅 mini	KQ-9221	705212																																					
83cm幅 mini	KQ-9201	705214																																					
ベッド幅	型式	商品コード																																					
91cm幅	KQ-9232	705201																																					
83cm幅	KQ-9212	705203																																					
91cm幅 mini	KQ-9222	705202																																					
83cm幅 mini	KQ-9202	705204																																					
ベッド幅	型式	商品コード																																					
100cm幅	KQ-9252	705220																																					
1モーター	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-9131</td><td>705311</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-9111</td><td>705313</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-9121</td><td>705312</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-9101</td><td>705314</td></tr></table> <div>TAISコード00170-000520</div> <div>レンタル価格7,000円/月 ご利用(1割)700円/月 負担額(2割)1,400円/月在庫限定</div>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-9131	705311	83cm幅	KQ-9111	705313	91cm幅 mini	KQ-9121	705312	83cm幅 mini	KQ-9101	705314	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-9132</td><td>705301</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-9112</td><td>705303</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-9122</td><td>705302</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-9102</td><td>705304</td></tr></table> <div>TAISコード00170-000516</div> <div>レンタル価格7,000円/月 ご利用(1割)700円/月 負担額(2割)1,400円/月在庫限定</div>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-9132	705301	83cm幅	KQ-9112	705303	91cm幅 mini	KQ-9122	705302	83cm幅 mini	KQ-9102	705304							
	ベッド幅	型式	商品コード																																				
	91cm幅	KQ-9131	705311																																				
	83cm幅	KQ-9111	705313																																				
91cm幅 mini	KQ-9121	705312																																					
83cm幅 mini	KQ-9101	705314																																					
ベッド幅	型式	商品コード																																					
91cm幅	KQ-9132	705301																																					
83cm幅	KQ-9112	705303																																					
91cm幅 mini	KQ-9122	705302																																					
83cm幅 mini	KQ-9102	705304																																					

特殊寝台

フロアーベッド (3モーター)


フランスベッド



超低床リクライニングベッド

ご家族と同じ目線でお休みいただけます

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	FLB-03 J 91J-CP	—	00200-000480




介護の負担を軽減

ボトムの高さを61cmまで調整でき、ベッドから車いすへの移乗時など、介助する方の負担を軽減します。

床上18cmで安全停止!

目視による安全確認をしながらベッドを下げ、挟み込みを予防します。



重量: 62kg
背上げ角度: 0 ~ 75°
脚上げ角度: 0 ~ 35°

レンタル価格	14,400円/月
ご利用負担額 (1割)	1,440円/月
ご利用負担額 (2割)	2,880円/月



Q-AURA 2モーター・3モーター

パラマウントベッド



液晶表示で、角度や高さを「見える化」

2モーター

ベッド幅	型式	TAISコード
91cm幅	KQ-62310	00170-000868

3モーター

ベッド幅	型式	TAISコード
91cm幅	KQ-63310	00170-000874


〈2モーター〉

レンタル価格	7,000円/月
ご利用負担額 (1割)	700円/月
ご利用負担額 (2割)	1,400円/月

〈3モーター〉

レンタル価格	9,000円/月
ご利用負担額 (1割)	900円/月
ご利用負担額 (2割)	1,800円/月

手元スイッチ



純 1モーター

シーホネス




日々の暮らしにフィットする
「和風モダン」なデザイン

レギュラーサイズ

ベッド幅	型式	TAISコード
91cm幅	K-530	00167-000106



レンタル価格	5,500円/月
ご利用負担額 (1割)	550円/月
ご利用負担額 (2割)	1,100円/月



》マットレスの選び方

マットレスを選ぶ際には、寝心地だけでなく、「動きやすさ」や「体圧分散性能」も重要です。

マットレスの上での「動きやすさ」は、ベッドから出る動作を助けます。

また、床ずれリスクの高い方には、状態に応じて「体圧分散性能」の高いマットレスが必要です。

身体状況

優先すること

何かにつかまれば自分で
寝返りや立ちあがりができる。




動きやすさ

適度なかたさ

自立した生活を維持するためにはできるだけ
ベッドから離れることが大切。動きやすく、姿
勢が安定しやすいことに配慮しました。

起きあがりや端座位への
移行は自力でできるが、
移乗には介助が必要。



適度なかたさ

縁がしっかりしている


寝たり、起きたりを繰り返していますが、できる
だけからだを起こして過ごすように、また、移乗
がしやすいように、端座位の安定性を重視しまし
た。

一日の大半をベッドで過ごし、
寝返り、起きあがり、移乗など
ほとんどの動作に介助が必要。



体圧分散性能

ベッドの上で過ごす時間が長く、身体機能が低
下しているので、床ずれのリスクを軽減するこ
とを優先しました。




床ずれとは

体重の集中する骨と寝具に挟まれた皮膚組織が圧迫され、「血の流れ
が悪くなり、皮膚やその下にある組織が死んでしまうこと」を言います。
床ずれは、組織内部のダメージが確認できないために、キズ(創)の
状態が急速に悪化することがあります。毎日注意深く皮膚を観察する
ことが大切です。

床ずれを防止するためには

床ずれ発生の2大要因を減少させる対策をとっていきましょう。

- ①圧力の強さを小さくする。
- ②圧力のかかっている時間を少なくする。



マットレス

ストレッチシリーズ

パラマウントベッド

マットレスは、ずれ軽減+より優れた体圧分散へ。

ベッドとジャストフィットする新機構「ストレッチシステム」によりマットレスが伸びて、背あがり時の身体のずれを軽減できます。幅広いラインナップからお選びいただけます。

対象者の目安（床ずれ発生リスク度）			
なし	軽度	中等度	高度
ストレッチスリム			
ストレッチフィット			
	ストレッチグライド		

ストレッチスリム
Stretch-Slim

動きやすさと快適なクッション性を両立する
厚さ7cmの薄型・軽量マットレス



マットレスが伸びて
身体のずれを軽減

厚さ
7cm

■ 通気タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-777TQ	708570	00170-000749
91cm幅	KE-771TQ	708560	00170-000745
83cm幅	KE-773TQ	708550	00170-000747
91cm幅 mini	KE-772TQ	708565	00170-000746
83cm幅 mini	KE-774TQ	708555	00170-000748

■ 清拭タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-777SQ	708545	00170-000744
91cm幅	KE-771SQ	708535	00170-000740
83cm幅	KE-773SQ	708525	00170-000742
91cm幅 mini	KE-772SQ	708540	00170-000741
83cm幅 mini	KE-774SQ	708530	00170-000743

<100cm>


レンタル価格	2,000	円/月
ご利用負担額 (1割)	200	円/月
負担額 (2割)	400	円/月

<91・83cm>


レンタル価格	2,000	円/月
ご利用負担額 (1割)	200	円/月
負担額 (2割)	400	円/月

ストレッチフィット
Stretch-Fit


マットレスが伸びて身体のずれを軽減する
ストレッチシステムに優れた体圧分散性をプラス



優れた体圧分散性を発揮



マットレスが伸びて
身体のずれを軽減

厚さ
9cm

端座位姿勢を安定
させやすいサイドエッジ

■ 通気タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-787TQ	708620	00170-000739
91cm幅	KE-781TQ	708610	00170-000735
83cm幅	KE-783TQ	708600	00170-000737
91cm幅 mini	KE-782TQ	708615	00170-000736
83cm幅 mini	KE-784TQ	708605	00170-000738

■ 清拭タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-787SQ	708595	00170-000734
91cm幅	KE-781SQ	708585	00170-000730
83cm幅	KE-783SQ	708575	00170-000732
91cm幅 mini	KE-782SQ	708590	00170-000731
83cm幅 mini	KE-784SQ	708580	00170-000733

<100cm>

レンタル価格	3,000	円/月
ご利用負担額 (1割)	300	円/月
負担額 (2割)	600	円/月


<91・83cm>

レンタル価格	3,000	円/月
ご利用負担額 (1割)	300	円/月
負担額 (2割)	600	円/月


床ずれ防止用具

ストレッチグライド
Stretch-Glide


性質の異なるウレタンフォームを
2層追加してさらに優れた体圧分散性を発揮



静止型マットレスで
最高クラスの体圧分散性



マットレスが伸びて
身体のずれを軽減

厚さ
12.5cm

グライドシート加工

端座位姿勢を安定
させやすいサイドエッジ



上体部 臀部 脚部
身体の部位に合わせた
カッティングにより
優れた分散性能を発揮

<100cm>

レンタル価格	6,000	円/月
ご利用負担額 (1割)	600	円/月
負担額 (2割)	1,200	円/月

<91・83cm>

レンタル価格	6,000	円/月
ご利用負担額 (1割)	600	円/月
負担額 (2割)	1,200	円/月

パラフィットマットレス

パラマウントベッド

柔らかく快適な寝心地を実現しつつ
立ち上がりや寝返りなどの動作をサポート

厚さ
9cm

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-717Q	708520	00170-000699
91cm幅	KE-711Q	708510	00170-000697
83cm幅	KE-713Q	708500	00170-000698
91cm幅 mini	KE-7111Q	708515	00170-000700
83cm幅 mini	KE-7131Q	708505	00170-000701


- トップカバー / ポリエステル
- クッション材 / ウレタンフォーム・ポリエステル
- 加工 / 抗菌加工、防カビ加工、難燃加工

<100cm>

レンタル 価格	3,000	円/月
ご利用 負担額 (1割)	300	円/月
負担額 (2割)	600	円/月

<91・83cm>

レンタル 価格	3,000	円/月
ご利用 負担額 (1割)	300	円/月
負担額 (2割)	600	円/月



エバーフィット (通気タイプ)

パラマウントベッド

リバーシブルで“選べるやわらかさ”
無膜ウレタンフォームによる“抜群の通気性”

厚さ
10cm

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-577Q	708320	00170-000439
91cm幅	KE-571Q	708310	00170-000438
83cm幅	KE-573Q	708300	00170-000437
91cm幅 mini	KE-5711Q	708315	00170-000441
83cm幅 mini	KE-5731Q	708305	00170-000440

<100cm>

レンタル 価格	3,000	円/月
ご利用 負担額 (1割)	300	円/月
負担額 (2割)	600	円/月


<91・83cm>

レンタル 価格	3,000	円/月
ご利用 負担額 (1割)	300	円/月
負担額 (2割)	600	円/月

ハードフィット面
(通気タイプ)



ソフトフィット面
(通気タイプ)



エバーフィット (清拭タイプ)

パラマウントベッド

リバーシブルで“選べるやわらかさ”
汚れや水分がしみこみ難いカバーを採用

厚さ
10cm

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-527Q	708276	00170-000398
91cm幅	KE-521Q	708246	00170-000389
83cm幅	KE-523Q	708206	00170-000390
91cm幅 mini	KE-5211Q	708256	00170-000396
83cm幅 mini	KE-5231Q	708226	00170-000397

<100cm>

レンタル 価格	3,000	円/月
ご利用 負担額 (1割)	300	円/月
負担額 (2割)	600	円/月

<91・83cm>

レンタル 価格	3,000	円/月
ご利用 負担額 (1割)	300	円/月
負担額 (2割)	600	円/月

ハードフィット面
(清拭タイプ)



ソフトフィット面
(清拭タイプ)

アルファプラすくっと

タイカ

起き上がり時や立ち上がり時に手をつく位置
(マットの両端) が硬いため、動作を助けます

厚さ
9cm

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	TS-SKT-A1R	708425	00563-000021
83cm幅	TS-SKT-A3R	708420	00563-000019
91cm幅 mini	TS-SKT-A1S	708435	00563-000022
83cm幅 mini	TS-SKT-A3S	708430	00563-000020



レンタル 価格	3,000	円/月
ご利用 負担額 (1割)	300	円/月
負担額 (2割)	600	円/月

マットレス／ウレタンフォームマットレス



ブレグラーマットレス

パラマウントベッド

伸びながら曲がるキューマラインボトムのベッドに適しています

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-557Q	708202	00170-000444
91cm幅	KE-551Q	708020	00170-000159
83cm幅	KE-553Q	708000	00170-000142
91cm幅 mini	KE-5511Q	708200	00170-000286
83cm幅 mini	KE-5531Q	708180	00170-000285

厚さ
8cm



<100cm>

レンタル価格	2,000円/月
ご利用負担額 (1割)	200円/月
ご利用負担額 (2割)	400円/月

<91・83cm>

レンタル価格	2,000円/月
ご利用負担額 (1割)	200円/月
ご利用負担額 (2割)	400円/月

ソフィア

モルテン

身体状態や好みに応じて、オモテ面「やわらかめ」ウラ面「かたい」を使い分けることができます

厚さ
10cm

防水タイプ



通気タイプ

<100cm>

レンタル価格	3,000円/月
ご利用負担額 (1割)	300円/月
ご利用負担額 (2割)	600円/月

<91・83cm>

レンタル価格	3,000円/月
ご利用負担額 (1割)	300円/月
ご利用負担額 (2割)	600円/月

■防水タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	MHA10100	724280	00054-000034
91cm幅	MHA1091	724270	00054-000034
83cm幅	MHA1083	724260	00054-000034
91cm幅 mini	MHA1091S	724265	00054-000034
83cm幅 mini	MHA1083S	724255	00054-000034

■通気タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	MHAV10100	—	00054-000034
91cm幅	MHAV1091	—	00054-000034
83cm幅	MHAV1083	—	00054-000034
91cm幅 mini	MHAV1091S	—	00054-000034
83cm幅 mini	MHAV1083S	—	00054-000034

床ずれ防止用具

ウレタンフォーム

コンフォケアマットレス

パラマウントベッド


低反発と高弾力性、2つのウレタンフォームの組み合わせでしっかりとからだを支持します

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-811	722100	00170-000257
83cm幅	KE-813	722080	00170-000258

- トップカバー／ポリエステル・合成ゴム
- クッション材／低反発ウレタンフォーム、高弾力性ウレタンフォーム

厚さ
8.5cm

二層システム構造



レンタル価格	4,000円/月
ご利用負担額 (1割)	400円/月
ご利用負担額 (2割)	800円/月

ウレタンフォーム

マキシーフロート

パラマウントベッド

お手入れは清拭だけ、抗菌効果もある体圧分散マットレスです

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-801A	722025	00170-000045
83cm幅	KE-803A	722005	00170-000046


- トップカバー／ポリウレタン・ポリエステル
- クッション材／高弾力性ウレタンフォーム、ポリエステル繊維

厚さ
15cm

多層構造



弾力性の異なるウレタンフォームの3層構造



レンタル価格	6,000円/月
ご利用負担額 (1割)	600円/月
ご利用負担額 (2割)	1,200円/月

KE-801、KE-803もご用意しております。

ウレタンフォーム

アクアフロート 通気タイプ

パラマウントベッド

中央部に埋め込まれた水溶液のパックが、
床ずれ発生リスクの高い臀部の圧力を効果的に分散させます
背上げた時に、特に高い効果を発揮します

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-841Q	722115	00170-000507
83cm幅	KE-843Q	722110	00170-000508
91cm幅 mini	KE-8411Q	722119	00170-000511
83cm幅 mini	KE-8431Q	722118	00170-000512


- トップカバー／ポリエステル
- クッション材／ウレタンフォーム・ポリエステル・水溶液

厚さ
12cm



上半身・臀部・かかとの
各部位に適した
3つの構造

清拭タイプもご用意しております。



レンタル
価格 5,000 円/月
ご利用
負担額 (1割) 500 円/月
(2割) 1,000 円/月

ウレタンフォーム

アルファプラF 通気タイプ


タイカ

独自の4×4スリット加工で、体重が軽い人でも
身体にフィットし体圧を分散します


ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	MB-FAOR	722425	00563-000069
91cm幅	MB-FA1R	722410	00563-000067
83cm幅	MB-FA3R	722405	00563-000064
91cm幅 mini	MB-FA1S	722415	00563-000066
83cm幅 mini	MB-FA3S	722420	00563-000063

- カバー／ポリエステル 通気カバータイプ
- クッション材／αGEL・ポリウレタンフォーム

厚さ
13cm



高硬度ウレタンフォームで
安定感を確保



<100cm>
レンタル
価格 6,000 円/月
ご利用
負担額 (1割) 600 円/月
(2割) 1,200 円/月

<91・83cm>
レンタル
価格 6,000 円/月
ご利用
負担額 (1割) 600 円/月
(2割) 1,200 円/月

ウレタンフォーム

アルファプラ


タイカ

αGELとゲルサンド構造が実現した
「高い床ずれ防止効果」と「ベッド上での動きやすさ」
トータルバランスに優れたマットレスです

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	MB-11-LIGHT-R0	722220	00563-000012
91cm幅	MB-11-LIGHT-R1	722200	00563-000008
83cm幅	MB-11-LIGHT-R3	722180	00563-000005
91cm幅 mini	MB-11-LIGHT-R1-M	722240	00563-000011
83cm幅 mini	MB-11-LIGHT-R3-M	722300	00563-000010


- カバー／表地：ポリエステル、裏地：ポリウレタン 撥水・防水・制菌加工
- クッション材／αGEL・ポリウレタン

厚さ
11.5cm



<100cm>
レンタル
価格 6,000 円/月
ご利用
負担額 (1割) 600 円/月
(2割) 1,200 円/月

<91・83cm>
レンタル
価格 6,000 円/月
ご利用
負担額 (1割) 600 円/月
(2割) 1,200 円/月



ウレタンフォーム

アキュマックス


パラマウントベッド

ウレタンフォームとエアーのハイブリッド型
優れた体圧分散性能を発揮します

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-821	722160	00170-000259
83cm幅	KE-823	722170	00170-000260

- トップカバー／ポリウレタン・ポリエステル
- クッション材／ウレタンフォーム、ポリエステル

厚さ
15.5cm



レンタル
価格 10,000 円/月
ご利用
負担額 (1割) 1,000 円/月
(2割) 2,000 円/月

高性能エアマットレス

高性能エアマットレス（体位変換機能付き）

オスカー

モルテン

さまざまな身体状況の利用者様へのケアに
最適な特性で対応する、人の手で行うような
優しい自動体位変換機能を備えた高性能エアマットレス

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	MOSC91	724380	00054-000137
83cm幅	MOSC83	724375	00054-000137
91cm幅 mini	MOSC91S	724390	00054-000137
83cm幅 mini	MOSC83S	724385	00054-000137

厚さ
17cm

レンタル 価格	9,000円/月
ご利用 負担額 (1割)	900円/月
負担額 (2割)	1,800円/月



防水	セル・ウレタン ハイブリッド構造
除湿	アセスメント& フィッティングモード
静止型モード	マニュアル モード
背上げモード	緊急エア抜き 構造
体位変換 モード	リハビリモード
ポンプチューブ 内蔵型	停電対策 機能
むれ対策	ひえ対策

高性能エアマットレス

ステージア

モルテン

体圧分散式マットレスに求められる圧特性を向上、
QOL特性を飛躍的に向上させた
床ずれケアと緩和ケアのための高性能エアマットレス

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	MSTA91	724335	00054-000115
83cm幅	MSTA83	724330	00054-000115
91cm幅 mini	MSTA91S	724345	00054-000115
83cm幅 mini	MSTA83S	724340	00054-000115

●荷重：150kg

レンタル 価格	9,000円/月
ご利用 負担額 (1割)	900円/月
負担額 (2割)	1,800円/月

厚さ
13cm



防水	セル・ウレタン ハイブリッド構造
静止型モード	圧切替型 モード
かたさ調節	ポンプチューブ 内蔵型
リハビリモード	むれ対策
ひえ対策	

高性能エアマットレス

ここちあ結起 3Dタイプ

パラマウントベッド

体圧分散も、「ずれ」軽減もベッドリンク機能でフルオート
臀部から大腿部を支える3Dセル内蔵

厚さ
15cm

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-931QS	722490	00170-000845
83cm幅	KE-933QS	722500	00170-000847
91cm幅 mini	KE-932QS	722495	00170-000846
83cm幅 mini	KE-934QS	722505	00170-000848

レンタル 価格	6,000円/月
ご利用 負担額 (1割)	600円/月
負担額 (2割)	1,200円/月

cococia
結起
ゆうき

換気	リプレースメント
背上げモード (ベッドリンク)	やわらか機能
しっかりモード	停電対策 機能

エアマットレス特有の凹凸感を和らげるトップクッションで身体をやさしく支えます。

ベッドリンク機能でベッドの動きを読み取り、エアの圧力を適切にコントロールし、背上げの際の体圧分散と「ずれ」を軽減します。
※アウラ電動ベッドは対象外です。



ガイダンス機能で使いやすいフルカラー液晶操作パネル

大容量ターボポンプをマットレスの中に収納



高性能エアマットレス

エアマスターネクス

ケーブル

新形状のエアセルが、療養者の状態の変化に対応
予防目的から軽度、さらに重度まで、
幅広くご使用いただけます

厚さ
13cm

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	CR-610	724405	00206-000067
83cm幅	CR-600	724400	00206-000067
91cm幅 mini	CR-620	724415	00206-000067
83cm幅 mini	CR-640	724410	00206-000067



換気	リフレッシュ
背上げモード	微波動モード
リハビリモード	停電対策機能

レンタル価格	10,000円/月
ご利用負担額 (1割)	1,000円/月
ご利用負担額 (2割)	2,000円/月

高性能エアマットレス

エアマスターネクスR

ケーブル

ワンタッチで使用できる
“かんたんモード” を搭載
幅広い療養者や状態の変化に対応できる
「NEXUS」の進化系高性能エアマットレス

厚さ
12cm

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	CR-685	724440	00206-000087
91cm幅	CR-663	724600	00206-000083
83cm幅	CR-660	724595	00206-000082
91cm幅 mini	CR-667	724610	00206-000085
83cm幅 mini	CR-665	724605	00206-000084



換気	リフレッシュ
背上げモード	微波動モード
クイックハード	停電対策機能

レンタル価格	7,000円/月
ご利用負担額 (1割)	700円/月
ご利用負担額 (2割)	1,400円/月

レンタル価格	7,000円/月
ご利用負担額 (1割)	700円/月
ご利用負担額 (2割)	1,400円/月

高性能エアマットレス

ビッグセル インフィニティ

ケーブル

マットレスに内蔵されたセンサーが
背上げ角度を感知して
圧切り替えを静止し
最適な内圧に自動調整します

換気	リフレッシュ
背上げモード	微波動モード
クイックハード	停電対策機能

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	CR-559	724370	00206-000074
91cm幅	CR-555	724355	00206-000074
83cm幅	CR-550	724350	00206-000074
91cm幅 mini	CR-557	724365	00206-000074
83cm幅 mini	CR-553	724360	00206-000074

厚さ
17cm



ビッグセル インフィニティプラス

ケーブル

専用マットレスの足元部分に
組み込まれたプラス専用パッドが
エアマットレス内部のひえを防ぎます

換気	リフレッシュ
背上げモード	微波動モード
クイックハード	停電対策機能

冷え対策
厚さ
17cm

ベッド幅	型式	TAISコード
100cm幅	CR-569	00206-000076
91cm幅	CR-565	00206-000076
83cm幅	CR-561	00206-000076
91cm幅 mini	CR-567	00206-000076
83cm幅 mini	CR-563	00206-000076

インフィニティプラス		インフィニティ		専用パッド	
型式	型式	商品コード		型式	商品コード
CR-569	CR-559	724370	+	CR-549	724565
CR-565	CR-555	724355	+		
CR-561	CR-550	724350	+		
CR-567	CR-557	724365	+		
CR-563	CR-553	724360	+		

●ビッグセル インフィニティ

レンタル価格	10,000円/月
ご利用負担額 (1割)	1,000円/月
ご利用負担額 (2割)	2,000円/月

●ビッグセル インフィニティプラス

レンタル価格	10,000円/月
ご利用負担額 (1割)	1,000円/月
ご利用負担額 (2割)	2,000円/月

特殊寝台付属品

ベッドサイドレール

転落予防や、寝具の落下予防に。

抜き差しがしやすく使いやすいベッドサイドレールです。ベッドからの転落や寝具の落下を予防するために使います。
(立ちあがり時など、支えとしてお使いになる場合は介助バーをお使いください)

ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KS-161Q	710159	00170-000527
KS-171Q	710162	00170-000529

JIS 認証取得

※1本単位でご注文を受付いたします。

- 長さ: 96.4cm ●材質: スチールパイプ・樹脂
- 色: ホワイトアイボリー

※KS-161Q/全高: 50.3cm
KS-171Q/全高: 56.3cm

レンタル 価格	250 円/月
ご利用 負担額 (1割)	25 円/月
負担額 (2割)	50 円/月

1本



ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KS-126M	710201	00170-000806

JIS 認証取得

※1本単位でご注文を受付いたします。

- 長さ: 96.4cm ●全高: 50.5cm
- 材質: スチールパイプ・樹脂
- 色: ミディアム

レンタル 価格	円/月
ご利用 負担額 (1割)	円/月
負担額 (2割)	円/月

2本
セット



ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KS-191Q	710185	00170-000752

JIS 認証取得

- 長さ: 82.7cm ●全高: 50.3cm
- 材質: スチールパイプ・樹脂
- 色: ホワイトアイボリー

※介助バーとの組み合わせ・単独での使用専用です。

レンタル 価格	250 円/月
ご利用 負担額 (1割)	25 円/月
負担額 (2割)	50 円/月

1本



コンパクトで使いやすいサイズ

ソフトカバー付ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KS-161QC	710159	00170-000539
KS-16C	710145	

- 長さ: 97.5cm ●高さ: 51cm
- ※ベッドサイドレールKS-161Q (JIS認証取得)と
ソフトカバーKS-16Cのセットです。
- 色: カバー…ベージュ

レンタル 価格	500 円/月
ご利用 負担額 (1割)	50 円/月
負担額 (2割)	100 円/月

1本



ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KS-126C	710149	00170-000532

JIS 認証取得

※1本単位でご注文を受付いたします。

- 長さ: 96.4cm ●全高: 50.5cm
- 材質: スチールパイプ・樹脂
- 色: チェリー

レンタル 価格	円/月
ご利用 負担額 (1割)	円/月
負担額 (2割)	円/月

2本
セット



ソフトカバー付ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KS-191QC	710185	00170-000763
KS-191Q	710185	
KS-19CA	710195	

- 長さ: 85.3cm ●全高: 51.5cm
- 色: カバー…ベージュ

※ベッドサイドレールKS-191Q (JIS認証取得)と
ソフトカバーKS-19CAのセットです。

※介助バーとの組み合わせ・単独での使用専用です。

レンタル 価格	500 円/月
ご利用 負担額 (1割)	50 円/月
負担額 (2割)	100 円/月

1本



サイドサポート


パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KA-038B (ボトム取付式)	710161	00170-000354
KA-037BL (オプション受け差込式)	710171	00170-000558
KA-037BR (オプション受け差込式)	710170	00170-000557

- 長さ: 63cm ●幅: 12cm

レンタル 価格	500 円/月
ご利用 負担額 (1割)	50 円/月
負担額 (2割)	100 円/月

1本



KA-038B
※ 頭側専用

KA-037BL ……①

KA-037BR ……②

※ 左図の位置に取り付けられます。




※KA-037Bもご用意しております。

※ JIS 認証取得 のマークのある製品は、楽匠Zシリーズ、楽匠Sシリーズおよびアウラ電動ベッド (KQ-51300) との組み合わせにおいてJIS認証を取得しております。

ベッド用手すり

立ち上がり動作をしっかりと支援。

お使いになる方のために考えられた介助バーは、ベッドから離れる動作を支援するばかりでなく、さまざまな局面でご利用いただけます。



スイングアーム介助バー

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KS-096A	712018	00170-000551

JIS 認証取得

- 長さ：110.9cm ●全高：50.3cm
- 材質：主材…スチールパイプ
グリップ表面…樹脂コーティング
- 色：ホワイトアイボリー



レンタル 価格	1,500 円/月
ご利用 (1割)	150 円/月
負担額 (2割)	300 円/月

1本

スイングアーム介助バー

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KS-096D	712025	00170-000803

JIS 認証取得

- 長さ：110.9cm ●全高：50.3cm
- 材質：主材…スチールパイプ
グリップ表面…樹脂コーティング
- 色：ミディアム



レンタル 価格	円/月
ご利用 (1割)	円/月
負担額 (2割)	円/月

1本

ソフトカバー付スイングアーム介助バー

パラマウントベッド

型式	TAISコード
KS-096AC	00170-000552

型式	商品コード
KS-096A	712018
KS-96C	710146

※KS-096ACは、スイングアーム介助バーKS-096A (JIS認証取得)とソフトカバーKS-96Cのセットです。



レンタル 価格	1,750 円/月
ご利用 (1割)	175 円/月
負担額 (2割)	350 円/月

1本

ソフトカバー付スイングアーム介助バー

パラマウントベッド

型式	TAISコード
KS-096ACL	00170-000714

型式	商品コード
KS-096A	712018
KS-96CL	710141

※KS-096ACLは、スイングアーム介助バーKS-096A (JIS認証取得)とソフトカバーKS-96CLのセットです。



レンタル 価格	1,750 円/月
ご利用 (1割)	175 円/月
負担額 (2割)	350 円/月

1本

ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KS-151Q	710153	00170-000537

JIS 認証取得

- 長さ：58.9cm ●全高：50.3cm
- 材質：スチールパイプ・樹脂
- 色：ホワイトアイボリー



レンタル 価格	250 円/月
ご利用 (1割)	25 円/月
負担額 (2割)	50 円/月

1本

ソフトカバー付ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	TAISコード
KS-151QC	00170-000543

型式	商品コード
KS-151Q	710153
KS-15C	710148

- 長さ：60cm ●全高：51cm
- 色：ベージュ

※ベッドサイドレールKS-151Q (JIS認証取得)とソフトカバーKS-15Cのセットです。



レンタル 価格	500 円/月
ご利用 (1割)	50 円/月
負担額 (2割)	100 円/月

1本

※市町村により保険対応外の場合がございますので、ご確認ください。

IVポール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KC-56	718140	00170-000078

レンタル 価格	1,000 円/月
ご利用 (1割)	100 円/月
負担額 (2割)	200 円/月



IVポールホルダー

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-P90V	718150	00170-000686

レンタル 価格	500 円/月
ご利用 (1割)	50 円/月
負担額 (2割)	100 円/月

●楽匠 Sシリーズ専用

IVスタンド

パラマウントベッド

型式	商品コード
KC-508	718160

レンタル 価格	1,400 円/月
ご利用 (1割)	140 円/月
負担額 (2割)	280 円/月



※ JIS 認証取得 のマークのある製品は、楽匠Zシリーズ、楽匠Sシリーズおよびアウラ電動ベッド (KQ-51300) との組み合わせにおいてJIS認証を取得しております。

特殊寝台付属品


フレキシベルト ハグ M

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KZ-A52072	720035	00170-000694

●ウエストサイズ：70～120cm

レンタル 価格	2,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	200 円/月
負担額 (2割)	400 円/月




オーバーテーブル

パラマウントベッド

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KQ-060W	718005	00170-000375
91cm幅	KQ-060L	718010	00170-000374
83cm幅	KQ-060M	718015	00170-000373

●幅：31cm
●材質：表面／ポリエステル化粧板
両端／樹脂製

レンタル 価格	500 円/月
ご利用 負担額 (1割)	50 円/月
負担額 (2割)	100 円/月



ベッドサイドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-282	716085	00170-000399

●寸法：幅80.8×奥行45×高さ63～95.5cm
●重量：11kg

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。

レンタル 価格	3,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	300 円/月
負担額 (2割)	600 円/月



ベッドサイドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-1920	716095	00170-000716

●寸法：幅90.7×奥行44.5×高さ61～92.5cm
●重量：14.0kg

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。

レンタル 価格	3,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	300 円/月
負担額 (2割)	600 円/月

※KF-192もご用意しております。



イージーグライド M

パラマウントベッド


型式	商品コード	TAISコード
KZ-A29036	720000	00170-000570

●サイズ：長さ60×幅33cm ●重量：0.89kg ●材質：ポリエチレン
●橋渡しする距離：10cm以下 ●ボードの両端：15cm以上

レンタル 価格	1,500 円/月
ご利用 負担額 (1割)	150 円/月
負担額 (2割)	300 円/月



スライディングボードの使い方



表面の滑りやすさを利用し、対象者を座位姿勢のまま移乗させることができます。
十分な強度と柔軟性を兼ね備え、挿入や取り外しも工夫しています。
※段差が5cm以上の時・エアマット使用時には、ご利用をお控えください。

アジャストテーブル


パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-090	718120	00170-000188

●幅：32cm ●材質：樹脂製

83cm・91cm幅の
ベッドに使用可

レンタル 価格	500 円/月
ご利用 負担額 (1割)	50 円/月
負担額 (2割)	100 円/月



ベッドサイドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-283	900011	00170-000575

●寸法：幅60×奥行40×高さ60.0～94.0cm
●重量：15.6kg

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、付属の脚座ゴムシートが必要です。

レンタル 価格	3,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	300 円/月
負担額 (2割)	600 円/月

在庫限定



ベッドサイドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-1930	716100	00170-000751

●寸法：幅90.7×奥行44.5×高さ61～92.5cm
●重量：14.0kg

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。

レンタル 価格	3,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	300 円/月
負担額 (2割)	600 円/月



オーバーベッドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-813	716075	00170-000387

- 寸法：幅121×奥行40×高さ63～95.5cm
- 重量：16kg

※ワイドアウラベッドでは使用できません。
※楽匠Sシリーズ1モーターベッドで使用する場合は、ハイトスパーサーが必要です。

レンタル価格	3,000円/月
ご利用負担額 (1割)	300円/月
負担額 (2割)	600円/月



オーバーベッドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-833LB (ミディアムオーク)	716070	00170-000317

- 寸法：幅133.4×奥行63.4×高さ63～95cm
- 重量：24.0kg

※ワイドアウラベッドでは使用できません。
※楽匠Sシリーズ1モーターベッドで使用する場合は、ハイトスパーサーが必要です。

レンタル価格	3,000円/月
ご利用負担額 (1割)	300円/月
負担額 (2割)	600円/月



リハビリテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-850	716020	00170-000265

- 寸法：幅90×奥行63.4cm
- 重量：20.0kg
- 甲板寸法：幅90×奥行60cm
- 甲板高さ：53～78cm (11段階調節)
- 甲板角度：0° (水平)・15°・30°・90°
- 材質：本体／スチール製
天板／メラミン樹脂化粧板

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトスパーサーが必要です。

レンタル価格	5,000円/月
ご利用負担額 (1割)	500円/月
負担額 (2割)	1,000円/月



リハビリテーブル (ベルト付) KF-840BS

パラマウントベッド

商品コード	TAISコード
716050	00170-000826

- 寸法：幅79×奥行58cm (テーブル面)
高さ54～79cm (11段階調節可)
- 重量：13kg
- 材質：本体／スチール製、天板／メラミン樹脂化粧張り
- ベルト1本 (付属)
- 上体保持に配慮した天板形状
- 制動力が強いキャスターを採用

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトスパーサーが必要です。

レンタル価格	3,000円/月
ご利用負担額 (1割)	300円/月
負担額 (2割)	600円/月



※KQ-550もご用意しております。

※地域によっては対応が出来ない場合もございます。

端座位保持テーブル

パラマウントベッド

座位保持が不安定な方の
「座る」リハビリテーションをサポート

型式	商品コード	TAISコード
KF-890	716053	00170-000574

- 寸法：幅68×奥行77×高さ55～80cm (11段階調節)
- 重量：21kg
- 材質：本体／スチール製、天板／樹脂化粧板
- 肘パッド (2個) 付き

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトスパーサーが必要です。

レンタル価格	7,000円/月
ご利用負担額 (1割)	700円/月
負担額 (2割)	1,400円/月



Sittan
端座位保持テーブル



体位変換器・徘徊感知機器

バナナターン

パラマウントベッド

A B C D E

BananaTurn
体位変換器

使い方がわかりやすい
イラスト入り
(Sサイズを除く)

持ちやすい
グリップ

Lサイズ

Mサイズ

Sサイズ



〈Lサイズ〉

レンタル 価格	1,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	100 円/月
負担額 (2割)	200 円/月

〈Mサイズ〉

レンタル 価格	800 円/月
ご利用 負担額 (1割)	80 円/月
負担額 (2割)	160 円/月

〈Sサイズ〉

レンタル 価格	400 円/月
ご利用 負担額 (1割)	40 円/月
負担額 (2割)	80 円/月

サイズ	型式	商品コード	TAISコード
L	KE-P151	756030	00170-000682
M	KE-P152	756040	00170-000683
S	KE-P153	756050	00170-000684

Lサイズ／ ●寸法：全長約140×全幅42cm ●重量：約1.3kg
Mサイズ／ ●寸法：全長約109×全幅31cm ●重量：約0.7kg
Sサイズ／ ●寸法：全長約46×全幅21cm ●重量：約0.2kg

ペンギンサポート

パラマウントベッド

A B C D E



※地域によっては対応が出来ない場合もございます。

型式	商品コード	TAISコード
KE-100S	756060	00170-000713
●寸法：全長約163×全幅約48cm ●重量：約0.3kg ●材質：本体／ナイロン（撥水加工）、中板／ポリエチレンフォーム 面ファスナー／ポリエステル、ビニールバック／ポリ塩化ビニル ●最大使用者体重：138kg		

レンタル 価格	800 円/月
ご利用 負担額 (1割)	80 円/月
負担額 (2割)	160 円/月

イーゼースライドM

パラマウントベッド

A B C D E

体の下に敷き込み
摩擦を減らして
移動も容易に行えます



型式	商品コード	TAISコード
KZ-A52043	720095	00170-000611
●サイズ：長さ70×幅100cm		

レンタル 価格	2,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	200 円/月
負担額 (2割)	400 円/月

ロンボ ポジショニング 初期導入セット ラックヘルスケア

A B C D E



商品コード	TAISコード
756016	00245-000103

●サイズ：
① RF1 RF21118：長さ60×幅40cm
② RF5 RF21145：長さ80×幅80cm
③ RF3 RF32804：長さ40×幅23cm（2コ）
④ RM1 RM43036：長さ75×幅65cm
⑤ RM2 RM41934：クッション本体／長さ80×幅40cm
フラップ部／長さ80×幅20cm

カバーがつかます。

レンタル 価格	8,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	800 円/月
負担額 (2割)	1,600 円/月

※地域によっては対応が出来ない場合もございます。

ナーセントパットA (3ピース) NP アイ・ソネックス

A B C D E



- 体位変換
- 良肢位の保持
- 床ずれ部位の除圧

レンタル 価格	3,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	300 円/月
負担額 (2割)	600 円/月

※地域によっては対応が出来ない場合もございます。

商品コード	TAISコード
756000	00149-000012

●サイズ：(大ピース) 全幅40×全高10×奥行40cm
(小ピース) 全幅40×全高10×奥行20cm
●重量：(大ピース) 0.85kg (小ピース) 0.45kg×2 計1.75kg
●材質：低反発性高密度特殊ウレタン

家族コール2・Cタイプ (赤外線センサー) HK-2C

テクノスジャパン



赤外線で離床・徘徊行動を検知します！

到達距離：約100m（見通し）

商品コード	TAISコード
764050	00318-000057

●ハイパー・赤外線センサーK
サイズ：全幅110×全高70×奥行35mm
電源：006P 9V アルカリ電池1個
または AC100V (ACアダプタ付)
●メロディチャイム10 (受信器)
電源：AC100V ACアダプタ付 報知時間・音量：可変

レンタル 価格	5,500 円/月
ご利用 負担額 (1割)	550 円/月
負担額 (2割)	1,100 円/月



家族コール1・Aタイプ HK-1A

テクノスジャパン

ベッドから降りると報知します


通達距離：約60m（見通し）

気がかりな離床の動きをメロディでお知らせ！
通達距離 約60m（見通し）

商品コード	TAISコード
764015	00318-000032

- 床センサー・サイズ：全幅1000×全高4×奥行500mm
- コンソール（送信器）
電源：006P 9V アルカリ電池1個 AC100V
ACアダプタ両用
- メロディチャイム10（受信器）
電源：AC100V ACアダプタ付 報知時間・音量：可変

レンタル 価格	5,500 円/月
ご利用 負担額 (1割)	550 円/月
負担額 (2割)	1,100 円/月



※家族コール2 Aタイプもご用意しております。

家族コール1・Bタイプ HK-1B

テクノスジャパン

ベッドで起き上がると報知します


通達距離：約60m（見通し）

気がかりな離床の動きをメロディでお知らせ！
通達距離 約60m（見通し）

商品コード	TAISコード
764020	00318-000033

- ベッドセンサー・サイズ：全幅800×全高4×奥行300mm
- コンソール（送信器）
電源：006P 9V アルカリ電池1個 AC100V
ACアダプタ両用
- メロディチャイム10（受信器）
電源：AC100V ACアダプタ付 報知時間・音量：可変

レンタル 価格	5,500 円/月
ご利用 負担額 (1割)	550 円/月
負担額 (2割)	1,100 円/月



※家族コール2 Bタイプもご用意しております。

スカットクリーン

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KW-65H	758400	00170-000707

- 寸法：幅23.3×長さ37.8×高さ27.3cm
- 重量：5.0kg（尿タンクが空のとき）

※尿タンク・ブラシ入れは含まれません。

介護保険対応 レンタル

レンタル 価格	10,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	1,000 円/月
負担額 (2割)	2,000 円/月

本体
KW-65H



レシーバーをあてがい排尿すると、
自動的に尿を吸引します
尿意があるがトイレへの移乗が困難な方、
夜間転倒のリスクがある方、
し瓶をご利用の方で、し瓶を片づける手間を
軽減したい方などにお勧めです

女性用セット
（本体＋女性用レシーバーセット）



男性用セット
（本体＋男性用レシーバーセット）

ご本人の状態や介護環境に合った
使い方が可能です

夜中にトイレに
行くのが不安…



トイレまで
間に合わない…



トイレまでは
行けるけど…



介護保険ご利用の場合はレシーバーセットは購入対象となります

介護保険対応 購入

男性用レシーバーセット
KW-65MRT

商品コード	TAISコード
203630	00170-000708

介護保険対応 購入

女性用レシーバーセット
KW-65WRT

商品コード	TAISコード
203640	00170-000709



アタッチメントが
付属します。



尿タンク・ブラシ入れ
が付属します。



ハンドルが付属
します。



尿タンク・ブラシ入れ
が付属します。

手すりの選び方

手すりは、立ち上がりや起き上がり時に握り、つかまり、動作を安全かつ容易にするためと、座位や立位姿勢の保持のための支えの役割があります。ご本人の状態と目的、設置環境に合わせて選択しましょう。


立ち上がり、起き上がりの安全のために

居間・寝室・廊下・玄関など

設置型

手すりの取付が困難な場所に置いて使用します。

玄関の段差昇降、ベッドからの立ちすわりの補助として。



天井固定型

工事不要で取付可能です。

壁のない場所の手すりとして。




歩行時の支えのために

居間・寝室・廊下

設置型

安全な歩行のために。

歩行練習用に、据え置き型の手すりとして。



姿勢の支えと立ち上がりのために

トイレ

設置型

既存の便器、ポータブルトイレに設置します。

トイレでの座位の安定、便器からの立ちすわりの補助として。



トイレ用フレーム

フィットレスト KQ-320 パラマウントベッド

A B C D E

肘かけがはね上がり、おろした時は自動でロック
トイレでの姿勢の保持や立ちあがりなどをサポートします

商品コード TAISコード
758410 00170-000710

- 寸法：幅 約69×奥行 約56.5cm
- 高さ：約55～70cm (6段階調節)
※ はねあげ時：約81.5～96.5cm
- 重量：約11kg ● 最大使用者体重：100kg
- <材質>
- アームレスト：発泡ウレタン
- フレーム：スチール製（電着・粉体塗装仕上げ）
- ノブボルト：ステンレス・ABS樹脂



レンタル
価格 **3,000** 円/月
ご利用
負担額 (1割) **300** 円/月
(2割) **600** 円/月

Point1

アームレストの形状

「握る」「つかむ」「支える」「肘を乗せる」など、様々なシーンに配慮した形状です。



Point2

はね上げ式アームレスト&自動ロック機構

アームレストは、はね上げが可能です。下ろしたいときに自動でロックがかかる安全な機構を採用しています。



Point3

様々なトイレに対応

トイレ固定部は前後に5.5cm調整ができますので、様々なトイレに固定できます。



※温水洗浄機能付トイレの操作部を避ける場合などに使えるスペーサーを別途ご用意しております。

洋式トイレ用フレーム S-はねあげR 533082 アロン化成

A B C D E

肘かけがはね上がるので移乗に便利

商品コード TAISコード
758035 00221-000343

- サイズ：全幅64×全高55～70×奥行50cm ● 重量：9.0kg
- <材質>
- フレーム：スチール（カチオン電着塗装・エポキシ系粉体塗装）
- 肘掛け：タモ集成材



レンタル
価格 **2,500** 円/月
ご利用
負担額 (1割) **250** 円/月
(2割) **500** 円/月

※はねあげR2も
ご用意しております。

在庫限定

ポータブルトイレ用フレーム 533070 アロン化成

A B C D E

背もたれ、ひじ掛けともに
使いやすい高さに調節できます

商品コード TAISコード
758000 00221-000054

- サイズ：全幅63×全高73～81×奥行63cm ● 重量：8.0kg
- <材質>
- フレーム：スチール（メラミン樹脂塗装）
- ジョイント・背もたれ：ABS
- ベース板：PP
- ひじ掛けカバー：エラストマー



レンタル
価格 **1,500** 円/月
ご利用
負担額 (1割) **150** 円/月
(2割) **300** 円/月

洋式トイレ用フレーム SUS-45 アロン化成

A B C D E

レンタルに最適なステンレス製

商品コード TAISコード
758025 00221-000236

- サイズ：全幅70×全高55～71×奥行47cm ● 重量：6.4kg
- <材質>
- フレーム：ステンレス鋼（エポキシ系粉体塗装・抗菌加工）
- 肘掛け：PP ● ハンドル：ナイロン
- 首振りアジャスタースライド部：スチール
- 首振りアジャスターパッド：合成ゴム



レンタル
価格 **2,500** 円/月
ご利用
負担額 (1割) **250** 円/月
(2割) **500** 円/月

在庫限定

バディーI


モルテン

A B C D E



突っ張る事で最大限の安定感と長い移動距離の補助を可能とした垂直型手すり

- 天井と床で突っ張らせてしっかりと固定するので、単体での使用はもちろん、複数本連結での使用においても抜群の安定感を発揮します。
- 設置場所に合わせて選べる4種類の天井ストッパー。
- 太すぎず握りやすいグリップです。握る頻度の多い部分には、滑りにくく金属とは異なる温かい感触のグリップカバーが付いています。



タイプ	型式	商品コード	TAISコード
ノーマル	MNTC	—	00054-000054
L	MNTCL	—	00054-000054
H	MNTCH	—	00054-000054

●対応天井高さ：ノーマルタイプ／2.1～2.9m
Lタイプ／1.6～2.2m
Hタイプ／2.1～3.2m

●重量：ノーマルタイプ／7.5kg
Lタイプ／6.5kg
Hタイプ／7.5kg

●材質：主材／スチールパイプ
表面／木目調樹脂
グリップカバー／オレフィン系エラストマー

※お風呂などの水気のある場所や屋外では使用できません。

I型ストッパー
(バディーI付属品)

※数に限りがございます。
在庫をご確認ください。

〈MNTC〉

レンタル 価格	3,000	円/月
ご利用 負担額 (1割)	300	円/月
ご利用 負担額 (2割)	600	円/月

〈MNTCL〉

レンタル 価格	3,000	円/月
ご利用 負担額 (1割)	300	円/月
ご利用 負担額 (2割)	600	円/月

〈MNTCH〉

レンタル 価格	3,000	円/月
ご利用 負担額 (1割)	300	円/月
ご利用 負担額 (2割)	600	円/月

サイドバー MNTCM01LB

モルテン

商品コード	TAISコード
758210	00054-000055

- サイズ：幅26×高さ19.5cm
- 手すり部（直径）：4×2.8cm
- 重量：0.65kg
- 材質：ポリプロピレン

レンタル 価格	1,000	円/月
ご利用 負担額 (1割)	100	円/月
ご利用 負担額 (2割)	200	円/月

立ち座りや寝返り動作を
サポートします



丸型サイドバー MNTCM05

モルテン

商品コード	TAISコード
—	00054-000064

- アームレストサイズ：幅15×高さ28cm
- 重量：1.5kg
- 材質：オレフィン系エラストマー

レンタル 価格	1,000	円/月
ご利用 負担額 (1割)	100	円/月
ご利用 負担額 (2割)	200	円/月

手のひらや肘で身体を支えての
立ち座りをサポートします



※必ずバディーI下部に丸型ストッパーを併用してください。

L型サイドバー

モルテン

玄関での立ち座りをサポートします

タイプ	型式	商品コード	TAISコード
L型45	MNTCM07	758215	00054-000066
L型90	MNTCM06	—	00054-000065

- サイズ：L型45／全長76×全高100cm、L型90／全長76×全高75cm
- 手すり部（直径）：3.5cm
- 重量：L型45／3.5kg、L型90／3.1kg
- 材質：主材／スチールパイプ、表面／軟質樹脂、ベース部／スチール
- 段差の目安：L型45／10～36cm、L型90／10cm以下



〈L型45〉

レンタル 価格	1,000	円/月
ご利用 負担額 (1割)	100	円/月
ご利用 負担額 (2割)	200	円/月

〈L型90〉

レンタル 価格	1,000	円/月
ご利用 負担額 (1割)	100	円/月
ご利用 負担額 (2割)	200	円/月

※必ずバディーI下部に丸型ストッパーを併用してください。

クロスバー

モルテン

歩行動作をサポートします

跳ね上げ式 セット	サイズ	型式	商品コード	TAISコード
	120cm	MNTCM02BE012	—	00054-000059
	160cm	MNTCM02BE016	—	00054-000059
	200cm	MNTCM02BE020	—	00054-000059

- 手すり部（直径）：3.5cm
- 材質：主材／スチールパイプ、表面／木目調樹脂



〈120cm〉

レンタル 価格	1,000	円/月
ご利用 負担額 (1割)	100	円/月
ご利用 負担額 (2割)	200	円/月

〈160cm〉

レンタル 価格	1,000	円/月
ご利用 負担額 (1割)	100	円/月
ご利用 負担額 (2割)	200	円/月

〈200cm〉

レンタル 価格	1,000	円/月
ご利用 負担額 (1割)	100	円/月
ご利用 負担額 (2割)	200	円/月

設置型手すり

たちあっぷ CKA-01-1

矢崎化工



商品コード	TAISコード
758420	00055-000119

- 高さ：幅70～80cm (5cm間隔3段階)
- ベース：50×60cm ●手すり間口：33.8cm
- 重量：11.9kg
- <材質>
- ベース部：スチール ●フチ部：ゴム
- 手すり部：プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチック

レンタル 価格	2,500 円/月
ご利用 負担額 (1割)	250 円/月
負担額 (2割)	500 円/月



たちあっぷ CKA-02-1

矢崎化工



商品コード	TAISコード
758425	00055-000120

- 高さ：幅70～80cm (5cm間隔3段階)
- ベース：50×90cm ●手すり間口：33.8cm
- 重量：15.7kg
- <材質>
- ベース部：スチール ●フチ部：ゴム
- 手すり部：プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチック

レンタル 価格	3,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	300 円/月
負担額 (2割)	600 円/月



たちあっぷ CKA-03

矢崎化工



商品コード	TAISコード
758121	00055-000073

- 高さ：幅70～80cm (5cm間隔3段階)
- ベース：50×60cm ●手すり間口：26.5×35.2cm
- 重量：15.4kg
- <材質>
- ベース部：スチール ●フチ部：ゴム
- 手すり部：プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチック

レンタル 価格	3,500 円/月
ご利用 負担額 (1割)	350 円/月
負担額 (2割)	700 円/月



たちあっぷ CKA-04

矢崎化工



商品コード	TAISコード
758126	00055-000074

- 高さ：幅70～80cm (5cm間隔3段階)
- ベース：50×90cm ●手すり間口：77.8cm
- 重量：16.0kg
- <材質>
- ベース部：スチール ●フチ部：ゴム
- 手すり部：プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチック

レンタル 価格	3,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	300 円/月
負担額 (2割)	600 円/月



たちあっぷ CKA-13

矢崎化工



商品コード	TAISコード
—	00055-000113

- 手すり間口：33.8cm
- 手すり高さ：70～80cm (4段階)
- ベース：52.4×92.4cm ●重量：17.2kg
- <材質>
- ベース部：スチール ●フチ部：ゴム
- 手すり部：プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチック

レンタル 価格	3,500 円/月
ご利用 負担額 (1割)	350 円/月
負担額 (2割)	700 円/月



たちあっぷ540 CKH-01

矢崎化工



商品コード	TAISコード
758440	00055-000127

- 手すり間口：53.7cm ●手すり高さ：104～139cm
- ベース：78×74.5cm ●重量：34.7kg
- <材質>
- ベース部：ステンレス
- 手すり部：イレクター、アルミ合金 (ジョイント)

レンタル 価格	10,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	1,000 円/月
負担額 (2割)	2,000 円/月

屋内、屋外でも
使用可能な
補助手すり



あがりかまち用たちあっぷ CKE-01-1

矢崎化工



商品コード	TAISコード
758380	00055-000109

- 手すり間口：51.6cm ●手すり高さ：80～85cm
- ベース：77.3×55.1cm
- 重量：32.8kg
- <材質>
- ベース部：ステンレス
- 手すり部：イレクター、アルミ合金 (ジョイント)

レンタル 価格	4,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	400 円/月
負担額 (2割)	800 円/月



あがりかまち用たちあっぷ CKE-02-1

矢崎化工



商品コード	TAISコード
—	00055-000110

- 手すり間口：51.6cm ●手すり高さ：80～85cm
- ベース：77.3×55.1cm
- 重量：26.9kg
- <材質>
- ベース部：ステンレス
- 手すり部：イレクター、アルミ合金 (ジョイント)

レンタル 価格	4,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	400 円/月
負担額 (2割)	800 円/月



ベストポジションバー DIPPER ホクメイ

A B C D E

基本セット
NBP-100-80

商品コード	TAISコード
758300	00254-000017

<サイズ>

- 使用サイズ：2.1～2.9m
- 収納サイズ：2m
- ボール部（直径）：4.5cm
- 重量：5.2kg

ショート
NBP-100-90

商品コード	JANコード
758347	4944916023073

<サイズ>

- 使用サイズ：1.7～2.1m
- 収納サイズ：1.6m
- ボール部（直径）：4.5cm
- 重量：4.7kg

<材質>

- 主材：アルミパイプ
- 表面：樹脂コーティング

工事不要、
ワンタッチで簡単設置
和室の天井である竿天井にも
取付けができます

レンタル 価格	3,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	300 円/月
負担額 (2割)	600 円/月



ベストポジションバーオプション

DIPPER ホクメイ

U型アーム BP-110

商品コード	JANコード
758301	4944916020201

- 手すり部：天然木
- ジョイント部：アルミダイカスト



レンタル 価格	1,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	100 円/月
負担額 (2割)	200 円/月

ウェーブ型アーム BP-410

商品コード	JANコード
758303	4944916020232

- 手すり部：天然木
- ジョイント部：アルミダイカスト



レンタル 価格	1,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	100 円/月
負担額 (2割)	200 円/月

ジュビター 3点セット BP-140

商品コード	JANコード
758339	4944916020621

- 手すり部：天然木
- ジョイント部：アルミダイカスト
- クッション：発泡樹脂 (NBR)

※リングアーム・クッション・大型ベースの3点です。



レンタル 価格	2,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	200 円/月
負担額 (2割)	400 円/月

天井用丸型ベース NBP-221

商品コード	JANコード
758319	4944916020706

レンタル 価格	円/月
ご利用 負担額 (1割)	円/月
負担額 (2割)	円/月



●ベース（直径）：16cm

3本掛け補強プレート BP-1001

商品コード	JANコード
758323	4944916020966

レンタル 価格	1,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	100 円/月
負担額 (2割)	200 円/月



●ベース（長さ）：1m

玄関用手すりLuna オプションアーム レギュラー

型式	商品コード	JANコード
ENT-180-30	758450	4944916024001

- ベース（直径）：12cm
- シリコン滑り止めシート×1（160角）
- 補助ベース×1（200φ）
- 丸グリップ×2 ●玄関アーム×1

従来のベストポジションバーに
装着し玄関用として使用できる

レンタル 価格	2,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	200 円/月
負担額 (2割)	400 円/月

※右記の商品画像は、ベストポジションバー基本セット+
オプションアームレギュラーです。（玄関用手すりLuna）

玄関用手すりLuna

型式	TAISコード
NBP-E-100	00254-000044



ツインディ

パナソニック

A B C D E

商品コード	TAISコード
—	00980-000203

- 手すり間口：60cm
- 手すり高さ：70～85cm
- ベース：63×78cm
- 重量：21.5kg

<材質>

- ベース部：スチール
- 手すり部：スチール
- カーペット：表面ポリエステル、裏面アクリル樹脂

レンタル 価格	2,040 円/月
ご利用 負担額 (1割)	204 円/月
負担額 (2割)	408 円/月



玄関用自在手すりツインディ

パナソニック

A B C D E

商品コード	TAISコード
—	00980-000205

- 手すり間口：50cm
- 手すり高さ：72.5～82.5cm（2.5cm間隔）
- ベース：51×30cm
- 重量：35kg

<材質>

- ベース部：スチール
- 手すり部：スチール
- カーペット：表面ポリエステル、裏面アクリル樹脂

<両手すり>

<片手すり>

レンタル 価格	4,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	400 円/月
負担額 (2割)	800 円/月

レンタル 価格	4,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	400 円/月
負担額 (2割)	800 円/月



歩行補助つえ・歩行器の選び方

歩行補助つえ・歩行器などの移動支援用具の安全かつ適切な選定により、ご本人の活動意欲が高まり、社会参加するなど生活範囲の拡大につながります。

利用者例と歩行補助つえ・歩行器の種類

歩行補助つえ	利用者例	種類	特徴
	一本杖では不安定な方に。	四点杖	支持面が広く安定性が高いつえです。
	握力や手首の支えが弱い方に。	ロフストランドクラッチ	握りと前腕で支え安定するつえです。
	手指・手関節へ負担を避けたい方に。	ブラットホームクラッチ	前腕部で支えるつえです。
	下肢への荷重が困難な方に。	松葉杖	上肢全体で支え、側方への安定性が高く、免荷に有効です。
	バランスが悪く広い支持面が必要な方に。	サイドウォーカー	体の横で支え、安定性に優れます。
歩行器	利用者例	種類	特徴
	両腕の筋力があり、立位保持が可能だが、歩行不安定な方に。	固定型	持ち上げて前方に運び歩を進めるタイプです。
	両手の動きと立位保持も可能な方に。	交互型	持ち上げるのではなく、左右交互に振り出して歩を進めるタイプです。
	固定型を持ち運び使用したい方に。	折りたたみ型	固定型の折りたたみタイプ。小型・軽量のため体型・スペースに合わせて。
	固定型を持ち上げるのが困難な方に。	キャスター付歩行器	固定型にキャスターが付いたタイプです。押しながら前進します。
	両腕で支えられ立位バランスも良い方に。	歩行車	両腕で支えて押しながら使用します。
	手の支えが弱く立位バランスも悪い方に。	サークル付(馬蹄型)	両手や肘で支え、からだをもたれながら使用します。
	握る力や手による支えが弱い方に。	アーム付(前腕支持型)	前腕を支持台にのせて使用します。
	ひとりで歩くことが可能な方に。	シルバーカー	荷物運搬の補助として便利です。

歩行補助つえの高さ調節のポイント

- 大腿骨 大転子の高さ ● 立位で腕を垂直におろしたときの手首の高さ ● (身長÷2) + 3cmの高さ
- つえ先を足先の15cm前外側についたときに肘を30度程曲げた高さ ※ 身体の状態、つえの種類により専門家へご相談下さい。

オールカーボンクオッドケイン四点杖 島製作所

屋内 **A B C D E**
屋外 **A B C D E**

超軽量タイプ

商品コード	TAISコード
754170	00576-000031

● 長さ: 60.5~86cm (11段階)
● 重量: 0.4kg
● ベース: 18.5×14cm

レンタル価格 **1,000** 円/月
ご利用(1割) **100** 円/月
負担額(2割) **200** 円/月 非課税




四点杖 CMS-40M 松永製作所

屋内 **A B C D E**
屋外 **A B C D E**

商品コード	TAISコード
754010	00066-000221

● 長さ: 71~93.5cm (10段階)
● 重量: 1.02kg
● ベース: 26.5×19cm

レンタル価格 **1,000** 円/月
ご利用(1割) **100** 円/月
負担額(2割) **200** 円/月 非課税



四脚杖 日進医療器


屋内 **A B C D E**
屋外 **A B C D E**

型式	商品コード	TAISコード
TY142L	754030	00175-000270
TY142S	754020	00175-000270

● 長さ: 68.5~88.5cm (8段階)
● 重量: 0.83kg ● ベース: 20.5×14cm

● 長さ: 54.5~74.5cm (8段階)
● 重量: 0.8kg ● ベース: 20.5×14cm

レンタル価格 **1,000** 円/月
ご利用(1割) **100** 円/月
負担額(2割) **200** 円/月 非課税



テトラ・ケイン 田辺プレス

屋内 **A B C D E**
屋外 **A B C D E**

超軽量タイプ

サイズ	商品コード	TAISコード
S	754155	01105-000001
M	754150	01105-000001

● 長さ・重量: Sタイプ 60~75cm (16段階)・0.42kg
Mタイプ 70~85cm (16段階)・0.44kg
● ベース: 22×16cm
● 材質: エラストマー(握り)、マグネシウム合金(支柱)

レンタル価格 **1,000** 円/月
ご利用(1割) **100** 円/月
負担額(2割) **200** 円/月 非課税



ロフストランドクラッチ 松永製作所

屋内 **A B C D E**
屋外 **A B C D E**

型式	商品コード	TAISコード
CMS-60L	754045	00066-000194
CMS-60S	754050	00066-000193

● グリップ高さ: 64.5~97.0cm ● 重量: 0.575kg

● グリップ高さ: 52.0~77.0cm ● 重量: 0.510kg

レンタル価格 **1,500** 円/月
ご利用(1割) **150** 円/月
負担額(2割) **300** 円/月 非課税



松葉杖(中) CMS-80M 松永製作所

屋内 **A B C D E**
屋外 **A B C D E**

商品コード	TAISコード
754070	00066-000218


● 長さ: 107.5~137.5cm (10段階)
● 重量: 0.96kg

2本セット

レンタル価格 **1,000** 円/月
ご利用(1割) **100** 円/月
負担額(2割) **200** 円/月 非課税



利用者状態別選定ポイント



このマークを目安に選べます。

Aさん



屋内移動は、独歩にて可能な方です。
屋外では、転倒防止と疲労等を考慮して
つえなどの支持物が必要です。

Bさん



屋内歩行は、手すりやつえ、歩行器等の
支持物の使用が安全な方です。
屋外では、転倒防止と疲労等を考慮して、
車いす使用の検討が必要です。

歩行車や歩行器の高さ調節のポイント

- 身体の前方や側方で握りを持ったとき肘が軽く曲がり、身体が少し前傾した姿勢に調整する
- 前腕で支持する場合は、肘を90度に曲げたときの肘の高さ ※身体の状態、歩行器の種類により専門家へご相談下さい

サイドウォーカー MRB-02031 ミキ



商品コード TAISコード
742035 00122-000118

- サイズ：全幅42～44.5×奥行32～38×高さ74～86.5cm (6段階)
- 重量：1.65kg
- 材質：アルミ (一部スチール)
- 最大使用者体重：75kg

レンタル価格 2,000 円/月
ご利用 (1割) 200 円/月
負担額 (2割) 400 円/月



非課税

アルコー2段ハンドル固定歩行器 星光医療器製作所

2段ハンドルで
立ち上がりを
サポートします



商品コード TAISコード
742025 00125-000033

- サイズ：全幅59～61×奥行48.5～49.5×高さ74～86.5cm
- 重量：2.6kg
- 材質：アルミ
- 折たたみ幅：11cm
- 最大使用者体重：80kg

レンタル価格 2,500 円/月
ご利用 (1割) 250 円/月
負担額 (2割) 500 円/月



非課税

固定型歩行器 アルコー 10型 星光医療器製作所

廊下や出入り口など、
狭い住環境でも
ご利用いただけます



商品コード TAISコード
742140 00125-000027

- サイズ：全幅45.5～47×奥行40～43.5×高さ62.5～75cm
- 重量：2kg
- 材質：アルミ
- 折たたみ幅：12cm
- 最大使用者体重：80kg

レンタル価格 2,500 円/月
ご利用 (1割) 250 円/月
負担額 (2割) 500 円/月



非課税

交互式歩行器 KSA イーストアイ

左右の握り手を
交互に動かして
歩行する歩行補助器



商品コード TAISコード
742040 00465-000018

- サイズ：全幅56×奥行49×高さ70～80cm
- 重量：3.1kg
- 材質：アルミ (一部スチール)
- 最大使用者体重：100kg

レンタル価格 2,500 円/月
ご利用 (1割) 250 円/月
負担額 (2割) 500 円/月



非課税

スライドフィット H-0188 ユーバ産業

小柄な方から
大きい方まで、
ご使用いただけます



商品コード TAISコード
742160 01096-000005

- サイズ：全幅51～61.1×奥行48～50.8×高さ65～83cm
- 重量：2.8kg
- 材質：アルミ
- 最大使用者体重：100kg

レンタル価格 2,500 円/月
ご利用 (1割) 250 円/月
負担額 (2割) 500 円/月



非課税

スライドフィット キャスター付 H-0193S ユーバ産業

小柄な方から
大きい方まで、
ご使用いただけます



商品コード TAISコード
742165 01096-000026

- サイズ：全幅53～61.2×奥行52.5～54.9×高さ74～84cm
- 重量：3.2kg
- 材質：アルミ
- 最大使用者体重：100kg

レンタル価格 2,500 円/月
ご利用 (1割) 250 円/月
負担額 (2割) 500 円/月



非課税

セーフティアームウォーカー レタイプ イーストアイ

折りたたみができ、
収納・持ち運びに便利です



型式 商品コード TAISコード
SAWLR 742090 00465-000017

- サイズ：全幅63×奥行57×高さ79.5～89.5cm
- 重量：3.8kg
- 材質：アルミ (一部スチール)
- 最大使用者体重：100kg

SAWLSR 742115 00465-000054

- サイズ：全幅61×奥行55×高さ72～82cm
- 重量：3.7kg
- 材質：アルミ (一部スチール)
- 最大使用者体重：100kg

SAWLHR 742120 4515914302806

- サイズ：全幅64.5×奥行57×高さ88.5～98.5cm
- 重量：4.0kg
- 材質：アルミ (一部スチール)
- 最大使用者体重：100kg

<SAWLR>

レンタル価格 2,500 円/月
ご利用 (1割) 250 円/月
負担額 (2割) 500 円/月

非課税

<SAWLSR・SAWLHR>

レンタル価格 2,500 円/月
ご利用 (1割) 250 円/月
負担額 (2割) 500 円/月

非課税



※地域によっては対応が出来ない場合もございます。

レッツゴー 竹虎ヒューマンケア

便利なトレイと
バスケット付の
室内専用歩行車



商品コード TAISコード
742170 00110-000098

キャスター径
15cm

- サイズ：全幅54×奥行60×高さ84～91.5cm
- 重量：7kg
- 材質：アルミ・スチール・プラスチック
- 最大使用者体重：80kg



レンタル価格 2,500 円/月
ご利用 (1割) 250 円/月
負担額 (2割) 500 円/月

歩行器

折りたたみ歩行器 アルコー 1S型 星光医療器製作所



在宅に使いやすい
コンパクトサイズに設計

商品コード	TAISコード
744082	00125-000011

- サイズ：全幅51.5×奥行57×高さ87.5～107.5cm
- 重量：12.4kg
- 材質：スチール
- 折たたみ幅：22cm
- 最大使用者体重：80kg

レンタル価格	3,500円/月
ご利用(1割)	350円/月
負担額(2割)	700円/月

非課税



キャスター径
11cm

昔ながらの歩行器 JR-51 杉本産業



商品コード	TAISコード
—	SUGIMOTOSA-05177

- サイズ：小人用S／内幅32×高さ65～85cm、重量7.5kg
中人用M／内幅32×高さ85～100cm、重量8.0kg
中人用L／内幅39×高さ85～100cm、重量9.0kg
- 材質：スチール
- 最大使用者体重：80kg

4輪自在車仕様

レンタル価格	3,000円/月
ご利用(1割)	300円/月
負担額(2割)	600円/月

非課税



入院中のリハビリ～施設の歩行時にも昔から広く利用
されていて在宅の段差がなければ、利用も便利です

キャスター径
10cm

ラビット歩行補助車 WA-1 ウェルパートナーズ



上半身をあずけて歩けるので足の負担が軽減されます
スピード調整機能付
片麻痺のある方でもまっすぐ歩行できます

商品コード	TAISコード
—	01009-000001

- サイズ：全幅51×奥行62.5×高さ72～95cm
- 重量：6.5kg ●材質：アルミ、ステンレス製
- 折たたみ幅：40cm
- 最大使用者体重：100kg

レンタル価格	4,000円/月
ご利用(1割)	400円/月
負担額(2割)	800円/月

非課税



キャスター径
18cm

テイコブリトルスリム 幸和製作所



小回りが利き、楽に使える！
軽さが魅力のスリム設計

商品コード	TAISコード
742205	00030-000163

- サイズ：全幅47×奥行58×高さ64～91cm
- 座面高：48cm
- 重量：4.5kg
- 材質：本体／アルミ、袋／ポリエステル・ナイロン
- 最大使用者体重：75kg

レンタル価格	2,500円/月
ご利用(1割)	250円/月
負担額(2割)	500円/月



キャスター径
前輪15cm・後輪15cm

アルコー SK型 星光医療器製作所



高さ調整がワンタッチでおこなえる
コンパクト歩行車
グリップ・抵抗器・ガードバンパー付き

商品コード	TAISコード
742200	00125-000040

- サイズ：全幅53×奥行57.5×高さ79～106cm
- 重量：12kg
- 材質：本体フレーム／スチール
- 最大使用者体重：80kg

レンタル価格	4,000円/月
ご利用(1割)	400円/月
負担額(2割)	800円/月

非課税



キャスター径
10cm

テイコブリトルF WAW03 幸和製作所



2wayのハンドル仕様で身体状況に
合わせて使い分け！

商品コード	TAISコード
742210	00030-000159

- サイズ：全幅54×奥行66.5×高さ85.5～112.5cm
- 座面高：52.5cm ●重量：7.7kg
- 材質：本体フレーム／アルミ、座面／ナイロン
袋／ポリエステル、PVC
- 最大使用者体重：75kg

レンタル価格	3,000円/月
ご利用(1割)	300円/月
負担額(2割)	600円/月



キャスター径
前輪18cm・後輪18cm

歩行車シンフォニー SP 島製作所



シルバーカー感覚で使える
コンパクトな歩行車

商品コード	TAISコード
742055	00576-000014

- サイズ：全幅50×奥行56×高さ78.5～88cm
- 座面高：41cm ●重量：5.9kg
- 材質：アルミ
- 最大使用者体重：100kg

レンタル価格	2,500円/月
ご利用(1割)	250円/月
負担額(2割)	500円/月



キャスター径
14.5cm

テイコブリトル 幸和製作所



本体幅がコンパクト
狭い道でもスムーズに移動可能

商品コード	TAISコード
742185	00030-000099

- サイズ：全幅52×奥行64×高さ65～83cm
- 座面高：50cm
- 重量：5.0kg
- 材質：本体／アルミ、袋／ポリエステル・ナイロン
(チェックブルー)・ナイロン(ブラック)
- 最大使用者体重：75kg

レンタル価格	2,500円/月
ご利用(1割)	250円/月
負担額(2割)	500円/月



キャスター径
前輪18cm・後輪15cm

チェックブルー

ハンディウォーク

パラマウントベッド



サイズ	型式	商品コード	TAISコード
L	KZ-C21002	770001	00170-000607
M	KZ-C21003	770010	00170-000687
S	KZ-C21001	770000	00170-000606

〈スローダウンブレーキ付〉

サイズ	型式	TAISコード
L	KZ-C21008	00170-000691
M	KZ-C21007	00170-000690
S	KZ-C21006	00170-000689

スローダウン ブレーキキャスター	型式	商品コード
	KZ-C29007	746055

〈抑速ブレーキ付〉

サイズ	型式	TAISコード
L	KZ-C21023	00170-000812
M	KZ-C21022	00170-000811
S	KZ-C21021	00170-000810

抑速ブレーキ キャスター	型式	商品コード
	KZ-329001	746090

レンタル 価格	4,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	400 円/月
負担額 (2割)	800 円/月

- サイズ：全幅60 (S/55.5cm) × 奥行65cm
- 高さ：L/75~100cm、M/69~88cm、S/65~76cm
- 座面高：L/62cm、M/55cm、S/48.5cm
- 重量：L/7.1kg、M/6.9kg、S/6.5kg ●材質：アルミ
- 最大使用者体重：L/150kg、M/130kg、S/120kg

キャスター径
20cm■抑速ブレーキ
キャスター折りたたみ時
自立可能抑速機構を小型化し、車輪
に内蔵。バッテリーなどの
電源は一切不要。

ハンディウォーク アーム

パラマウントベッド

より身体を支えやすい
アームサポート付き歩行車です

サイズ	型式	商品コード	TAISコード
L	KZ-C21005	770015	00170-000688

〈スローダウンブレーキ付〉

サイズ	型式	TAISコード
L	KZ-C21009	00170-000692

スローダウン ブレーキキャスター	型式	商品コード
	KZ-C29007	746055

〈抑速ブレーキ付〉

サイズ	型式	TAISコード
L	KZ-C21025	00170-000814

抑速ブレーキ キャスター	型式	商品コード
	KZ-329001	746090

Point1 アームサポート

身長に合わせて、高さを調整可能。
(98~115cm・7段階)

レンタル 価格	4,500 円/月
ご利用 負担額 (1割)	450 円/月
負担額 (2割)	900 円/月

- サイズ：全幅60×奥行65cm
- 高さ：98~115cm
- 座面高：62cm
- 重量：10.6kg ●材質：アルミ
- 最大使用者体重：150kg

折りたたみ時
自立可能■抑速ブレーキ
キャスター抑速機構を小型化
し、車輪に内蔵。
バッテリーなどの
電源は一切不要。

抑速ブレーキの特性

1. 必要なときだけ作動するので安心・快適
2. 抑速ブレーキの設定が簡単
3. 抑速ブレーキ力の再調整が不要
4. 耐久性・耐摩耗性が強い

■現状の歩行車



歩行車に追いつけずに『転倒!』

■抑速ブレーキ
付き歩行車

急加速時に自動ブレーキ

通常歩行時は軽〜い歩行

急加速時のみブレーキが作動して『転倒防止!』

いす付き歩行車 KQ-180

パラマウントベッド

軽量で持ち運びにも便利
収納力のあるバッグを装備

商品コード	TAISコード
744195	00170-000504

- サイズ：全幅58×奥行68×全高77~86cm
- 座面高：49~58cm (5段階調節) ●重量：6.5kg
- 材質：アルミ ●最大使用者体重：100kg

レンタル 価格	4,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	400 円/月
負担額 (2割)	800 円/月

キャスター径
18cm

ラビット歩行補助車 WA-2

ウェルバートナース

手の握力が弱く、また手の症状等でグリップが握れない方、
上肢・体幹のバランスが不安定な方におすすめです

商品コード	TAISコード
744142	01009-000002

- サイズ：全幅51×奥行63×高さ76~96cm
- 座面高：46cm ●重量：8.3kg ●材質：アルミ、ステンレス製
- 折たたみ幅：40cm ●最大使用者体重：100kg

レンタル 価格	4,500 円/月
ご利用 負担額 (1割)	450 円/月
負担額 (2割)	900 円/月

非課税

キャスター径
18cm

ハッピーミニ

竹虎ヒューマンケア

横幅50cm、狭い路地や室内でも
扱いやすいコンパクトモデル

商品コード	TAISコード
744240	00110-000103

- サイズ：全幅50×奥行57.5×全高70~79cm
- 座面高：43cm ●重量：6.5kg ●最大使用者体重：80kg
- 材質：本体フレーム/アルミニウム、座面部分/ポリプロピレン

レンタル 価格	3,500 円/月
ご利用 負担額 (1割)	350 円/月
負担額 (2割)	700 円/月

キャスター径
18cm

パープルメタリック

歩行車ハッピー II XYAPRL001 B

竹虎ヒューマンケア



使用時の安定感と座り心地の良さがポイント

商品コード	TAISコード
744040	00110-000095

- サイズ：全幅55.5×奥行62×全高78~87cm
- 座面高：50cm ●重量：7.7kg ●材質：アルミ
- 最大使用者体重：100kg

レンタル 価格	3,500 円/月
ご利用 負担額 (1割)	350 円/月
負担額 (2割)	700 円/月

キャスター径
19cm


車いす

車いすを使用することで、外出や長い距離の移動を快適にするとともに、介助者の負担も軽減することができます。

利用者状態別選定ポイント

車いすは、屋内で使用する場合と屋外で使用する場合とでは、使用される時間や環境が異なるため、選択するポイントが変わってきます。ご使用者の身体状況や介護環境と合わせて、慎重に選定する必要があります。

このマークを目安に選べます



手動車いす	自走式 参照 P.40 ご本人が操作して駆動させるタイプ		屋内				
			屋外				
	介助式 参照 P.44 介助者が押して駆動させるタイプ		屋内				
			屋外				
	リクライニング式 ティルト式 参照 P.48 リクライニング/ティルト機能付き		屋内				
			屋外				
電動車いす	電動 参照 P.50 操作レバーによる駆動介助者による操作が可能なタイプも		屋内				
			屋外				
	電動カート 参照 P.50 ハンドル操作で駆動 歩行者扱いに		屋内				
			屋外				

車いすの名称と機能



車いすシーティングについて


利用者様の身体サイズ・身体機能・使用方法・環境などに車いすのサイズ・機能を適合させる（他の福祉用具やクッションなどを併用する場合があります）ことを車いすシーティングといいます。

車いすシーティングには一定の知識・技術が必要ですので、専門家にご相談ください。

身体寸法と車いす寸法の合わせ方の目安


a 座シート幅	① 座位臀幅に0～3cmを足します。
b 座シート奥行	② 座底長から5～7cm引きます。
c アームサポート高さ	③ 座位肘頭高に1～2cm足します（必要に応じてクッションの厚さを加えます）。
d フット・レッグサポート長さ	④ 座位下腿長（必要に応じてクッションの厚さを引きます）に合わせます。
e バックサポート高さ	⑤ 座位腋下垂高から7～10cm引きます（必要に応じてクッションの厚さを加えます）。
f 前座高	④ 座位下腿長に2～5cm足します（必要に応じてクッションの厚さを引きます）。
g グリップ高さ	介護者のへそ～股関節の高さに合わせます。

車いす寸法



- a 座シート幅
- b 座シート奥行
- c アームサポート高さ
- d フット・レッグサポート長さ
- e バックサポート高さ
- f 前座高
- g グリップ高さ

身体寸法



- ① 座位臀幅(ざいでんぷく)
臀部の一番広い幅
- ② 座底長(ざいでんちよう)
臀部後端から膝裏までの長さ
- ③ 座位肘頭高(ざいぢゅうとうこう)
座面から肘までの高さ
- ④ 座位下腿長(ざいかたいちよう)
足の裏から膝裏までの高さ
- ⑤ 座位腋下垂高(ざいあくかこう)
座面から腋の下までの高さ

標準タイプ

KK-T540

自走式

パラマウントベッド


シートカラーが選べる
車いすのスタンダード!



アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



ブルー



- 前輪: 6インチ
- 後輪: 22インチ
- 折りたたみ幅: 35cm
- シート奥行: 40cm
- 最大使用者体重: 100kg

レンタル価格	3,000 円/月
ご利用負担額 (1割)	300 円/月
ご利用負担額 (2割)	600 円/月

非課税

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	67 cm	43 cm	15.7 kg

色	型式	商品コード	TAISコード
ブルー	KK-T540MA	726680	00170-000624

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト、テーブルマジック式、後方ガード受け金具、ボンベ架(跳ね上げ用)、杖入れ、延長棒

標準タイプ

BAL-1

自走式

ミキ


ノーパンクタイヤの
スタンダード車いす



アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



ノーパンク
タイヤ



- 前輪: 6インチ
- 後輪: 22インチ
- 折りたたみ幅: 33.5cm
- シート奥行: 40cm
- 最大使用者体重: 100kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	64 cm	43.5 cm	12.9 kg

商品コード	TAISコード
726695	00122-000451

●オプション…スマートヘッドサポート、延長棒

レンタル価格	2,000 円/月
ご利用負担額 (1割)	200 円/月
ご利用負担額 (2割)	400 円/月

非課税

幅狭タイプ

SKT-4


自走式

ミキ

人気のスキットに自走用登場
狭い室内もスイスイ移動でき、
ちょっとしたスペースにも
収納できます



アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪: 6インチ
- 後輪: 22インチ
- 折りたたみ幅: 28.5cm
- シート奥行: 40cm
- 最大使用者体重: 100kg

レンタル価格	5,500 円/月
ご利用負担額 (1割)	550 円/月
ご利用負担額 (2割)	1,100 円/月

非課税

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	55 cm	43.5 cm	13.7 kg

商品コード	TAISコード
726650	00122-000411

●オプション…スマートヘッドサポート、延長棒

軽量タイプ

エアリアル MW-SL 1


自走式

松永製作所

持ち運びが楽な
アルミ製超軽量タイプ



アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪: 6インチ
- 後輪: 22インチ
- 折りたたみ幅: 35cm
- シート奥行: 40cm
- 最大使用者体重: 75kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	65.5 cm	43 cm	11 kg

商品コード	TAISコード
726530	00066-000182

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト、後方ガード受け金具、延長棒

レンタル価格	5,000 円/月
ご利用負担額 (1割)	500 円/月
ご利用負担額 (2割)	1,000 円/月

非課税

幅狭タイプ

モック MOC-43LTP


自走式

ミニ

軽量かつコンパクトな車いす

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：30cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	56 cm	43.5 cm	11.2 kg

商品コード TAISコード
726135 00122-000360

●オプション…スマートヘッドサポート、延長棒

レンタル価格	5,500 円/月
ご利用負担額 (1割)	550 円/月
ご利用負担額 (2割)	1,100 円/月

非課税

軽量タイプ／幅狭タイプ

NEXT CORE (自走) NEXT-11B

自走式

松永製作所


次世代の標準型車椅子



- 屋内でも屋外でも使いやすいスリム&軽量車いす
- 3次元(3D)で姿勢を整える!「立体スリングシート」

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：29cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	55 cm	43 cm	11.8 kg

商品コード TAISコード
726725 00066-000315

●オプション…後方ガードル受け金具、杖入れ、延長棒

レンタル価格	4,000 円/月
ご利用負担額 (1割)	400 円/月
ご利用負担額 (2割)	800 円/月

非課税

標準タイプ

AR-500

自走式


松永製作所

耐荷重 100kg

移乗も楽な多機能型

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：34cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	63 cm	42 cm	16.6 kg

商品コード TAISコード
726050 00066-000186

●オプション…S&Eユニット、ワンタッチプラスチックベルト、後方ガードル受け金具、ボンベ架(跳ね上げ用)、杖入れ、延長棒

レンタル価格	5,500 円/月
ご利用負担額 (1割)	550 円/月
ご利用負担額 (2割)	1,100 円/月

非課税

軽量タイプ

軽8W NA-L8W (自走)

自走式

日進医療器


とにかく超軽量

安全移乗の

スイングアウト・ハネアゲ付

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：31cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：75kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	57 cm	42 cm	12 kg

商品コード TAISコード
726720 00175-000273

レンタル価格	7,000 円/月
ご利用負担額 (1割)	700 円/月
ご利用負担額 (2割)	1,400 円/月

非課税

標準タイプ


WAVIT+ WAP22-40S 自走式 カワムラサイクル

前ズレしにくい独自の曲線フレーム
～つまむレバーから握るレバーへ～



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：34cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

ノーバンク
タイヤ

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	58.5 cm	44.5 cm	14.2 kg

商品コード TAISコード
726740 00160-000242

●オプション…WAVIT用延長ブレーキ

レンタル 価格	5,500 円/月
ご利用 負担額 (1割)	550 円/月
負担額 (2割)	1,100 円/月

非課税

幅広タイプ


KJP-4 自走式 ミキ

体重の重い方用ビッグサイズ車いす
身体が大きい方に最適な130kg対応



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：8インチ
- 後輪：24インチ
- 折りたたみ幅：38cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：130kg

ノーバンク
タイヤ

座幅	全幅	前座高	重量
45 cm	68 cm	47-49.5 cm	20.2 kg

商品コード TAISコード
726137 00122-000345

●オプション…スマートヘッドサポート、延長棒

レンタル 価格	6,500 円/月
ご利用 負担額 (1割)	650 円/月
負担額 (2割)	1,300 円/月

非課税

低床タイプ


エアリアル MW-SL5 自走式 松永製作所

足こぎやクッション併用可の
超低床・軽量



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：5インチ
- 後輪：20インチ
- 折りたたみ幅：38cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：75kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	62 cm	35-37 cm	12.6 kg

商品コード TAISコード
726550 00066-000237

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト、延長棒

レンタル 価格	6,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	600 円/月
負担額 (2割)	1,200 円/月

非課税

低床タイプ


エアリアル MW-SL5BT 自走式 松永製作所

自動ブレーキシステム
「立ち止まり君」付低床車いす



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：5インチ
- 後輪：20インチ
- 折りたたみ幅：38.5cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：75kg

※この機能は駐車ブレーキの補助をするものであり代替するものではありません。
※ご利用者の体重や座る姿勢によっては自動ロックが解除されないケースがございます。

※地域によっては対応が出来ない場合もございます。

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	62.5 cm	35-37 cm	16.1 kg

商品コード TAISコード
726555 MATSUNAGAS-MW-SL5BT

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト、延長棒

レンタル 価格	6,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	600 円/月
負担額 (2割)	1,200 円/月

非課税

簡易モジュールタイプ

NA-3DX (自走)


自走式

日進医療器

多彩な調整機能
拭き取りやすい
ウレタンレザーシートも人気です



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整	アームサポート	跳ね上げ		
フット・レッグサポート	着脱	フット・レッグサポート	スイングアウト		
バックサポート	張り調整	座シート	奥行調整		



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：36cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅 (固定)	全幅	前座高	重量
38-40-42 cm	57-59-61 cm	41-43-45 cm	15.8 kg

座幅	商品コード	TAISコード
38cm幅	726331	00175-000279
40cm幅	726330	00175-000279
42cm幅	726332	00175-000279

レンタル価格	6,000 円/月
ご利用負担額 (1割)	600 円/月
ご利用負担額 (2割)	1,200 円/月

●オプション…延長棒

非課税

簡易モジュールタイプ

ネクストコア・アジャスト NEXT-51B (自走)


自走式

松永製作所

肘掛・座面・
フットサポート調整機能で
姿勢をサポートする
モジュールタイプ



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整	アームサポート	跳ね上げ		
フット・レッグサポート	着脱	フット・レッグサポート	スイングアウト		
バックサポート	張り調整	座シート	奥行調整		



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：28cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	55 cm	41-43-45 cm	14.6 kg

商品コード	TAISコード
726755	00066-000320

レンタル価格	5,500 円/月
ご利用負担額 (1割)	550 円/月
ご利用負担額 (2割)	1,100 円/月

非課税

●オプション…後方ガートル受け金具、枕入れ、延長棒

6輪車タイプ

タイトターン TT-01


自走式

松永製作所

室内用6輪で足こぎに適した
開式フット・レッグサポート付

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	高さ調整	アームサポート	跳ね上げ		
フット・レッグサポート	着脱	フット・レッグサポート	スイングアウト		
バックサポート	張り調整	座シート	奥行調整		



- 前輪：4インチ
- 後輪：20インチ
- 折りたたみ幅：32.5cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：75kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	60 cm	38~40 cm	16.9 kg

商品コード	TAISコード
726240	00066-000154

レンタル価格	6,000 円/月
ご利用負担額 (1割)	600 円/月
ご利用負担額 (2割)	1,200 円/月

●オプション…S&Eユニット、ワンタッチプラスチックベルト、テーブルマジック式、延長棒

非課税

モジュールタイプ

EX-M3 (自走)

自走式


日進医療器

幅広い寸法に対応可能
自分だけのぴったり寸法の
車いすを!



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	高さ調整	アームサポート	跳ね上げ		
フット・レッグサポート	着脱	フット・レッグサポート	スイングアウト		
バックサポート	張り調整	座シート	奥行調整		



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：37cm
- シート奥行：35・40cm
- 最大使用者体重：100kg

※EX-Mもご用意しております。

座幅 (調整)	全幅	前座高	重量
38-40-42-44 cm	57-59-61-63 cm	42-44-46 cm	15.8 kg

商品コード	TAISコード
726212	00175-000277

レンタル価格	8,000 円/月
ご利用負担額 (1割)	800 円/月
ご利用負担額 (2割)	1,600 円/月

●オプション…延長棒

非課税

標準タイプ

KK-T545

介助式

パラマウントベッド


シートカラーが選べる
車いすのスタンダード!



アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



ブルー



- 前輪: 6インチ
- 後輪: 16インチ
- 折り畳み幅: 30cm
- シート奥行: 40cm
- 最大使用者体重: 100kg

レンタル価格	3,000円/月
ご利用負担額 (1割)	300円/月
ご利用負担額 (2割)	600円/月

非課税

色	型式	商品コード	TAISコード
ブルー	KK-T545MA	728445	00170-000644

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト、テーブルマジック式、後方ガード受け金具、ボンベ架(跳ね上げ用)、杖入れ、延長棒

標準タイプ

BAL-2

介助式

ミキ


ノーパンクタイヤの
スタンダード車いす



アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



ノーパンク
タイヤ



- 前輪: 6インチ
- 後輪: 16インチ
- 折り畳み幅: 27cm
- シート奥行: 40cm
- 最大使用者体重: 100kg

座幅	40cm	全幅	59cm	前座高	46.5cm	重量	11.5kg
----	------	----	------	-----	--------	----	--------

レンタル価格	2,000円/月
ご利用負担額 (1割)	200円/月
ご利用負担額 (2割)	400円/月

非課税

商品コード	TAISコード
728455	00122-000452

●オプション…スマートヘッドサポート、延長棒

幅狭タイプ

スキット2 SKT-2


介助式

ミキ

超コンパクトな介助用車いす
スキットと押せて移動できます



アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪: 6インチ
- 後輪: 14インチ
- 折り畳み幅: 20cm
- シート奥行: 40cm
- 最大使用者体重: 100kg

レンタル価格	5,500円/月
ご利用負担額 (1割)	550円/月
ご利用負担額 (2割)	1,100円/月

非課税

商品コード	TAISコード
728405	00122-000320

●オプション…スマートヘッドサポート、延長棒

軽量タイプ

エアリアル MW-SL2


介助式

松永製作所

持ち運びが楽な
アルミ製超軽量タイプ



アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪: 6インチ
- 後輪: 16インチ
- 折り畳み幅: 33.5cm
- シート奥行: 40cm
- 最大使用者体重: 75kg

座幅	40cm	全幅	60.5cm	前座高	43cm	重量	10kg
----	------	----	--------	-----	------	----	------

レンタル価格	5,000円/月
ご利用負担額 (1割)	500円/月
ご利用負担額 (2割)	1,000円/月

非課税

商品コード	TAISコード
728330	00066-000181

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト、後方ガード受け金具、延長棒

軽量タイプ

TH-2SB


介助式

日進医療器

軽量かつコンパクトな
介助用車いす

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：5インチ
- 後輪：14インチ
- 折り畳み幅：24cm
- シート奥行：37cm
- 最大使用者体重：75kg

座幅	全幅	前座高	重量
38 cm	53 cm	46 cm	9.8 kg

商品コード	TAISコード
728260	00175-000113

レンタル 価格	5,500 円/月
ご利用 負担額 (1割)	550 円/月
ご利用 負担額 (2割)	1,100 円/月

非課税

軽量タイプ／幅狭タイプ

NEXT CORE (介助) NEXT-21B

介助式

松永製作所


次世代の標準型車椅子

- 屋内でも屋外でも使いやすい
スリム&軽量車いす
- 3次元(3D)で姿勢を整える！
「立体スリングシート」



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：28cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	54 cm	43 cm	10.8 kg

商品コード	TAISコード
728480	00066-000316

レンタル 価格	4,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	400 円/月
ご利用 負担額 (2割)	800 円/月

非課税

●オプション…後方ガートル受け金具、杖入れ、延長棒

軽量タイプ

NAH-L7


介助式

日進医療器

7kg台を実現した
超々軽量の介助式車いす

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：14インチ
- 折り畳み幅：28cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：75kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	56 cm	44 cm	7.8 kg

商品コード	TAISコード
728220	00175-000169

レンタル 価格	6,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	600 円/月
ご利用 負担額 (2割)	1,200 円/月

非課税

軽量タイプ

軽7W NAH-L7W (介助)


介助式

日進医療器

とにかく超軽量
安全移乗の
スイングアウト・ハネアゲ付

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：14インチ
- 折り畳み幅：25cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：75kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	52 cm	44 cm	10.2 kg

商品コード	TAISコード
728465	00175-000255

レンタル 価格	7,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	700 円/月
ご利用 負担額 (2割)	1,400 円/月

非課税

※シートベルト付き

標準タイプ

WAVIT+ WAP16-40S

介助式

カワムラサイクル


前ズレしにくい独自の曲線フレーム
～つまむレバーから握るレバーへ～



ノーバンク
タイヤ

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折りたたみ幅：30cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	53.5 cm	44.5 cm	12.8 kg

商品コード	TAISコード
728495	00160-000243

●オプション…WAVIT用延長プレーキ

レンタル 価格	5,500 円/月
ご利用 負担額 (1割)	550 円/月
負担額 (2割)	1,100 円/月

非課税

標準タイプ

AR-600

介助式


松永製作所

耐荷重 100kg
移乗も楽な多機能型



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：27cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	56 cm	42 cm	15.2 kg

商品コード	TAISコード
728025	00066-000185

●オプション…S&Eユニット、ワンタッチプラスチックベルト、後方ガードル受け金具、ボンベ架(跳ね上げ用)、杖入れ、延長棒

レンタル 価格	5,500 円/月
ご利用 負担額 (1割)	550 円/月
負担額 (2割)	1,100 円/月

非課税

低床タイプ

エアリアル MW-SL6

介助式


松永製作所

足こぎやクッション併用可の
超低床・軽量



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：5インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：33cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：75kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	56 cm	35-37 cm	11.8 kg

商品コード	TAISコード
728350	00066-000238

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト、後方ガードル受け金具、延長棒

レンタル 価格	6,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	600 円/月
負担額 (2割)	1,200 円/月

非課税

標準タイプ

ラクーネ3 LK-3

介助式


ミキ

身体を持ち上げなくても
横からの移乗が簡単にでき、
ベッド等への移乗負担を軽減



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：14インチ
- 折り畳み幅：25cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅	全幅	前座高(固定)	重量
40 cm	52 cm	43-45.5-48 cm	15 kg

商品コード	TAISコード
728475	00122-000486

レンタル 価格	5,500 円/月
ご利用 負担額 (1割)	550 円/月
負担額 (2割)	1,100 円/月

非課税

簡易モジュールタイプ

NA-3DX (介助)

介助式

日進医療器


多彩な調整機能

拭き取りやすい

ウレタンレザーシートも人気です



アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折りたたみ幅：30cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅 (固定)	全幅	前座高	重量
38-40-42 cm	53-55-57 cm	41-43 cm	14.6 kg

座幅	商品コード	TAISコード
38cm幅	726337	00175-000280
40cm幅	726336	00175-000280
42cm幅	726338	00175-000280

●オプション…延長棒

非課税

レンタル価格	6,000 円/月
ご利用 (1割) 負担額	600 円/月
ご利用 (2割) 負担額	1,200 円/月

簡易モジュールタイプ

ネクストコア・アジャスト NEXT-61B (介助)

介助式

松永製作所

肘掛・座面・


フットサポート調整機能で

姿勢をサポートする

モジュールタイプ



アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折りたたみ幅：28cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	55 cm	41-43-45 cm	13.6 kg

商品コード	TAISコード
728510	00066-000321

●オプション…後方ガートル受け金具、杖入れ、延長棒

レンタル価格	5,500 円/月
ご利用 (1割) 負担額	550 円/月
ご利用 (2割) 負担額	1,100 円/月

非課税

6輪車タイプ

スキット6輪 SKT-6

介助式

ミキ


小回り抜群な介助用6輪車で

機能満載

65cm幅の廊下を曲がれます



アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：4インチ
- 後輪：14インチ
- 折り畳み幅：24cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg

ノーバンク
タイヤ

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	48 cm	37.5 cm	14.7 kg

商品コード	TAISコード
728410	00122-000375

●オプション…スマートヘッドサポート

レンタル価格	6,000 円/月
ご利用 (1割) 負担額	600 円/月
ご利用 (2割) 負担額	1,200 円/月

非課税

モジュールタイプ

EX-M3 (介助)

介助式

日進医療器


幅広い寸法に対応可能

自分だけのぴったり寸法の

車いすを!



アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折りたたみ幅：36cm
- シート奥行：35・40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅 (調整)	全幅	前座高	重量
38-40-42-44 cm	53-55-57-59 cm	42-44-46 cm	15 kg

商品コード	TAISコード
728435	00175-000278

●オプション…延長棒

レンタル価格	8,000 円/月
ご利用 (1割) 負担額	800 円/月
ご利用 (2割) 負担額	1,600 円/月

非課税

ティルト


SKT-7 ティルト式

ミニ

全幅48cmのティルト式車いす



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	アームサポート				
高さ調整	跳ね上げ				
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート				
着脱	スイングアウト				
バックサポート	座シート				
張り調整	奥行調整				



- 前輪：6インチ
- 後輪：14インチ
- 折りたたみ幅：32cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	48 cm	43.5 cm	19 kg
ティルト角度	リクライニング	ハンドル高さ	
0~30°	—	92 cm	

商品コード	TAISコード
728440	00122-000433

●オプション…延長棒

非課税


リクライニング／ティルト

マイチルト・コンパクト3D MH-CR3D リクライニング・ティルト式 松永製作所

折りたたみ可能で全幅53cmとスリムなティルト&リクライニング車いす側彎にも対応可能な3Dシート



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	アームサポート				
高さ調整	跳ね上げ				
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート				
着脱	スイングアウト				
バックサポート	座シート				
張り調整	奥行調整				



- 前輪：6インチ
- 後輪：12インチ
- 折りたたみ幅：32.5cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：75kg

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	53 cm	43-45 cm	24.5 kg
ティルト角度	リクライニング	ハンドル高さ	
0~30°	90~125°	108.5 cm	

商品コード	TAISコード
730205	00066-000307

●オプション…S&Eユニット、延長棒


非課税

リクライニング／ティルト

MH-4RE (エレベータリング付) リクライニング・ティルト式 松永製作所

座位を安定させる
ティルト&リクライニング

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	アームサポート				
高さ調整	跳ね上げ				
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート				
着脱	スイングアウト				
バックサポート	座シート				
張り調整	奥行調整				



- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：75kg

座幅	全幅	前座高	重量
42 cm	58 cm	43 cm	23.4 kg
ティルト角度	リクライニング	ハンドル高さ	
0~30°	90~125°	107 cm	

商品コード	TAISコード
730120	MATSUNAGAS-MH-4RE

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト


非課税

リクライニング／ティルト

エリーゼ FR-31TR リクライニング・ティルト式 松永製作所

横動きできる
フルリク&ティルトタイプ

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	アームサポート				
高さ調整	跳ね上げ				
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート				
着脱	スイングアウト				
バックサポート	座シート				
張り調整	奥行調整				



- 前輪：6インチ
- 後輪：12インチ
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：75kg

※ビニールレザー仕様

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	65 cm	47.5 cm	36.5 kg
ティルト角度	リクライニング	ハンドル高さ	
0~30°	100~175°	94.4 cm	

商品コード	TAISコード
730045	00066-000251

非課税

リクライニング／ティルト

KXL16-42

リクライニング・ティルト式

カワムラサイクル

簡単操作のティルト&リクライニング
座位保持抜群



※エレベータリングユニットもご用意できます。

座幅	全幅	前座高	重量
42 cm	58 cm	44 cm	20.5 kg


ティルト角度	リクライニング	ハンドル高さ
0~20°	90~120°	101.5~118 cm

商品コード	JANコード
—	4514133006762

●オプション…S&Eユニット

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折りたたみ幅：58cm
- シート奥行：39cm
- 最大使用者体重：100kg

レンタル価格	7,000 円/月
ご利用負担額 (1割)	700 円/月
ご利用負担額 (2割)	1,400 円/月

非課税

リクライニング／ティルト

オアシス (介助) OS-12TRSP

ティルト&リクライニング運動式

松永製作所

円背の利用者にも対応可能な
ティルト&リクライニング



座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	53 cm	43 cm	22.7 kg


ティルト角度	リクライニング	ハンドル高さ
0~25°	90~115°	—

商品コード	TAISコード
730165	00066-000296

●オプション…S&Eユニット

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：12インチ
- 折りたたみ幅：32cm
- シート奥行：35cm
- 最大使用者体重：75kg

レンタル価格	7,500 円/月
ご利用負担額 (1割)	750 円/月
ご利用負担額 (2割)	1,500 円/月

非課税

ティルト

座王 NAH-F5

ティルト式

日進医療器

車いすが生活を変える
座り心地の最高峰、
座王シリーズのティルト式介助型



座幅	全幅	前座高	重量
40-42 cm	56 cm	40 cm	20 kg


ティルト角度	リクライニング	ハンドル高さ
-4~30°	—	—

商品コード	TAISコード
730175	00175-000304

●オプション…延長棒

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折りたたみ幅：33cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

レンタル価格	7,500 円/月
ご利用負担額 (1割)	750 円/月
ご利用負担額 (2割)	1,500 円/月

非課税

リクライニング

フルリクライニング1型

リクライニング式

松永製作所

長時間使用しても疲れにくい
モケット使用の車いす



座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	61 cm	47 cm	24 kg


ティルト角度	リクライニング	ハンドル高さ
—	90~150°	—

商品コード	TAISコード
730060	00066-000004

●オプション…S&Eユニット

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整



- 前輪：7インチ
- 後輪：12インチ
- シート奥行：45cm
- 最大使用者体重：100kg

レンタル価格	8,000 円/月
ご利用負担額 (1割)	800 円/月
ご利用負担額 (2割)	1,600 円/月

非課税


電動アシスト

アシストホイールライト

電動アシスト

ナブテスコ

ダントツの“軽量”で
気軽にご利用できる
介助用電動アシスト車いす



- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：33.5cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：75kg
- 走行距離：7km（約2時間）
- 充電時間：約130分

実用登坂

角度 **10°**

座幅 **40 cm**

全幅 **56 cm**

前座高 **42.5 cm**

重量 **16.9 kg**

レンタル価格 **15,000 円/月**

ご利用負担額 (1割) **1,500 円/月**

(2割) **3,000 円/月**

非課税

商品コード **726265**

TAISコード **00025-000023**

(バッテリー含まず)


電動カート

セニアカー(四輪) ET-4F

電動カート

スズキ

カンタン便利
楽しい毎日



- 速度範囲：2.0～6.0km/h
- 走行距離：33km
- 充電時間：0～12h

実用登坂

角度 **10°**

段差乗越し

高さ **7.5 cm**

満乗越し

幅 **10 cm**

耐荷重

100 kg

重量

98 kg

商品コード **00152-000013**

レンタル価格 **23,000 円/月**

ご利用負担額 (1割) **2,300 円/月**

(2割) **4,600 円/月**

非課税


電動

MY-1JWX

電動

松永製作所

高性能でコンパクトな
電動車いす



- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折り畳み幅：37cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：75kg
- 速度範囲：1.7～4.5km/h
- 走行距離：15km
- 充電時間：2～3h

座幅 **40 cm**

全幅 **63.5 cm**

前座高 **42.5-44.5 cm**

重量 **31.8 kg**

レンタル価格 **23,000 円/月**

ご利用負担額 (1割) **2,300 円/月**

(2割) **4,600 円/月**

非課税

商品コード **732155**

TAISコード **MATSUNAGAS-MY-1JWX**

●オプション…延長棒


電動カート

セニアカー(四輪) ET4D7

電動カート

スズキ

大型バスケットと
音声案内装備のセニアカー



- 速度範囲：2.0～6.0km/h
- 走行距離：33km
- 充電時間：0～12h

実用登坂

角度 **10°**

段差乗越し

高さ **7.5 cm**

満乗越し

幅 **10 cm**

耐荷重

100 kg

重量

100 kg

商品コード **00152-000022**

レンタル価格 **23,000 円/月**

ご利用負担額 (1割) **2,300 円/月**

(2割) **4,600 円/月**

非課税

電動車いすに関わる法令について

電動車いすが歩行車と扱われるためには、道路交通法施工規則上の車体の大きさ、速度基準を満たす必要があります。


- 全長120cm、全幅70cm、全高109cmの基準内である必要があります。
- 本カタログに掲載している電動車いす本体はすべて基準値以内ですが、杖立て等の付属品を取り付けることにより基準値を超える場合があります。
- 基準値を超える場合でも、利用者または利用者から依頼を受けた人が利用者の住所を管轄する警察署長に確認申請をして、身体的状況等によりやむを得ないと判断されて確認証の交付を受けた場合には、歩行車の扱いとなります。なお利用者は確認証を携帯する必要があります。
- 時速が6km以内である必要があります。

電動カート

遊歩スキップ SH01 電動カート セリオ

コンパクトで超低速走行も可能

実用登坂 角度	10°
段差乗り越え 高さ	8 cm
溝乗り越え 幅	12 cm
耐荷重	75 kg
重量	89 kg



- 速度範囲：0.5～6.0km/h
- 走行距離：23km
- 充電時間：11h

レンタル 価格	20,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	2,000 円/月
ご利用 負担額 (2割)	4,000 円/月

非課税


商品コード	TAISコード
—	00020-000036

電動カート

遊歩フレンド SBT400 電動カート セリオ

やさしい音声案内付

実用登坂 角度	10°
段差乗り越え 高さ	9 cm
溝乗り越え 幅	12 cm
耐荷重	100 kg
重量	104 kg



- 速度範囲：2.0～6.0km/h
- 走行距離：29km
- 充電時間：11～13h

レンタル 価格	20,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	2,000 円/月
ご利用 負担額 (2割)	4,000 円/月

非課税


商品コード	TAISコード
—	00020-000035

電動カート

遊歩パートナー SBT40 電動カート セリオ

長距離移動も安心の多機能タイプ

実用登坂 角度	10°
段差乗り越え 高さ	8 cm
溝乗り越え 幅	12 cm
耐荷重	100 kg
重量	80 kg



- 速度範囲：0.5～6.0km/h
- 走行距離：29km
- 充電時間：11h

レンタル 価格	23,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	2,300 円/月
ご利用 負担額 (2割)	4,600 円/月

非課税

商品コード	TAISコード
—	00020-000034

ノーバンクタイヤ

電動カート付属品

ステッキホルダー セリオ

商品コード	TAISコード
—	00228-000017



レンタル 価格	1,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	100 円/月
ご利用 負担額 (2割)	200 円/月

リアバスケット セリオ

商品コード	TAISコード
—	00020-000041



レンタル 価格	1,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	100 円/月
ご利用 負担額 (2割)	200 円/月

車いすオプション

※車いすオプションは下記車いすオプション適合表をご覧ください。

S&E ユニット

松永製作所



商品コード	TAISコード
990537	00066-000297

レンタル 価格	500 円/月
ご利用 (1割) 負担額	50 円/月
ご利用 (2割) 負担額	100 円/月

テーブル マジック式

松永製作所



商品コード	TAISコード
766080	00066-000205

レンタル 価格	1,000 円/月
ご利用 (1割) 負担額	100 円/月
ご利用 (2割) 負担額	200 円/月

スマートヘッドサポート

ミキ



商品コード	TAISコード
766075	00122-000461

レンタル 価格	1,000 円/月
ご利用 (1割) 負担額	100 円/月
ご利用 (2割) 負担額	200 円/月

ワンタッチプラスチックベルト

松永製作所



商品コード	TAISコード
766005	00066-000201

レンタル 価格	— 円/月
ご利用 (1割) 負担額	— 円/月
ご利用 (2割) 負担額	— 円/月

点滴棒

ミキ



タイプ	商品コード	TAISコード
固定タイプ	—	00122-000215
高さ調節	—	00122-000427

レンタル 価格	1,000 円/月
ご利用 (1割) 負担額	100 円/月
ご利用 (2割) 負担額	200 円/月

ポンペ架(跳ね上げ用)

松永製作所



商品コード	TAISコード
766040	00066-000261

レンタル 価格	1,000 円/月
ご利用 (1割) 負担額	100 円/月
ご利用 (2割) 負担額	200 円/月

背延長

カワムラサイクル



タイプ	商品コード	TAISコード
枕付き	—	—
枕なし	—	—

レンタル 価格	1,000 円/月
ご利用 (1割) 負担額	100 円/月
ご利用 (2割) 負担額	200 円/月

延長棒 (+15cm)

松永製作所



商品コード	TAISコード
765510	00066-000298

レンタル 価格	— 円/月
ご利用 (1割) 負担額	— 円/月
ご利用 (2割) 負担額	— 円/月

延長棒 (+10cm)

ミキ



商品コード	TAISコード
765645	00122-000426

レンタル 価格	— 円/月
ご利用 (1割) 負担額	— 円/月
ご利用 (2割) 負担額	— 円/月

延長棒 (+10cm)

カワムラサイクル



商品コード	TAISコード
766100	00160-000170

レンタル 価格	— 円/月
ご利用 (1割) 負担額	— 円/月
ご利用 (2割) 負担額	— 円/月

延長棒 (+16cm)

日進医療器



商品コード	TAISコード
765605	00175-000285

レンタル 価格	— 円/月
ご利用 (1割) 負担額	— 円/月
ご利用 (2割) 負担額	— 円/月

標準タイプ

MPN-43JD

自走式

ミキ

スタンダードモデル



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整	アームサポート	跳ね上げ		
フット・レッグサポート	着脱	フット・レッグサポート	スイングアウト		
バックサポート	張り調整	座シート	奥行調整		

- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折り畳み幅：33.5cm
- シート奥行：40cm
- 重量：13kg
- 最大使用者体重：100kg

レンタル価格	2,000円/月
ご利用負担額 (1割)	200円/月
ご利用負担額 (2割)	400円/月

非課税

商品コード	TAISコード
—	00122-000324

●オプション…延長ブレーキ

軽量タイプ

ウルトラ NA-U1

自走式

日進医療器



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整	アームサポート	跳ね上げ		
フット・レッグサポート	着脱	フット・レッグサポート	スイングアウト		
バックサポート	張り調整	座シート	奥行調整		

- 前輪：6インチ
- 後輪：25インチ
- 折り畳み幅：30cm
- シート奥行：38cm
- 重量：11.9kg
- 最大使用者体重：100kg

レンタル価格	4,000円/月
ご利用負担額 (1割)	400円/月
ご利用負担額 (2割)	800円/月

非課税

商品コード	TAISコード
—	00175-000318

●オプション…延長ブレーキ

簡易モジュールタイプ

MYU4-22

自走式

ミキ

座り心地、こぎやすさを追求しました



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整	アームサポート	跳ね上げ		
フット・レッグサポート	着脱	フット・レッグサポート	スイングアウト		
バックサポート	張り調整	座シート	奥行調整		

- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折り畳み幅：34.5cm
- シート奥行：40cm
- 重量：16.2kg
- 最大使用者体重：100kg

レンタル価格	6,000円/月
ご利用負担額 (1割)	600円/月
ご利用負担額 (2割)	1,200円/月

非課税

座幅	商品コード	TAISコード
38cm幅	726582	00122-000302
40cm幅	726584	00122-000302
42cm幅	726588	00122-000302

●オプション…延長ブレーキ

標準タイプ

MPCN-46JD

介助式

ミキ

座面が高いため介護負担軽減



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整	アームサポート	跳ね上げ		
フット・レッグサポート	着脱	フット・レッグサポート	スイングアウト		
バックサポート	張り調整	座シート	奥行調整		

- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：25cm
- シート奥行：40cm
- 重量：11.4kg
- 最大使用者体重：100kg

レンタル価格	2,000円/月
ご利用負担額 (1割)	200円/月
ご利用負担額 (2割)	400円/月

非課税

商品コード	TAISコード
—	00122-000332

●オプション…延長ブレーキ

軽量タイプ

ウルトラ NAH-U1

介助式

日進医療器



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整	アームサポート	跳ね上げ		
フット・レッグサポート	着脱	フット・レッグサポート	スイングアウト		
バックサポート	張り調整	座シート	奥行調整		

そのまま座るだけの快適バックサポート

- 前輪：6インチ
- 後輪：14インチ
- 折り畳み幅：28cm
- シート奥行：38cm
- 重量：10.5kg
- 最大使用者体重：100kg

レンタル価格	4,000円/月
ご利用負担額 (1割)	400円/月
ご利用負担額 (2割)	800円/月

非課税

商品コード	TAISコード
—	00175-000319

●オプション…延長ブレーキ

簡易モジュールタイプ

MYU4-16

介助式

ミキ

馴染みやすいデザインで機能充実



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整	アームサポート	跳ね上げ		
フット・レッグサポート	着脱	フット・レッグサポート	スイングアウト		
バックサポート	張り調整	座シート	奥行調整		

- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：32.5cm
- シート奥行：40cm
- 重量：14.6kg
- 最大使用者体重：100kg

レンタル価格	6,000円/月
ご利用負担額 (1割)	600円/月
ご利用負担額 (2割)	1,200円/月

非課税

商品コード	TAISコード
728385	00122-000303

●オプション…延長ブレーキ

軽量タイプ

スキット 1 SKT-1

介助式

ミキ

軽量かつコンパクトで
狭い場所をスイスイ移動



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整	アームサポート	跳ね上げ		
フット・レッグサポート	着脱	フット・レッグサポート	スイングアウト		
バックサポート	張り調整	座シート	奥行調整		

- 前輪：6インチ
- 後輪：14インチ
- 折り畳み幅：20cm
- シート奥行：40cm
- 重量：9.9kg
- 最大使用者体重：100kg

レンタル価格	5,500円/月
ご利用負担額 (1割)	550円/月
(2割)	1,100円/月

非課税

商品コード	TAISコード
—	00122-000319

●オプション…延長ブレーキ

軽量タイプ

スキット 3 SKT-3

自走式

ミキ

室内の狭い場所をスイスイ
移動できるスタンダードタイプ



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整	アームサポート	跳ね上げ		
フット・レッグサポート	着脱	フット・レッグサポート	スイングアウト		
バックサポート	張り調整	座シート	奥行調整		

- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折り畳み幅：28.5cm
- シート奥行：40cm
- 重量：11.5kg
- 最大使用者体重：100kg

レンタル価格	5,500円/月
ご利用負担額 (1割)	550円/月
(2割)	1,100円/月

非課税

商品コード	TAISコード
—	00122-000410

●オプション…延長ブレーキ

モジュールタイプ

SKT-1000

自走式

ミキ

機能充実のモジュール車いす
現行型より20mmスリムに



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整	アームサポート	跳ね上げ		
フット・レッグサポート	着脱	フット・レッグサポート	スイングアウト		
バックサポート	張り調整	座シート	奥行調整		

- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折り畳み幅：32cm
- シート奥行：40cm
- 重量：17.9kg
- 最大使用者体重：100kg

レンタル価格	6,000円/月
ご利用負担額 (1割)	600円/月
(2割)	1,200円/月

非課税

商品コード	TAISコード
—	00122-000524

●オプション…延長ブレーキ

モジュールタイプ

SKT-2000

介助式

ミキ

機能充実のモジュール車いす
お尻の前滑りを防ぐパット付
フッショ仕様



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整	アームサポート	跳ね上げ		
フット・レッグサポート	着脱	フット・レッグサポート	スイングアウト		
バックサポート	張り調整	座シート	奥行調整		

- 前輪：6インチ
- 後輪：14インチ
- 折り畳み幅：27cm
- シート奥行：40cm
- 重量：16.3kg
- 最大使用者体重：100kg

レンタル価格	6,000円/月
ご利用負担額 (1割)	600円/月
(2割)	1,200円/月

非課税

商品コード	TAISコード
—	00122-000525

●オプション…延長ブレーキ

特殊タイプ

ノンバックブレーキ車いす

自走式

ミキ

ブレーキのかけ忘れを防いで
未然に転倒を防止



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整	アームサポート	跳ね上げ		
フット・レッグサポート	着脱	フット・レッグサポート	スイングアウト		
バックサポート	張り調整	座シート	奥行調整		

- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折り畳み幅：38cm
- シート奥行：40cm
- 重量：16.6kg
- 最大使用者体重：100kg

レンタル価格	5,000円/月
ご利用負担額 (1割)	500円/月
(2割)	1,000円/月

非課税

商品コード	TAISコード
—	00122-000528

●オプション…延長ブレーキ

特殊タイプ

ラクーン 2 LK-2

自走式

ミキ

ベッド等への移乗負担を
軽減します



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整	アームサポート	跳ね上げ		
フット・レッグサポート	着脱	フット・レッグサポート	スイングアウト		
バックサポート	張り調整	座シート	奥行調整		

- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折り畳み幅：38.5cm
- シート奥行：40cm
- 重量：20.5kg
- 最大使用者体重：100kg

レンタル価格	5,500円/月
ご利用負担額 (1割)	550円/月
(2割)	1,100円/月

非課税

商品コード	TAISコード
—	00122-000477

●オプション…延長ブレーキ

車いす用クッションの選び方

利用者状態別選定ポイント

Bさん



屋外の車いす使用時などに衝撃を吸収するために除圧系のクッションが必要です。

Dさん



座り直しに努力を要する方です。圧分散は必須となります。姿勢保持は、背もたれと座面両面から考慮しましょう。移乗等の動きを助けるために、足が床に届くようにクッションを含めた座面高の考慮が必要です。

Cさん



座り直しは可能な方ですが、骨盤を安定させるために姿勢保持用のクッションの使用を検討しましょう。車いすを駆動する場合には駆動の動きを考慮したクッションが必要です。

Eさん



座り直しができない方です。車いすのタイプにもよりますが、圧分散、姿勢保持を背もたれと座面の両面から考慮しましょう。麻痺や変形があれば、クッション側にも調整機能のあるものがよいでしょう。



このマークを目安に選べます。

「車いす」で快適に過ごすために

車いすに快適に「座る」ためには、圧分散・姿勢保持、「動く・移動する」ためには、動きを助けるという要素を考慮することが必要です。使用する車いすの座面によっては、必要とされる要素を満たせていない場合がございますので、車いす用クッションの導入をご検討ください。



クッションの目的

①圧分散 ②姿勢保持 ③動きを助ける

クッションの選定

上記の使用目的すべてを満たすような万能のクッションはありません。何を優先すべきか?考えて選定することが大切です。また、使用する車いすとの兼ね合いも考慮に入れましょう。

※クッションは「座布団」では代用できません。専用のものを使用しましょう。



※上記はあくまで目安です。身体の状態、使用目的、使用する車いすによって検討が必要です。専門家にご相談ください。

フォーム

アルファプラクッション KC-WP4040

タイカ

Point1

体圧分散性能

しっかり支える。ウレタンフォームの特殊スリットとゲルの力で広く、低圧に。

Point2


座位保持機能

お尻になじむ、だから抜群の座り心地に。



厚さ
6cm

重量
0.6kg



商品コード TAISコード
760005 00563-000017

●サイズ: 幅40×奥行40cm
●材質(中身): αGEL、ウレタンフォーム

レンタル
価格 2,000円/月
ご利用
負担額 (1割) 200円/月
(2割) 400円/月

フォーム

リフレア



日進医療器

適度な通気性でムレにくい
正しい姿勢を保ってズレを低減
体をしっかり支えて体圧を分散



厚さ
7.5cm

重量
0.5kg



無膜処理された
ウレタンフォーム

商品コード TAISコード
762080 00175-000223

●サイズ: 幅39×奥行39cm
●材質(中身): 高通気・低反発ウレタンフォーム

レンタル
価格 2,000円/月
ご利用
負担額 (1割) 200円/月
(2割) 400円/月

ジェル

ベスポジェルクッション CK-375

ケーブ

前後で厚みを変えることで
沈み込みの度合いが異なり
前ずれ防止や足こぎサポートにも対応



厚さ 6.5cm 重量 1.6kg



商品コード 762085 TAISコード 00206-000072

- サイズ：幅40×奥行40cm
- 材質（中身）：ポリウレタンジェル、ウレタンフォーム

レンタル価格 2,000円/月
ご利用負担額 (1割) 200円/月 (2割) 400円/月

ジェル

リバティクッション

ラックヘルスケア

動きやすさと安全性を追求
身体の形状に合わせて柔軟になじみ、
姿勢をサポートします



厚さ 4cm 重量 0.6kg



商品コード 762095 TAISコード 00245-000078

- サイズ：幅40×奥行40cm
- 材質（中身）：強化ナイロン、シリコンゲル

レンタル価格 2,000円/月
ご利用負担額 (1割) 200円/月 (2割) 400円/月

在庫限定

ジェル

アウル40 プラスレザー OWL40P-L

加地

EXGELが体を優しくサポート
アウル形状が身体に
心地よくフィット



厚さ 5.5cm 重量 1.1kg



商品コード 760019 TAISコード 00540-000013

- サイズ：幅40×奥行40cm
- 材質（中身）：エクスジェル（合成ゴム）、ウレタンフォーム


レンタル価格 2,000円/月
ご利用負担額 (1割) 200円/月 (2割) 400円/月

ジェル

アウルREHA レギュラー OWL21-BK1-4040

加地

薄さ4cmのフラットな
スタンダードタイプ！
体圧分散性と薄さ・
足つき性を求める方に



厚さ 4cm 重量 1.2kg



商品コード 760025 TAISコード 00540-000028

- サイズ：幅40×奥行40cm
- 材質（中身）：エクスジェル、ウレタンフォーム

レンタル価格 2,000円/月
ご利用負担額 (1割) 200円/月 (2割) 400円/月

ジェル

アクションパッド # 9000

アクションジャパン

厚さ2.5cmでも
底づきしないで圧力を分散



厚さ 2.5cm 重量 4.5kg



商品コード 760060 TAISコード 00428-000005

- サイズ：幅40×奥行40cm
- 材質（中身）：アクトドライポリマー

レンタル価格 3,000円/月
ご利用負担額 (1割) 300円/月 (2割) 600円/月

エア+フォーム

バリライトソロストレータス 56630

ユーキ・トレーディング

座位保持と
座り心地の良さを追求



厚さ 7.5cm 重量 0.75kg



商品コード 762060 TAISコード 00468-000002

- サイズ：幅40×奥行40cm
- 材質（中身）：IFD フォーム

レンタル価格 2,000円/月
ご利用負担額 (1割) 200円/月 (2割) 400円/月

車いす用クッション

エア+フォーム

リフレックス

ユーキ・トレーディング

クッションに座ると自動的に空気が
抜け、お尻の形に合わせます

座クッションの特長

バルブ内蔵型エアークッション



厚さ	重量
7.5cm	0.72kg



商品コード	TAISコード
762065	00468-000034

●サイズ：幅40×奥行40cm
●材質（中身）：ポリウレタン、ポリエステル

レンタル 価格	2,000円/月
ご利用 負担額	(1割) 200円/月 (2割) 400円/月

フォーム

FC-アジャスト 標準セット

アイ・ソネックス

大腿パット着脱式で足駆動に便利

座クッションの特長

足駆動する方は、大腿パットを
はずすと前座を低くできます。

背/厚さ	背/重量
2cm	0.69kg

座/厚さ	座/重量
8.5cm	1.3kg



商品コード	TAISコード
760045	00149-000008

座／●サイズ：幅40×奥行40cm
●材質（中身）：ポリエチレンフォーム、
低反発高密度特殊ウレタン
背／●サイズ：幅39.5×背高さ41cm
●材質（中身）：ポリエチレンフォーム

レンタル 価格	4,000円/月
ご利用 負担額	(1割) 400円/月 (2割) 800円/月

ジェル

エクスジェル サポートセット ASK-00

加地

姿勢を固定から
心地よい安定へ

座/厚さ	座/重量
前10cm・後7cm	1.3kg

背/厚さ	背/重量
11.5cm	0.9kg



商品コード	TAISコード
760040	00540-000006

座／●サイズ：幅40×奥行41.5cm
●材質（中身）：エクスジェル、ウレタンフォーム、
発泡ポリエチレン
背／●サイズ：幅46×背高さ37cm
●材質（中身）：エクスジェル、ウレタンフォーム

レンタル 価格	4,000円/月
ご利用 負担額	(1割) 400円/月 (2割) 800円/月

在庫限定

エア

ロホクッション ロータイプ

アビリティーズ・ケアネット

ご自分で座位のとれる方に最適



厚さ	重量
5cm	0.85kg



●この商品には、カバーが付きません。

商品コード	TAISコード
762000	00249-000049

●サイズ：幅38×奥行38cm
●材質（中身）：耐失禁ネオプレンカバー

レンタル 価格	5,000円/月
ご利用 負担額	(1割) 500円/月 (2割) 1,000円/月

ジェル

アウルサポートセット OWLS-S01B01

加地

EXGELが身体をやさしく支え、
座位バランスのサポート力をアップ

背/厚さ	背/重量
12cm	1.4kg

座/厚さ	座/重量
前7cm・後5cm	1.2kg



●この商品には、カバーが付きません。

商品コード	TAISコード
760015	00540-000017

座／●サイズ：幅40×奥行40cm
●材質（中身）：エクスジェル、ウレタンフォーム
背／●サイズ：幅48×背高さ36.5cm
●材質（中身）：エクスジェル、ウレタンフォーム

レンタル 価格	4,000円/月
ご利用 負担額	(1割) 400円/月 (2割) 800円/月

ジェル

Gel-Tクッション CK-346

ケーブ

前ズレ、横ズレを防ぎ、
流動性のゲルが瞬間的なズレに対応
車いす上で可動する機会の多い方に

厚さ	重量
5cm	2.5kg



商品コード	TAISコード
760000	00206-000006

●サイズ：幅40×奥行40cm
●材質（中身）：ウレタンフォーム、
ナトリウムアクリル樹脂、
流動ジェル

レンタル 価格	1,500円/月
ご利用 負担額	(1割) 150円/月 (2割) 300円/月

ケアスロープ

ケアメディックス

狭い間口・高い段差もこれで解消！

サイズ	重量	型式	商品コード	TAISコード
240cm	約12kg	CS-240C	749050	00093-000021
200cm	約10kg	CS-200	749040	00093-000020
175cm	約9kg	CS-175	749030	00093-000019
150cm	約8kg	CS-150	749020	00093-000018
120cm	約6kg	CS-120	749010	00093-000017
100cm	約5kg	CS-100	749000	00093-000016

●幅: 70cm ●耐重量: 300kg



〈240cm〉	〈200cm〉	〈175cm〉	〈150cm〉	〈120cm〉	〈100cm〉
レンタル 価格 10,000 円/月 ご利用 (1割) 1,000 円/月 負担額 (2割) 2,000 円/月	レンタル 価格 8,000 円/月 ご利用 (1割) 800 円/月 負担額 (2割) 1,600 円/月	レンタル 価格 6,500 円/月 ご利用 (1割) 650 円/月 負担額 (2割) 1,300 円/月	レンタル 価格 6,000 円/月 ご利用 (1割) 600 円/月 負担額 (2割) 1,200 円/月	レンタル 価格 5,500 円/月 ご利用 (1割) 550 円/月 負担額 (2割) 1,100 円/月	レンタル 価格 5,000 円/月 ご利用 (1割) 500 円/月 負担額 (2割) 1,000 円/月


ダンススロープ ライトスリム

ダンロップホームプロダクツ

より軽く、より安全にスリムになってリニューアル！

サイズ	重量	型式	商品コード	TAISコード
245cm	約11.0kg	R-245SL	748140	00532-000018
205cm	約9.0kg	R-205SL	748130	00532-000019
165cm	約7.0kg	R-165SL	748120	00532-000020
125cm	約5.0kg	R-125SL	748110	00532-000021
85cm	約4.0kg	R-85SL	748100	00532-000022

●幅: 74.5cm ●耐重量: 300kg



〈245cm〉	〈205cm〉	〈165cm〉	〈125cm〉	〈85cm〉
レンタル 価格 11,000 円/月 ご利用 (1割) 1,100 円/月 負担額 (2割) 2,200 円/月	レンタル 価格 9,000 円/月 ご利用 (1割) 900 円/月 負担額 (2割) 1,800 円/月	レンタル 価格 7,000 円/月 ご利用 (1割) 700 円/月 負担額 (2割) 1,400 円/月	レンタル 価格 6,000 円/月 ご利用 (1割) 600 円/月 負担額 (2割) 1,200 円/月	レンタル 価格 5,000 円/月 ご利用 (1割) 500 円/月 負担額 (2割) 1,000 円/月

デクパック

ケアメディックス

幅方向に折りたためますので持ち運びが容易で、
簡単にセットできます
使用後は収納スペースをとらずに保管できます

サイズ	重量	型式	商品コード	TAISコード
300cm	約22.0kg	シニア 3.0m	752080	00093-000002
200cm	約12.0kg	シニア 2.0m		
165cm	約10.0kg	シニア 1.65m		
135cm	約8.0kg	シニア 1.35m		
120cm	約7.0kg	シニア 1.20m		
70cm	約4.0kg	パーソナル	752000	00093-000001

●幅: 74cm ●耐重量: 300kg ●4つ折り (パーソナルのみ3つ折り)



〈シニア 3.0m〉	〈シニア 2.0m〉	〈シニア 1.65m〉	〈シニア 1.35m〉	〈シニア 1.20m〉	〈パーソナル〉
レンタル 価格 15,000 円/月 ご利用 (1割) 1,500 円/月 負担額 (2割) 3,000 円/月	レンタル 価格 8,000 円/月 ご利用 (1割) 800 円/月 負担額 (2割) 1,600 円/月	レンタル 価格 6,500 円/月 ご利用 (1割) 650 円/月 負担額 (2割) 1,300 円/月	レンタル 価格 6,000 円/月 ご利用 (1割) 600 円/月 負担額 (2割) 1,200 円/月	レンタル 価格 5,500 円/月 ご利用 (1割) 550 円/月 負担額 (2割) 1,100 円/月	レンタル 価格 5,000 円/月 ご利用 (1割) 500 円/月 負担額 (2割) 1,000 円/月

●スロープ／段差の目安表

使用状況	型式	R-85SL	CS-100	CS-120	R-125SL	CS-150	R-165SL	CS-175	CS-200	R-205SL	CS-240C	R-245SL
	スロープの長さ/cm	85	100	120	125	150	165	175	200	205	240	245
自力走行	5° 段差/cm	7	8	10	10	13	14	15	17	17	20	21
介助者必要	10° 段差/cm	14	17	20	21	26	28	30	34	35	41	42
最大	14° 段差/cm	20	24	29	30	36	40	42	48	50	58	59

スロープ・段差解消機

ダイヤスロープ

シンエイテクノ

高さ	重量	型式	商品コード	TAISコード	奥行	勾配
6.0cm	3.55kg	DS-60	750060	01115-000017	20.0cm	17度
5.5cm	3.40kg	DS-55	750055	01115-000016	20.0cm	15.5度
5.0cm	2.87kg	DS-50	750050	01115-000012	20.0cm	14度
4.5cm	2.35kg	DS-45	750045	01115-000011	17.5cm	14度
4.0cm	1.88kg	DS-40	750040	01115-000010	15.5cm	14度
3.5cm	1.58kg	DS-35	750035	01115-000009	13.5cm	14度
3.0cm	1.30kg	DS-30	750010	01115-000008	11.5cm	14度
2.5cm	0.95kg	DS-25	750025	01115-000007	9.5cm	14度
2.0cm	0.67kg	DS-20	750020	01115-000006	7.5cm	14度
1.5cm	0.42kg	DS-15	750015	01115-000005	5.5cm	14度
1.0cm	0.23kg	DS-10	750065	01115-000018	3.5cm	14度

●幅：76cm

ダイヤカット形状で
高いすべり止め効果、
両端はバリヤフリーの安心設計



<6.0cm> レンタル価格 800 円/月 ご利用(1割) 80 円/月 負担額(2割) 160 円/月	<5.5cm> レンタル価格 800 円/月 ご利用(1割) 80 円/月 負担額(2割) 160 円/月	<5.0cm> レンタル価格 500 円/月 ご利用(1割) 50 円/月 負担額(2割) 100 円/月
<4.5cm> レンタル価格 500 円/月 ご利用(1割) 50 円/月 負担額(2割) 100 円/月	<4.0cm> レンタル価格 500 円/月 ご利用(1割) 50 円/月 負担額(2割) 100 円/月	<3.5cm> レンタル価格 500 円/月 ご利用(1割) 50 円/月 負担額(2割) 100 円/月
<3.0cm> レンタル価格 500 円/月 ご利用(1割) 50 円/月 負担額(2割) 100 円/月	<2.5cm> レンタル価格 500 円/月 ご利用(1割) 50 円/月 負担額(2割) 100 円/月	<2.0cm> レンタル価格 500 円/月 ご利用(1割) 50 円/月 負担額(2割) 100 円/月
	<1.5cm> レンタル価格 500 円/月 ご利用(1割) 50 円/月 負担額(2割) 100 円/月	<1.0cm> レンタル価格 500 円/月 ご利用(1割) 50 円/月 負担額(2割) 100 円/月

車いす用電動昇降機 UD-310S

いうら

直進乗り込みタイプ



A B C D E

設置面積(目安)
全幅**103**cm以上
全長**220**cm以上
定員
1名

商品コード 740010 TAISコード 00084-000067

●サイズ：全長145.5×全幅103.0×全高130.9～193.3cm
●材質：スチール、ステンレス、アルミ合金
●昇降範囲：6.0～65cm ●重量：85.0kg
●耐荷重：150.0kg ●コード長さ：4.0m

レンタル価格 **22,000** 円/月
ご利用(1割) **2,200** 円/月
負担額(2割) **4,400** 円/月

在庫限定

車いす用電動昇降機 UD-310L

いうら

L字乗り込みタイプ



A B C D E

設置面積(目安)
全幅**225**cm以上
全長**130**cm以上
定員
1名

商品コード 740015 TAISコード 00084-000071

●サイズ：全長127.7×全幅145.4×全高130.9～193.3cm
●材質：スチール、ステンレス、アルミ合金
●昇降範囲：7.0～65.5cm ●重量：99.0kg
●耐荷重：150.0kg ●コード長さ：4.0m

レンタル価格 **23,000** 円/月
ご利用(1割) **2,300** 円/月
負担額(2割) **4,600** 円/月

在庫限定

車いす用電動昇降機 UD-320CS

いうら

直進乗り込みタイプ



A B C D E

設置面積(目安)
全幅**93**cm以上
全長**224.5**cm以上
定員
1名

商品コード 740080 TAISコード 00084-000093

●サイズ：全長145.5×全幅93.0×全高111.5～172.0cm
●材質：スチール、ステンレス、アルミ合金
●昇降範囲：5.5～65.0cm ●重量：75.0kg
●耐荷重：150kg ●コード長さ：4.0m

レンタル価格 **22,000** 円/月
ご利用(1割) **2,200** 円/月
負担額(2割) **4,400** 円/月

車いす用電動昇降機 UD-320CL

いうら

L字乗り込みタイプ



A B C D E

設置面積(目安)
全幅**204**cm以上
全長**130**cm以上
定員
1名

商品コード 740085 TAISコード 00084-000094

●サイズ：全長126.0×全幅129.0×全高111.5～172.0cm
●材質：スチール、ステンレス、アルミ合金
●昇降範囲：5.5～65.0cm ●重量：79.0kg
●耐荷重：150kg ●コード長さ：4.0m

レンタル価格 **23,000** 円/月
ご利用(1割) **2,300** 円/月
負担額(2割) **4,600** 円/月

移動用リフトの選び方

移乗＝乗り移り動作は、そのものが目的ではなく、
その後の生活（トイレ・お風呂・お出かけ等）のための手段です。
ヒヤヒヤドキドキの動作では、危険で長続きしません。
本人の安全性と介護者の負担を軽減することを常に心がけましょう。



立ち上がるために

居間（リビング）

立ち上がり座いす

座いすタイプ。立ちすわりに際し座面が電動で昇降し補助します。



床からの立ちすわりが不安定な方に。

参照 P.60

立ち上がりいす

いすタイプ。立ちすわりに際し座面が電動で昇降し補助します。



いすからの立ちすわりが不安定な方に。

参照 P.61

外出するために

玄関&アプローチ

玄関用（屋内設置）

玄関などの段差に設置します。




歩行での段差昇降が不安定な方に。

参照 P.61

アプローチ用（屋外設置）

車いすに乗ったまま段差昇降が可能です。スペースに合わせてお選びください。



車いすで自宅の出入りをされる方に。


参照 P.58

入浴するために

浴室

入浴用リフト


浴槽に入るための電動リフトです。



浴槽の出入りが困難な方に。

参照 P.61

脱衣室から浴室、浴槽までの電動リフトです。



浴室・浴槽の出入りが困難な方に。

参照 P.63


※吊り具の購入が必要です。

乗り移るために

寝室

介護リフト

ベッドからの移乗用電動リフトです。スペースに合わせてお選びください。



ベッドからの移乗時の介護負担を軽減します。

参照 P.62

※吊り具の購入が必要です。

立ち上がり座椅子／立ち上がり椅子

座面回転

昇降座いす ライズターン KD-650

パラマウントベッド

A B C D E

立上がりや移乗をサポートします

商品コード	TAISコード
736095	00170-000711

- サイズ：幅58×高さ85.5～127×奥行92cm
- 重量：38.5kg
- 耐荷重：80.0kg
- 座面高さ：16～59.5cm

座幅
47cm
設置面積
幅 58cm
長さ 92cm



Point1

シート部の高さ調節

電動で高さを調節することができます。
高さ調節レバーは、左右両側のアームレストにあります。



Point2

シート部の回転

シート部は回転させることができます。
(左右に45度、90度)回転操作レバーは、シート部の下、左右両側にあります。



レンタル価格	14,000円/月
ご利用(1割)負担額	1,400円/月
ご利用(2割)負担額	2,800円/月

軽量タイプ

独立宣言エコライト DSER コムラ製作所

A B C D E

商品コード	TAISコード
736060	00088-00012

- サイズ：高さ83×幅61×奥行78cm
- 重量：36.0kg
- 耐荷重：100.0kg
- ストローク：41cm
- 座面高さ：16～57cm
- 昇降速度：20mm/sec

座幅
45cm
設置面積
幅 61cm
長さ 78cm



レンタル価格	8,000円/月
ご利用(1割)負担額	800円/月
ご利用(2割)負担額	1,600円/月

座面回転

独立宣言ツイスト DSTR コムラ製作所

A B C D E

商品コード	TAISコード
736070	00088-000014

- サイズ：高さ94×幅64.5×奥行82.5cm
- 重量：46.0kg
- 耐荷重：80.0kg
- ストローク：41cm
- 座面高さ：16～57cm
- 昇降速度：20mm/sec

座幅
43cm
設置面積
幅 64.5cm
長さ 82.5cm



レンタル価格	14,000円/月
ご利用(1割)負担額	1,400円/月
ご利用(2割)負担額	2,800円/月

リクライニング

独立宣言 リクライニング DSREC

コムラ製作所

A B C D E

座板の上下に加え、電動リクライニング、チルト機能を持った「独立宣言」の高級タイプ

商品コード	TAISコード
736075	00088-000015

- サイズ：高さ95.5×幅66×奥行101.5cm
- 重量：45.0kg
- 耐荷重：100.0kg
- ストローク：41.5cm
- 座面高さ：16～57.5cm
- 昇降速度：16mm/sec

座幅
56cm
設置面積
幅 66cm
長さ 101.5cm

レンタル価格	18,000円/月
ご利用(1割)負担額	1,800円/月
ご利用(2割)負担額	3,600円/月



リフトアップ

57.5cm
16cm



リクライニング

30°(105°～135°)



チルト

独立宣言暖らん DSDAR

コムラ製作所

A B C D E

商品コード	TAISコード
990576	00088-000021

- サイズ：幅58×高さ97.5×奥行99.5～116cm
- 重量：58.0kg ●耐荷重：80.0kg
- ストローク：41.0cm
- ストローク（前後）：16.5cm
- リクライニング角度：95～120°
- 座面高さ：16.0～57.0cm
- 昇降速度：13mm/sec

レンタル 価格	18,000 円/月
ご利用 負担額	(1割) 1,800 円/月 (2割) 3,600 円/月

座幅
42cm

設置面積
幅 64cm 長さ 116cm



座部が左右各90°回転
することによって立ち座りに便利

座部スライドでコタツへの出入りが
らくらく&ぽかぽか



電動リフトアップチェア KZ-165001

パラマウントベッド

A B C D E

椅子からの立ち座りを
電動でサポートするリフトアップチェア

商品コード	TAISコード
736090	00170-000685

- サイズ：幅56×高さ82×奥行60.5～63.5cm
- 重量：約20.0kg ●耐荷重：100.0kg
- ストローク：17cm ●座面高さ：42～59cm

座幅	設置面積
43cm	幅 56cm 長さ 63.5cm



Point

肘掛けにある手元スイッチレバーを操作すると
座面が昇降し、立ち座りをサポートします。

レンタル 価格	18,000 円/月
ご利用 負担額	(1割) 1,800 円/月 (2割) 3,600 円/月

バスリフト EWB101S (予備バッテリー付)


TOTO

A B C D E

商品コード	TAISコード
738000	00187-000111

- サイズ：全幅64.5～76×全高15×奥行57.5cm
- 重量：20.0kg ●耐荷重：35.0kg～100.0kg
- 昇降速度（※100kgf負荷時）
上昇：12mm/sec 下降：20mm/sec

操作は簡単 リモコンでシートを上下できます
簡単に取り外せるので、
ご家族の入浴時のジャマになりません
※お一人での使用はできません。必ず介助者がついて使用してください。



レンタル 価格	14,000 円/月
ご利用 負担額	(1割) 1,400 円/月 (2割) 2,800 円/月

アームレスト乗り越えキット EWB107 TOTO

商品コード	JANコード
738002	4940577075017

※地域によっては対応
が出来ない場合も
ございます。



レンタル 価格	1,000 円/月
ご利用 負担額	(1割) 100 円/月 (2割) 200 円/月

※EWB100Sもご用意しております。

段差解消機 アルコー 3000型 Bタイプ

星光医療器製作所

A B C D E

より安全にしかもラクに
ご使用いただけます

商品コード	TAISコード
740040	00125-000012

- サイズ：全幅53×全長60.5×全高76cm
- 昇降範囲：42～84cm
- 重量：34.0kg
- 耐荷重：90.0kg
- コード長さ：370cm

レンタル 価格	16,000 円/月
ご利用 負担額	(1割) 1,600 円/月 (2割) 3,200 円/月

在庫限定



介護リフト

床走行式電動介護リフト KQ-781

パラマウントベッド

A B C D E

設置工事が不要な床走行式
剛性が高く揺れの少ない
アルミフレーム製

商品コード	TAISコード
734005	00170-000695

- サイズ：全幅65～106×全高131～205×奥行130cm
- 重量：38.0kg
- 耐荷重：205.0kg

レンタル 価格	16,000	円/月
ご利用 負担額 (1割)	1,600	円/月
負担額 (2割)	3,200	円/月

非課税

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。



床走行式電動介護リフト KQ-771

パラマウントベッド

A B C D E

設置工事が不要な床走行式
コードレスで扱いやすい
電動リフトです

商品コード	TAISコード
734000	00170-000377

- サイズ：全幅56.6～94×全高127～192.8×奥行125cm
- 重量：36.0kg
- 耐荷重：120.0kg

レンタル 価格	16,000	円/月
ご利用 負担額 (1割)	1,600	円/月
負担額 (2割)	3,200	円/月

在庫限定


非課税

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。



スリングシート

用途に合わせてお選びいただけます。



※スリングシートは、販売品となります。

スカイリフト SL-2009U アイ・ソネックス

A B C D E

超コンパクトサイズで小回り抜群!

小さくても車いすや便器へさしこめ、小回り性がよいので、狭い場所でも取り回しが簡単です。リフトに乗ったままでズボンや下着の着脱ができます。

商品コード	TAISコード
—	00149-000006

- サイズ：幅50×高さ135.7×奥行96cm
- 重量：37kg
- 耐荷重：100kg
- 材質：本体／スチール製

レンタル 価格	20,000円/月
ご利用 負担額 (1割)	2,000円/月
負担額 (2割)	4,000円/月

非課税



エアスリング
AS-201
Mサイズ・Lサイズ



サポートスリング
SS-202
Mサイズ・Lサイズ

トイレットスリング
TS-204

※吊り具（スリングシート）は、販売品となります。

つるべー Bセット

モリトー

A B C D E

ベッドからの移乗に

アームが360度回転するため、広い範囲で使用できます。組み立てもとても簡単です。

商品コード	TAISコード
734055	00229-000005

- サイズ：支柱高さ155×アーム最上端高さ205cm
- 耐荷重：100kg

レンタル 価格	18,000円/月
ご利用 負担額 (1割)	1,800円/月
負担額 (2割)	3,600円/月

非課税



パオ ハーフ
PAO100
耐荷重：140kg
ベッド用：70×100cm



パオ フル
PAO120
耐荷重：140kg
ベッド用：70×130cm

※吊り具（スリングシート）は、販売品となります。
※ベッドの機種によっては取付けできない場合がありますので、お問い合わせください。

階段昇降ユニット J-MAX ナブテスコ

A B C D E

商品コード	TAISコード
766070	00025-000020

- サイズ：全長51.5×全幅44×全高109.5cm
- 重量：34kg（バッテリー含む）
- 耐重量：120kg
- 昇降範囲：無段階調整式（8～23段 / 分）
- 蹴上げ：最大21cm
- 踏み面：最小21cm
- バッテリー容量：約300段（15～30階）の往復



※メーカー及びテクノイド協会の講習会の受講が必要です。

レンタル 価格	55,000円/月
ご利用 負担額 (1割)	5,500円/月
負担額 (2割)	11,000円/月



ステアチェア SC-5-1

サンワ

A B C D E

商品コード	TAISコード
—	00412-00011

- サイズ：全長129.2×全幅41.3×全高92.9cm
- 重量：48kg
- 階段昇降速度：上昇時6.0m/分、下降時10.2m/分
- 連続昇降時間：約30分
- 許容階段角度：35度以下

エレベーターを利用できない
ところでの階段移動に…

レンタル 価格	35,000円/月
ご利用 負担額 (1割)	3,500円/月
負担額 (2割)	7,000円/月



非課税

実費レンタル商品（介護保険対象外サービス）

※詳細に関しては各営業までお問い合わせください。

商品	レンタル料金
木製ベッドセット	1,000円／月
電動ベッド 2モーターセット	2,000円／月
電動ベッド 3モーターセット	2,500円／月
車イス	500円～／月
吸引器	4,000円／月
吸引器 ネブライザー付	5,000円／月
ガートル棒	500円／月
ガートル台(キャスター付)	1,000円／月



電動ベッド



木製ベッド



吸引器



ガートル台
(キャスター付)

福祉用具購入サービス

メディパックは、自立支援、介護負担軽減のために最適な福祉用具の適合を支援しています。

支給限度額は、1年間（4／1～3／31）で10万円です。

購入時に利用料の全額（10割）を事業所に支払い、後でご利用者から市町村に保険給付される費用を請求できる仕組みです。請求額は負担割合証をご確認ください。

介護保険が適用される購入福祉用具は5種目

◆入浴補助用具

（入浴用いす・浴槽用手すり・浴槽内いす・入浴台・浴槽内すのこ・入浴用介助ベルト）

◆腰掛便座

（和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの・洋式便器の上に置いて高さを補うもの
・電動式またはスプリング式で便座から立ち上がりの補助機能があるもの
・ポータブルトイレ・水洗ポータブルトイレ・便座の底上げ部材）

◆特殊排泄処理装置の交換可能部品

（尿又は便が自動的に吸引されるもので、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの）

◆簡易浴槽

（空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもので、取水又は排水の為に工事を伴わないもの）

◆移動用リフトの吊具

（身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの）

支給申請時には申請書・請求書・領収書・購入商品のカタログ

（コピーでも可）が必要です。また、介護保険で福祉用具購入費の給付を受けるには、都道府県で指定を受けた**特定福祉用具販売事業者**で購入していただく必要があります。

※同じ種目の用具を何度も購入することは原則として不可。

但し、同一種でも用途及び機能が異なる場合、破損した場合、介護の程度が著しく変更となった場合等は再度の購入が可能です。



》ポータブルトイレ 商品の選び方

ポータブルトイレの導入にあたっては、尿意・便意の感知コントロールがある程度可能であり、自立排泄には衣服の着脱も可能であることが必要です。

樹脂製と家具調の選択

ポータブルトイレには**樹脂製**と**家具調**があります。

〈樹脂製〉

- 臭いがつきにくく、汚れても拭き取りが簡単。
- 軽くて持ち運びが簡単。
- 水洗い可能でメンテナンスしやすい。

〈家具調〉

- 室内に置いて違和感のない質感。
- 重量があり安定感が高い。

設置状況や身体状況に応じて、サイズやひじ掛けのタイプを選択

●本体幅

お部屋が狭い場合は、コンパクトなトイレを選択すると、介助者の動線が確保しやすくなります。

●ひじかけ内寸

使用者の体格から、ひじかけ内寸幅を選択できます。

●ひじかけ

固定タイプと、はねあげタイプが選択できます。

●キャスター

家具調は全ての機種、樹脂製は一部の機種に搭載されています。ポータブルトイレを動かす時に便利です。

●便座高

身体状況に応じて、高さを選択できます。

便座・脱臭機能を選択

〈標準便座〉

- 抗菌加工を施したプラスチック便座。

〈ソフト便座〉

- おしりのやせた方、長時間着座時に最適。

〈暖房便座〉

- 心臓疾患の方、高血圧の方、腰痛の方に。

〈快適脱臭〉

- ニオイを気にせず遠慮なく排泄できる。

〈温水洗浄便座〉

- おしりを座ったまま洗って、清潔に保ちたい方に。

安寿 ポータブルトイレFX-CP “ちびくまくん”

介護保険対応

購入

アロン化成

型式	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
FX-CP ちびくまくん	さくら色	240245	533-330	27,540円 税抜 25,500円
	ベージュ	240131	533-550	
FX-CPS ソフト便座	さくら色	240247	533-332	34,020円 税抜 31,500円
	ベージュ	240133	533-560	
FX-CPH 暖房便座	さくら色	240249	533-333	44,280円 税抜 41,000円
	ベージュ	240251	533-570	
FX-CPSD 快適脱臭	さくら色	240254	533-334	58,860円 税抜 54,500円
	ベージュ	240256	533-580	
FX-CPHD 暖房・快適脱臭	さくら色	240258	533-335	68,580円 税抜 63,500円
	ベージュ	240259	533-590	
FX-CP 補高スペーサーなし	さくら色	240260	533-331	25,380円 税抜 23,500円
	ベージュ	240155	533-554	

●重量：FX-CP/約10.8kg（補高スペーサーなしは約10.3kg）、FX-CPS/約10.9kg、FX-CPH/約11.5kg、FX-CPSD/約11.7kg、FX-CPHD/約12.3kg

立位移乗のアプローチ

着座時は後ろ手でひじ掛けを握め、安全に着座。
立ち上り時は、しっかり足を引いて立ち上がる事ができます。
アシストグリップを使用すれば座り直しがしやすいです。

便座高無段階調節

使う方の状況や体格に合わせて、便座高を33～49cmに無段階調節できます。

調節しやすい目盛り付



コンパクトタイプのスタンダード


- 低床型ベッドにも合う座面高さ33～49cm
- ひじ掛け高さ 座面から18～30cm調整



さくら色



ベージュ



思いやり優花S

介護保険対応

購入


ウェルファン

商品コード	希望小売価格
240292	77,760円 税抜 72,000円

●重量：約16kg



キャスター付



排泄物処理手間いらず

バケツを洗わなくていいトイレです

- 毎回15分以上かかっていたバケツの処理が不要になります
- 介護される方も排泄物を見られるストレスが軽減されます
- コンパクトなサイズで置き場所に困りません
- コンパクトなサイズながら座幅は35cmを確保
- ゆったりとご使用いただけます

特許取得の密封機構がワンタッチで使わないときの臭いを抑えます



優花S用 パック

購入

ウェルファン

優花S用パック (30枚入)

NEW

商品コード	希望小売価格
240293	4,104円 税抜 3,800円

- 吸収量：1,000cc
- ※消臭機能つき。

紙オムツと同じ方法で廃棄処理できます



樹脂製止め具にはさみ込み（6ヶ所）だけで簡単に取り付けられます。

追加ポリマーシート (100枚入)

商品コード	希望小売価格
240294	1,944円 税抜 1,800円

- 吸収量：200cc ※1枚で200cc吸収量を増やせます。

安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ

介護保険対応

購入

アロン化成

	型式	商品コード	メーカー品番	希望小売価格	重量
ひじかけノーマル	標準便座	240261	533-850	55,080円 税抜 51,000円	16.3kg
	ソフト便座	240262	533-851	61,560円 税抜 57,000円	16.3kg
	暖房便座	240263	533-852	71,820円 税抜 66,500円	17kg
	標準快適脱臭	240264	533-853	79,920円 税抜 74,000円	16.9kg
	ソフト快適脱臭	240265	533-854	86,400円 税抜 80,000円	16.9kg
	暖房快適脱臭	240266	533-855	96,120円 税抜 89,000円	17.6kg
	標準便座	240267	533-856	60,480円 税抜 56,000円	16.7kg
	ソフト便座	240268	533-857	66,960円 税抜 62,000円	16.7kg
	暖房便座	240269	533-858	77,220円 税抜 71,500円	17.4kg
	標準快適脱臭	240270	533-859	85,320円 税抜 79,000円	17.3kg
ひじかけはね上げ	ソフト快適脱臭	240271	533-860	91,800円 税抜 85,000円	17.3kg
	暖房快適脱臭	240272	533-861	101,520円 税抜 94,000円	18kg
	標準便座	240273	533-865	68,040円 税抜 63,000円	19.3kg
	ソフト便座	240274	533-866	74,520円 税抜 69,000円	19.3kg
	暖房便座	240275	533-867	84,780円 税抜 78,500円	20kg
	標準快適脱臭	240276	533-868	92,880円 税抜 86,000円	19.9kg
	ソフト快適脱臭	240277	533-869	99,360円 税抜 92,000円	19.9kg
	暖房快適脱臭	240278	533-870	109,080円 税抜 101,000円	20.6kg
	標準便座	240279	533-871	73,440円 税抜 68,000円	21.3kg
	ソフト便座	240280	533-872	79,920円 税抜 74,000円	21.3kg
コンパクト	暖房便座	240281	533-873	90,180円 税抜 83,500円	22kg
	標準快適脱臭	240282	533-874	98,280円 税抜 91,000円	21.9kg
	ソフト快適脱臭	240283	533-875	104,760円 税抜 97,000円	21.9kg
	暖房快適脱臭	240284	533-876	114,480円 税抜 106,000円	22.6kg
	標準便座	240285	533-880	38,880円 税抜 36,000円	14kg
	ソフト便座	240286	533-881	45,360円 税抜 42,000円	14kg
	暖房便座	240287	533-882	55,620円 税抜 51,500円	14.7kg
	標準快適脱臭	240288	533-883	63,720円 税抜 59,000円	14.6kg
	ソフト快適脱臭	240289	533-884	70,200円 税抜 65,000円	14.6kg
	暖房快適脱臭	240290	533-885	79,920円 税抜 74,000円	15.3kg

汚れやすい部分をプラスチックで覆いました。




汚れやすい部分はプラスチックで覆われ、尿がづいてもきれいに拭き取れます。

便座穴にもフィットするバケツ蓋を作りました。



【こぼれガード】付き

前方への尿の飛び散り、こぼれを防ぐことができます。




ひじかけノーマルタイプ

ひじかけはね上げタイプ


コンパクトタイプ




標準幅タイプ





ワイド幅タイプ



標準幅タイプ



ワイド幅タイプ



安寿 家具調トイレ シャワピタ

介護保険対応

購入


アロン化成

型式	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
AR-SA1ライト	240291	533-818	116,640円 税抜 108,000円

●重量：約20kg

コンパクトで軽量な家具調トイレ

シャワー機能付き



リモコン




今までのシャワートイレは…

シャワーの位置がうまく合わないことが多いけれど、座り直しをするのは難しい…



新機能 「シャワーピタ」機能なら

前後・左右に洗浄ノズルを調節できます。洗浄ノズルの位置を前後・左右に調節できるので、おしりにシャワーがピッタリ合います！



リモコン操作でノズル位置や水勢の調整ができます

- 水勢は5段階 (0.5ℓ/分～1.1ℓ/分)、水温は3段階 (35℃/38℃/40℃) 調節できます。
- ノズルが前後方向に5段階 (6mmピッチ)、左右に3段階 (10mmピッチ) 調節できます。

入浴補助用具 商品の選び方

お風呂を利用する方の身体能力によって、シャワーチェアを使用したり、介助する方のスペースを設けたりします。また、安全に入浴できるように、移乗台の設置や浴槽の大きさなどに配慮し、快適な入浴が行える浴室をつくります。

一人で入浴する

要支援1・2

要介護1

- 自力で、または介助があれば、階段の昇り降りができる。
- 自力で、または介助があれば安定して歩くことができる。

介助してもらって入浴する

要介護1～3

- 階段の昇り降りできないが車いすを使って自立している。
- 自力で座ることができる。または、介助があれば立つことができる。

身体を拭いてもらう

要介護4～5

- 寝返りは自分でうてるが車いすへの移乗には全介助が必要。
- 寝返りは自分でうてるが座った姿勢を保つには全介助が必要。


安寿 折りたたみシャワーベンチ

アロン化成

型式	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
FS	レッド	240295	536-050	29,160円 税抜 27,000円
	ブルー	240296	536-051	
	グリーン	240297	536-052	
FSフィット	レッド	240298	536-056	29,160円 税抜 27,000円
	ブルー	240299	536-057	
	グリーン	240300	536-058	

- サイズ：FS/幅51×奥行40～48×高さ67～77cm
FSフィット/幅46×奥行38～46×高さ65～75cm
- 折りたたみ幅：15cm ●重量：約4kg

介護保険対応 購入



最薄クラス
折りたたみ幅 15cm

安寿 コンパクト折りたたみシャワーベンチ

アロン化成

型式	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
IC 骨盤サポートタイプ	ブルー	240301	536-380	21,600円 税抜 20,000円
	レッド	240302	536-382	
	グリーン	240303	536-386	

- サイズ：幅41×奥行40～47×高さ43～53cm、座面/幅36×奥行31cm
- 折りたたみ幅：29cm ●重量：約3kg
- 耐荷重：100kg

介護保険対応 購入

片手で簡単に折りたためます

- 座面後方の持ち手を上に引き上げるだけで簡単に折りたたみ、自立します。
- 片手ですばやく折りたたむので転倒リスクを軽減できます。



安寿 ひじ掛け付シャワースイス

アロン化成

型式	商品コード	カラー	メーカー品番	希望小売価格
HP	240304	ベージュ	535-019	37,800円 税抜 35,000円

- サイズ：幅54.5～59×奥行49～52.5×高さ67～82cm、座面/幅42×奥行35cm
- 重量：約5.2kg ●耐荷重：100kg

介護保険対応 購入

座ったまま局部が洗えます

- 着座したままで前後から局部が洗える親切設計。
- U字溝にはシャワーヘッドを通しての洗浄が可能です。



安寿 シャワーベンチ

アロン化成

型式	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
CPE-N 背付タイプ	ブルー	240305	536-300	17,820円 税抜 16,500円
	レッド	240306	536-302	
CPE-N 背なしタイプ	ブルー	240307	536-310	13,500円 税抜 12,500円
	レッド	240308	536-312	

- サイズ：背付タイプ/幅43～44×奥行45.5～46.5×高さ67～77cm
背なしタイプ/幅43～44×奥行43～45×高さ35～45cm
座面サイズ/幅40×奥行30cm
- 重量：背付タイプ/約3.2kg、背なしタイプ/約2.2kg
- 耐荷重：100kg

介護保険対応 購入



安寿 浴槽手すり

介護保険対応 購入

アロン化成

型式	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
UST-130R	レッド	240309	536-616	24,300円 税抜 22,500円
	ブルー	240310	536-617	
UST-130N	レッド	240311	536-612	28,620円 税抜 26,500円
	ブルー	240312	536-613	
UST-200N	レッド	240313	536-614	29,700円 税抜 27,500円
	ブルー	240314	536-615	

- サイズ：UST-130R/幅17×奥行30～36×高さ42cm
UST-130N/幅18×奥行29～38×高さ42cm
UST-200N/幅18×奥行36～43×高さ42cm
- 重量：UST-130R/3.5kg、UST-130N/3.8kg、UST-200N/4kg
- 取り付け可能浴槽縁幅：UST-130R・UST-130N/4.5～13cm、UST-200N/11.5～20cm
- 手すり高さ・浴槽上縁から11～26cm（6段階）




トルク制御で適正な締めつけ
(UST-130R・130N・200N共通)

カチカチと音が出ることで適正な位置を確認することができます。

工具不要の簡単調整
(UST-130N・200N共通)

工具なしで簡単・スピーディーに
高さ・幅を調整できます。



UST-130R



UST-130N



UST-200N

幅20cmまで取付け可能
(UST-200N)

安寿 ステンレス製浴槽台“あしびた”シリーズ

介護保険対応 購入

アロン化成

タイプ	サイズ(高さ)	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
標準	12-15	レッド	240315	536-442	19,440円 税抜 18,000円
		ブルー	240316	536-443	
	15-20	レッド	240162	536-444	
		ブルー	240317	536-445	
	17.5-25	レッド	240163	536-448	
		ブルー	240318	536-449	
標準 ソフト	12-15	レッド	240319	536-452	20,520円 税抜 19,000円
	15-20	レッド	240166	536-454	
	17.5-25	レッド	240320	536-458	
ジャスト	12-15	レッド	240321	536-492	19,440円 税抜 18,000円
		ブルー	240322	536-493	
	15-20	レッド	240323	536-494	
		ブルー	240324	536-495	
	17.5-25	レッド	240325	536-496	
		ブルー	240326	536-497	

タイプ	サイズ(高さ)	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
ジャスト ソフト	12-15	レッド	240327	536-501	20,520円 税抜 19,000円
	15-20	レッド	240328	536-502	
	17.5-25	レッド	240329	536-503	
	20-30	レッド	240330	536-504	
ミニ	12-15	レッド	240331	536-462	19,440円 税抜 18,000円
	15-20	ブルー	240332	536-463	
		レッド	240333	536-464	
ミニ・ソフト	12-15	レッド	240334	536-465	20,520円 税抜 19,000円
	15-20	レッド	240335	536-472	
		レッド	240336	536-474	

- サイズ：標準/幅41.5×奥行34cm、ジャスト/幅36×奥行34cm、ミニ/幅33×奥行30cm
- 重量：標準/約2.8～3.6kg、ジャスト/約2.4～3.2kg、ミニ/約2.2～2.6kg
- ※ミニ・ソフトタイプのブルーはありません。



標準



ジャスト



ミニ

レッド



ブルー

トライタッチ トライアングル形状のすべり止めマット

購入

ウェルファン

サイズ	商品コード	希望小売価格
S	240337	4,212円 税抜 3,900円
M	240338	5,184円 税抜 4,800円
L	240339	5,400円 税抜 5,000円

- サイズ：S/幅38×長さ40cm
M/幅38×長さ55cm
L/幅38×長さ70cm
- カラー：ブルー・ピンク・グリーン・マリン・オレンジ



- 水抜き穴付なので沈めやすく引き上げやすい
- 水抜き穴付きで水キリが良くすべらず安全

すべり止め効果抜群の
トライアングルカット形状



バリアフリーカッティング

マットと床との段差がなめらかです。



つまずきにくく、安心してご使用いただけます。

レンタルで利用できる介護保険対象福祉用具

福祉用具	介護給付 サービスコード	予防給付 サービスコード	利用条件
1. 車いす	171001	671001	自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いす、介助用電動車いすに限る。
2. 車いす付属品	171002	671002	クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。
3. 特殊寝台	171003	671003	サイドレールが取り付けであるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの ①背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能 ②床板の高さが無段階に調整できる機能
4. 特殊寝台付属品	171004	671004	マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。
5. 床ずれ防止用具	171005	671005	次のいずれかに該当するものに限る。 ①送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット ②水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
6. 体位変換器	171006	671006	空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。
7. 手すり	171007	671007	取付けに際し工事を伴わないものに限る。
8. スロープ	171008	671008	段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。
9. 歩行器	171009	671009	歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。 ①車輪を有するものにあつては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの ②四脚を有するものであつては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
10. 歩行補助つえ	171010	671010	松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、ブラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。
11. 認知症老人徘徊感知機器	171011	671011	介護保険法第7条第15項に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの
12. 移動用リフト	171012	671012	床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの（取付けに住宅の改修を伴うものを除く。）
13. 自動排泄処理装置	171013	671013	次の要件を満たすもの。 ①尿又は便が自動的に吸引されるもの ②尿と便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの ③要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの

※介護保険利用の場合、月額レンタル価格の1割が自己負担額となります。なお平成27年8月から、所得に応じて一部の方の負担割合が2割となりました。

詳しくは市区町村にご確認ください。

※自治体によって、介護保険の運用基準が異なりますので、お問い合わせください。

※仕様および外観は、メーカーの都合により予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※寸法、角度、質量等の数値には、多少の誤差が含まれます。

※カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。

※商品によっては、一部対応ができない地域がございます。

MEMO

医療と福祉のトータルプランナー



セントラルメディカルグループ



【 福 井 】



【 本 社 】



【 富 山 】



【テクニカルセンター】

「福祉」 株式会社メディベック

福祉用具貸与/介護予防福祉用具貸与
特定福祉用具販売/特定介護予防福祉用具販売
福祉用具・介護用品販売
住宅改修
補装具/日常生活用具給付
高度管理医療機器等販売業・賃貸業
(許可証 第1H0103号)

福井営業所 〒918-8237
福井県福井市和田東2丁目1518番
TEL:0776(24)1112
FAX:0776(24)2202
福井県指定事業者番号 1870102108

本 社 〒920-0024
石川県金沢市西念3丁目1番5号
TEL:076(224)5600
FAX:076(224)6116
石川県指定事業者番号 1770100061

富山営業所 〒930-0151
富山県富山市古沢332番1
TEL:076(436)1521
FAX:076(436)1866
富山県指定事業者番号 1670102555

テクニカルセンター(消毒・修理・福祉用具保管庫)
〒920-0022
石川県金沢市北安江4丁目18番15

「医療」 セントラルメディカル株式会社

医療機器総合販売/医療ガス・工事&点検

福 井 支 店 福井県福井市和田東2丁目1518番
TEL:0776(24)1000
FAX:0776(24)1848

本 社 石川県金沢市西念3丁目1番5号

富 山 支 店 富山県境野新62番7号

U R L <http://www.centralmedical.co.jp>