

》マットレスの選び方

マットレスを選ぶ際には、寝心地だけでなく、「動きやすさ」や「体圧分散性能」も重要です。マットレスの上での「動きやすさ」は、ベッドから出る動作を助けます。

また、床ずれリスクの高い方には、状態に応じて「体圧分散性能」の高いマットレスが必要です。

身体状況

優先すること

何かにつかまれば自分で寝返りや立ちあがりができる。




動きやすさ

適度なかたさ

自立した生活を維持するためにはできるだけベッドから離れることが大切。動きやすく、姿勢が安定しやすいことに配慮しました。

起きあがりや端座位への移行は自力でできるが、移乗には介助が必要。



適度なかたさ

縁がしっかりしている


寝たり、起きたりを繰り返していますが、できるだけからだを起こして過ごすように、また、移乗がしやすいように、端座位の安定性を重視しました。

一日の大半をベッドで過ごし、寝返り、起きあがり、移乗などほとんどの動作に介助が必要。



体圧分散性能

ベッドの上で過ごす時間が長く、身体機能が低下しているので、床ずれのリスクを軽減することを優先しました。




床ずれとは

体重の集中する骨と寝具に挟まれた皮膚組織が圧迫され、「血の流れが悪くなり、皮膚やその下にある組織が死んでしまうこと」を言います。床ずれは、組織内部のダメージが確認できないために、キズ(創)の状態が急速に悪化することがあります。毎日注意深く皮膚を観察することが大切です。

床ずれを防止するためには

床ずれ発生の2大要因を減少させる対策をとっていきましょう。

- ①圧力の強さを小さくする。
- ②圧力のかかっている時間を少なくする。



マットレス

ストレッチシリーズ

パラマウントベッド

マットレスは、ずれ軽減+より優れた体圧分散へ。

ベッドとジャストフィットする新機構「ストレッチシステム」によりマットレスが伸びて、背あげ時の身体のずれを軽減できます。幅広いラインナップからお選びいただけます。

対象者の目安 (床ずれ発生リスク度)			
なし	軽度	中等度	高度
ストレッチスリム			
ストレッチフィット			
		ストレッチグライド	

起きる時

マットレスが伸びて、より安定した起き上がり姿勢を。

伸びる 支える

寝ている時

独自のクロスライン構造で、自然な寝姿勢を。

やわらかい

支える 支える

ストレッチスリム Stretch-Slim

動きやすさと快適なクッション性を両立する
厚さ7cmの薄型・軽量マットレス

マットレスが伸びて
身体のずれを軽減

厚さ
7cm



■ 通気タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-777TQ	708570	00170-000749
91cm幅	KE-771TQ	708560	00170-000745
83cm幅	KE-773TQ	708550	00170-000747
91cm幅 mini	KE-772TQ	708565	00170-000746
83cm幅 mini	KE-774TQ	708555	00170-000748

■ 清拭タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-777SQ	708545	00170-000744
91cm幅	KE-771SQ	708535	00170-000740
83cm幅	KE-773SQ	708525	00170-000742
91cm幅 mini	KE-772SQ	708540	00170-000741
83cm幅 mini	KE-774SQ	708530	00170-000743

<100cm>

レンタル価格	— 円/月
ご利用負担額 (1割)	— 円/月
ご利用負担額 (2割)	— 円/月

<91・83cm>

レンタル価格	2,000 円/月
ご利用負担額 (1割)	200 円/月
ご利用負担額 (2割)	400 円/月

ストレッチフィット Stretch-Fit

マットレスが伸びて身体のずれを軽減する
ストレッチシステムに優れた体圧分散性をプラス


上層

優れた体圧分散性を発揮

下層

マットレスが伸びて
身体のずれを軽減

厚さ
9cm



■ 通気タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-787TQ	708620	00170-000739
91cm幅	KE-781TQ	708610	00170-000735
83cm幅	KE-783TQ	708600	00170-000737
91cm幅 mini	KE-782TQ	708615	00170-000736
83cm幅 mini	KE-784TQ	708605	00170-000738

■ 清拭タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-787SQ	708595	00170-000734
91cm幅	KE-781SQ	708585	00170-000730
83cm幅	KE-783SQ	708575	00170-000732
91cm幅 mini	KE-782SQ	708590	00170-000731
83cm幅 mini	KE-784SQ	708580	00170-000733

<100cm>

レンタル価格	— 円/月
ご利用負担額 (1割)	— 円/月
ご利用負担額 (2割)	— 円/月

<91・83cm>

レンタル価格	2,000 円/月
ご利用負担額 (1割)	200 円/月
ご利用負担額 (2割)	400 円/月

床ずれ防止用具

ストレッチグライド Stretch-Glide

性質の異なるウレタンフォームを
2層追加してさらに優れた体圧分散性を発揮


上層

静止型マットレスで
最高クラスの体圧分散性

下層

マットレスが伸びて
身体のずれを軽減

厚さ
12.5cm



上部部 臀部 脚部

身体の部位に合わせた
カッティングにより
優れた分散性を発揮

■ 通気タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-797TQ	722485	00170-000729
91cm幅	KE-791TQ	722475	00170-000725
83cm幅	KE-793TQ	722465	00170-000727
91cm幅 mini	KE-792TQ	722480	00170-000726
83cm幅 mini	KE-794TQ	722470	00170-000728

■ 清拭タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-797SQ	722460	00170-000724
91cm幅	KE-791SQ	722450	00170-000720
83cm幅	KE-793SQ	722440	00170-000722
91cm幅 mini	KE-792SQ	722455	00170-000721
83cm幅 mini	KE-794SQ	722445	00170-000723

<100cm>

レンタル価格	— 円/月
ご利用負担額 (1割)	— 円/月
ご利用負担額 (2割)	— 円/月

<91・83cm>

レンタル価格	5,000 円/月
ご利用負担額 (1割)	500 円/月
ご利用負担額 (2割)	1,000 円/月

パラフィットマットレス

パラマウントベッド

柔らかく快適な寝心地を実現しつつ
立ち上がりや寝返りなどの動作をサポート

厚さ
9cm

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-717Q	708520	00170-000699
91cm幅	KE-711Q	708510	00170-000697
83cm幅	KE-713Q	708500	00170-000698
91cm幅 mini	KE-7111Q	708515	00170-000700
83cm幅 mini	KE-7131Q	708505	00170-000701


- トップカバー / ポリエステル
- クッション材 / ウレタンフォーム・ポリエステル
- 加工 : 抗菌加工、防カビ加工、難燃加工

<100cm>

レンタル 価格	■ 円/月
ご利用 負担額 (1割)	■ 円/月
ご利用 負担額 (2割)	■ 円/月

<91・83cm>

レンタル 価格	2,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	200 円/月
ご利用 負担額 (2割)	400 円/月



エバーフィット (通気タイプ)

パラマウントベッド

リバーシブルで“選べるやわらかさ”
無膜ウレタンフォームによる“抜群の通気性”

厚さ
10cm

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-577Q	708320	00170-000439
91cm幅	KE-571Q	708310	00170-000438
83cm幅	KE-573Q	708300	00170-000437
91cm幅 mini	KE-5711Q	708315	00170-000441
83cm幅 mini	KE-5731Q	708305	00170-000440

<100cm>

レンタル 価格	3,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	300 円/月
ご利用 負担額 (2割)	600 円/月


<91・83cm>

レンタル 価格	2,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	200 円/月
ご利用 負担額 (2割)	400 円/月

ハードフィット面
(通気タイプ)



ソフトフィット面
(通気タイプ)



ハードフィット面
(清拭タイプ)



ソフトフィット面
(清拭タイプ)

エバーフィット (清拭タイプ)

パラマウントベッド

リバーシブルで“選べるやわらかさ”
汚れや水分がしみこみ難いカバーを採用

厚さ
10cm

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-527Q	708276	00170-000398
91cm幅	KE-521Q	708246	00170-000389
83cm幅	KE-523Q	708206	00170-000390
91cm幅 mini	KE-5211Q	708256	00170-000396
83cm幅 mini	KE-5231Q	708226	00170-000397

<100cm>

レンタル 価格	3,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	300 円/月
ご利用 負担額 (2割)	600 円/月

<91・83cm>

レンタル 価格	2,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	200 円/月
ご利用 負担額 (2割)	400 円/月

アルファプラすくっと

タイカ

起き上がり時や立ち上がり時に手をつく位置
(マットの両端) が硬いため、動作を助けます

厚さ
9cm

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	TS-SKT-A1R	708425	00563-000021
83cm幅	TS-SKT-A3R	708420	00563-000019
91cm幅 mini	TS-SKT-A1S	708435	00563-000022
83cm幅 mini	TS-SKT-A3S	708430	00563-000020



レンタル 価格	4,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	400 円/月
ご利用 負担額 (2割)	800 円/月

※平成27年8月から介護保険上の利用者負担割合が所得に応じて1割から2割に変更されます。詳しくは、市区町村にご確認ください。

マットレス／ウレタンフォームマットレス



ブレグラーマットレス

パラマウントベッド

伸びながら曲がるキューマラインボトムのベッドに適しています

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-557Q	708202	00170-000444
91cm幅	KE-551Q	708020	00170-000159
83cm幅	KE-553Q	708000	00170-000142
91cm幅 mini	KE-5511Q	708200	00170-000286
83cm幅 mini	KE-5531Q	708180	00170-000285

厚さ
8cm



<100cm>

レンタル価格	3,000	円/月
ご利用負担額 (1割)	300	円/月
ご利用負担額 (2割)	600	円/月

<91・83cm>

レンタル価格	2,000	円/月
ご利用負担額 (1割)	200	円/月
ご利用負担額 (2割)	400	円/月


ソフィア

モルテン

身体状態や好みに応じて、オモテ面「やわらかめ」ウラ面「かたい」を使い分けることができます

厚さ
10cm

防水タイプ



通気タイプ



<100cm>

レンタル価格	3,000	円/月
ご利用負担額 (1割)	300	円/月
ご利用負担額 (2割)	600	円/月

<91・83cm>

レンタル価格	2,000	円/月
ご利用負担額 (1割)	200	円/月
ご利用負担額 (2割)	400	円/月

■防水タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	MHA10100	724280	00054-000034
91cm幅	MHA1091	724270	00054-000034
83cm幅	MHA1083	724260	00054-000034
91cm幅 mini	MHA1091S	724265	00054-000034
83cm幅 mini	MHA1083S	724255	00054-000034

■通気タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	MHAV10100	—	00054-000034
91cm幅	MHAV1091	—	00054-000034
83cm幅	MHAV1083	—	00054-000034
91cm幅 mini	MHAV1091S	—	00054-000034
83cm幅 mini	MHAV1083S	—	00054-000034

床ずれ防止用具

ウレタンフォーム

コンフォケアマットレス

パラマウントベッド

低反発と高弾力性、2つのウレタンフォームの組み合わせでしっかりとからだを支持します

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-811	722100	00170-000257
83cm幅	KE-813	722080	00170-000258


- トップカバー／ポリエステル・合成ゴム
- クッション材／低反発ウレタンフォーム、高弾力性ウレタンフォーム

厚さ
8.5cm

二層システム構造



仰臥位 腰部 最大接触圧 単位:mmHg



レンタル価格	4,000	円/月
ご利用負担額 (1割)	400	円/月
ご利用負担額 (2割)	800	円/月

ウレタンフォーム

マキシーフロート

パラマウントベッド

お手入れは清拭だけ、抗菌効果もある体圧分散マットレスです

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-801A	722025	00170-000045
83cm幅	KE-803A	722005	00170-000046

- トップカバー／ポリウレタン・ポリエステル
- クッション材／高弾力性ウレタンフォーム、ポリエステル繊維


厚さ
15cm

多層構造



弾力性の異なるウレタンフォームの3層構造

仰臥位 腰部 最大接触圧 単位:mmHg



KE-801、KE-803もご用意しております。

レンタル価格	5,000	円/月
ご利用負担額 (1割)	500	円/月
ご利用負担額 (2割)	1,000	円/月

特殊寝台

特殊寝台付属品 床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器 自動排泄処理装置

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

特殊寝台付属品

ベッドサイドレール

転落予防や、寝具の落下予防に。

抜き差しがしやすく使いやすいベッドサイドレールです。ベッドからの転落や寝具の落下を予防するために使います。(立ちあがり時など、支えとしてお使いになる場合は介助バーをお使いください)

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器 自動排泄処理装置

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KS-161Q	710159	00170-000527
KS-171Q	710162	00170-000529

JIS 認証取得

※1本単位でご注文を受付いたします。
●長さ:96.4cm ●材質:スチールパイプ・樹脂
●色:ホワイトアイボリー

※KS-161Q/全高:50.3cm
KS-171Q/全高:56.3cm

レンタル 価格	250 円/月
ご利用 負担額 (1割)	25 円/月
ご利用 負担額 (2割)	50 円/月

1本



ソフトカバー付ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KS-161QC	00170-000539	
KS-171QC	00170-000541	

※ベッドサイドレールKS-161Q (JIS認証取得)とソフトカバーKS-16Cのセットです。
●長さ:97.5cm ●高さ:51cm
●色:カバー…ベージュ

レンタル 価格	500 円/月
ご利用 負担額 (1割)	50 円/月
ご利用 負担額 (2割)	100 円/月

1本



ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KS-126M	710201	00170-000806

JIS 認証取得

※1本単位でご注文を受付いたします。
●長さ:96.4cm
●全高:50.5cm
●材質:スチールパイプ・樹脂
●色:ミディアム

—

2本
セット



ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KS-126C	710149	00170-000532

JIS 認証取得

※1本単位でご注文を受付いたします。
●長さ:96.4cm
●全高:50.5cm
●材質:スチールパイプ・樹脂
●色:チェリー

—

2本
セット



ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KS-191Q	710185	00170-000752

JIS 認証取得

●長さ:82.7cm ●全高:50.3cm
●材質:スチールパイプ・樹脂
●色:ホワイトアイボリー

※介助バーとの組み合わせ・単独での使用専用です。

レンタル 価格	250 円/月
ご利用 負担額 (1割)	25 円/月
ご利用 負担額 (2割)	50 円/月

1本



コンパクトで使いやすいサイズ

ソフトカバー付ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KS-191QC	00170-000763	

●長さ:85.3cm
●全高:51.5cm
●色:カバー…ベージュ

※ベッドサイドレールKS-191Q (JIS認証取得)とソフトカバーKS-19CAのセットです。
※介助バーとの組み合わせ・単独での使用専用です。

レンタル 価格	500 円/月
ご利用 負担額 (1割)	50 円/月
ご利用 負担額 (2割)	100 円/月

1本



サイドサポート


パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KA-038B (ボトム取付式)	710161	00170-000354
KA-037BL (オプション受け差込式)	710171	00170-000558
KA-037BR (オプション受け差込式)	710170	00170-000557

●長さ:63cm ●幅:12cm

レンタル 価格	500 円/月
ご利用 負担額 (1割)	50 円/月
ご利用 負担額 (2割)	100 円/月

1本



KA-038B

※ 頭側専用

KA-037BL ……①

KA-037BR ……②

※ 左図の位置に取り付けられます。




※KA-037Bもご用意しております。

※ JIS 認証取得 のマークのある製品は、楽匠Zシリーズ、楽匠Sシリーズおよびアウラ電動ベッド (KQ-51300) との組み合わせにおいてJIS認証を取得しております。

ベッド用すり

立ち上がり動作をしっかりと支援。

お使いになる方のために考えられた介助バーは、ベッドから離れる動作を支援するばかりでなく、さまざまな局面でご利用いただけます。



スイングアーム介助バー

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KS-096A	712018	00170-000551

JIS 認証取得

- 長さ：110.9cm ●全高：50.3cm
- 材質：主材…スチールパイプ
グリップ表面…樹脂コーティング
- 色：ホワイトアイボリー



レンタル 価格	2,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	200 円/月
ご利用 負担額 (2割)	400 円/月

1本

スイングアーム介助バー

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KS-096D	712025	00170-000803

JIS 認証取得

- 長さ：110.9cm ●全高：50.3cm
- 材質：主材…スチールパイプ
グリップ表面…樹脂コーティング
- 色：ミディアム



レンタル 価格	—
ご利用 負担額 (1割)	—
ご利用 負担額 (2割)	—

1本

ソフトカバー付スイングアーム介助バー

パラマウントベッド

型式	TAISコード
KS-096AC	00170-000552

型式	商品コード
KS-096A	712018
KS-96C	710146

※KS-096ACは、スイングアーム介助バーKS-096A (JIS認証取得)とソフトカバーKS-96Cのセットです。



レンタル 価格	—
ご利用 負担額 (1割)	—
ご利用 負担額 (2割)	—

1本

ソフトカバー付スイングアーム介助バー

パラマウントベッド

型式	TAISコード
KS-096ACL	00170-000714

型式	商品コード
KS-096A	712018
KS-96CL	710141

※KS-096ACLは、スイングアーム介助バーKS-096A (JIS認証取得)とソフトカバーKS-96CLのセットです。



レンタル 価格	—
ご利用 負担額 (1割)	—
ご利用 負担額 (2割)	—

1本

ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KS-151Q	710153	00170-000537

JIS 認証取得

- 長さ：58.9cm ●全高：50.3cm
- 材質：スチールパイプ・樹脂
- 色：ホワイトアイボリー



レンタル 価格	250 円/月
ご利用 負担額 (1割)	25 円/月
ご利用 負担額 (2割)	50 円/月

1本

ソフトカバー付ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	TAISコード
KS-151QC	00170-000543

型式	商品コード
KS-151Q	710153
KS-15C	710148

- 長さ：60cm ●全高：51cm
- 色：ベージュ

※ベッドサイドレールKS-151Q (JIS認証取得)とソフトカバーKS-15Cのセットです。



レンタル 価格	—
ご利用 負担額 (1割)	—
ご利用 負担額 (2割)	—

1本

※市町村により保険対応外の場合がございますので、ご確認ください。

IVポール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KC-56	718140	00170-000078

レンタル 価格	1,000 円/月
ご利用 負担額 (1割)	100 円/月
ご利用 負担額 (2割)	200 円/月




IVポールホルダー

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-P90V	718150	00170-000686

レンタル 価格	500 円/月
ご利用 負担額 (1割)	50 円/月
ご利用 負担額 (2割)	100 円/月

●楽匠 Sシリーズ専用



IVスタンド

パラマウントベッド

型式	商品コード
KC-50B	718160

レンタル 価格	1,300 円/月
ご利用 負担額 (1割)	130 円/月
ご利用 負担額 (2割)	260 円/月



※ JIS 認証取得 のマークのある製品は、楽匠Zシリーズ、楽匠Sシリーズおよびアウラ電動ベッド (KQ-51300) との組み合わせにおいてJIS認証を取得しております。

※平成27年8月から介護保険上の利用者負担割合が所得に応じて1割から2割に変更されます。詳しくは、市区町村にご確認ください。

特殊寝台付属品


フレキシベルト ハグ M

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KZ-A52072	720035	00170-000694

●ウエストサイズ：70～120cm

レンタル 価格	2,000	円/月
ご利用 負担額 (1割)	200	円/月
ご利用 負担額 (2割)	400	円/月



※支えながらベッドに移すことができます。
※介助する方もフレキシベルトハグを装着すると、ご本人様がつかまるところを用意できます。

イージーグライド M

パラマウントベッド


型式	商品コード	TAISコード
KZ-A29036	720000	00170-000570

●サイズ：長さ60×幅33cm ●重量：0.89kg ●材質：ポリエチレン
●橋渡しする距離：10cm以下 ●ボードの両端：15cm以上

レンタル 価格	1,000	円/月
ご利用 負担額 (1割)	100	円/月
ご利用 負担額 (2割)	200	円/月



スライディングボードの使い方



表面の滑りやすさを利用し、対象者を座位姿勢のまま移乗させることができます。
十分な強度と柔軟性を兼ね備え、挿入や取り外しも工夫しています。
※段差が5cm以上の時・エアマット使用時には、ご利用をお控えください。


オーバーテーブル

パラマウントベッド

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KQ-060W	718005	00170-000375
91cm幅	KQ-060L	718010	00170-000374
83cm幅	KQ-060M	718015	00170-000373

●幅：31cm
●材質：表面／ポリエステル化粧板
両端／樹脂製

レンタル 価格	500	円/月
ご利用 負担額 (1割)	50	円/月
ご利用 負担額 (2割)	100	円/月



アジャストテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-090	718120	00170-000188

●幅：32cm ●材質：樹脂製

83cm・91cm幅の
ベッドに使用可

レンタル 価格	500	円/月
ご利用 負担額 (1割)	50	円/月
ご利用 負担額 (2割)	100	円/月



ベッドサイドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-282	716085	00170-000399

●寸法：幅80.8×奥行45×高さ63～95.5cm
●重量：11kg

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、
ハイトスペーサーが必要です。

レンタル 価格	3,000	円/月
ご利用 負担額 (1割)	300	円/月
ご利用 負担額 (2割)	600	円/月



ベッドサイドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-283	900011	00170-000575

●寸法：幅60×奥行40×高さ60.0～94.0cm
●重量：15.6kg

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、
付属の脚座ゴムシートが必要です。

レンタル 価格	3,000	円/月
ご利用 負担額 (1割)	300	円/月
ご利用 負担額 (2割)	600	円/月

在庫限定



ベッドサイドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-1920	716095	00170-000716

●寸法：幅90.7×奥行44.5×高さ61～92.5cm
●重量：14.0kg

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、
ハイトスペーサーが必要です。

レンタル 価格	3,000	円/月
ご利用 負担額 (1割)	300	円/月
ご利用 負担額 (2割)	600	円/月

※KF-192もご用意しております。



ベッドサイドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-1930	716100	00170-000751

●寸法：幅90.7×奥行44.5×高さ61～92.5cm
●重量：14.0kg

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、
ハイトスペーサーが必要です。

レンタル 価格	3,000	円/月
ご利用 負担額 (1割)	300	円/月
ご利用 負担額 (2割)	600	円/月



オーバーベッドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-813	716075	00170-000387

- 寸法：幅121×奥行40×高さ63～95.5cm
- 重量：16kg

※ワイドアウラベッドでは使用できません。
※楽匠Sシリーズ1モーターベッドで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。

レンタル価格	3,000円/月
ご利用負担額 (1割)	300円/月
ご利用負担額 (2割)	600円/月



オーバーベッドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-833LB (ミディアムオーク)	716070	00170-000317

- 寸法：幅133.4×奥行63.4×高さ63～95cm
- 重量：24.0kg

※ワイドアウラベッドでは使用できません。
※楽匠Sシリーズ1モーターベッドで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。

レンタル価格	3,000円/月
ご利用負担額 (1割)	300円/月
ご利用負担額 (2割)	600円/月



リハビリテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-850	716020	00170-000265

- 寸法：幅90×奥行63.4cm ●重量：20.0kg
- 甲板寸法：幅90×奥行60cm
- 甲板高さ：53～78cm (11段階調節)
- 甲板角度：0° (水平)・15°・30°・90°
- 材質：本体/スチール製、天板/メラミン樹脂化粧板

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。

レンタル価格	3,000円/月
ご利用負担額 (1割)	300円/月
ご利用負担額 (2割)	600円/月



リハビリテーブル (ベルト付) KF-840BS

パラマウントベッド

商品コード	TAISコード
716050	00170-000826

- 寸法：幅79×奥行58cm (テーブル面) 高さ54～79cm (11段階調節可)
- 重量：13kg
- 材質：本体/スチール製、天板/メラミン樹脂化粧張り
- ベルト1本 (付属)
- 上体保持に配慮した天板形状
- 制動力が強いキャスターを採用

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。

レンタル価格	3,000円/月
ご利用負担額 (1割)	300円/月
ご利用負担額 (2割)	600円/月



※KQ-550もご用意しております。

※地域によっては対応が出来ない場合もございます。

端座位保持テーブル

パラマウントベッド


座位保持が不安定な方の
「座る」リハビリテーションをサポート

型式	商品コード	TAISコード
KF-890	716053	00170-000574

- 寸法：幅68×奥行77×高さ55～80cm (11段階調節)
- 重量：21kg
- 材質：本体/スチール製、天板/樹脂化粧板
- 肘パッド (2個) 付き

※楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。

レンタル価格	8,000円/月
ご利用負担額 (1割)	800円/月
ご利用負担額 (2割)	1,600円/月



Sittan
端座位保持テーブル

