

利用者状態別選定ポイント

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

このマークを目安に選べます。

Aさん



屋内移動は、独歩にて可能な方です。
屋外では、転倒防止と疲労等を考慮してつえなどの支持物が必要です。

Bさん



屋内歩行は、手すりやつえ、歩行器等の支持物の使用が安全な方です。
屋外では、転倒防止と疲労等を考慮して、車いす使用の検討が必要です。

歩行車や歩行器の高さ調節のポイント

- 身体の前方や側方で握りを持ったとき肘が軽く曲がり、身体が少し前傾した姿勢に調整する
- 前腕で支持する場合は、肘を90度に曲げたときの肘の高さ ※身体の状態、歩行器の種類により専門家へご相談下さい

サイドウォーカー MRB-02031 ミキ

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

商品コード	TAISコード
742035	00122-000118

- サイズ：全幅42～44.5×奥行32～38×高さ74～86.5cm (6段階)
- 重量：1.65kg
- 材質：アルミ (一部スチール)
- 最大使用者体重：75kg



レンタル価格	2,000円/月
ご利用 (1割) 負担額 (2割)	200円/月 400円/月


非課税

アルコ-2段ハンドル固定歩行器 星光医療器製作所

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

商品コード	TAISコード
742025	00125-000033

- サイズ：全幅59～61×奥行48.5～49.5×高さ74～86.5cm
- 重量：2.6kg
- 材質：アルミ
- 折たたみ幅：11cm
- 最大使用者体重：80kg



レンタル価格	3,000円/月
ご利用 (1割) 負担額 (2割)	300円/月 600円/月

非課税

固定型歩行器 アルコ-10型 星光医療器製作所

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

商品コード	TAISコード
742140	00125-000027

- サイズ：全幅45.5～47×奥行40～43.5×高さ62.5～75cm
- 重量：2kg
- 材質：アルミ
- 折たたみ幅：12cm
- 最大使用者体重：80kg



レンタル価格	3,000円/月
ご利用 (1割) 負担額 (2割)	300円/月 600円/月

非課税

交互式歩行器 KSA イーストアイ

左右の握り手を交互に動かして歩行する歩行補助器

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

商品コード	TAISコード
742040	00465-000018

- サイズ：全幅56×奥行49×高さ70～80cm
- 重量：3.1kg
- 材質：アルミ (一部スチール)
- 最大使用者体重：100kg



レンタル価格	3,000円/月
ご利用 (1割) 負担額 (2割)	300円/月 600円/月

非課税

スライドフィット H-0188 ユ-バ産業

小柄な方から大きい方まで、ご使用いただけます

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

商品コード	TAISコード
742160	01096-000005

- サイズ：全幅51～61.1×奥行48～50.8×高さ65～83cm
- 重量：2.8kg
- 材質：アルミ
- 最大使用者体重：100kg



レンタル価格	3,000円/月
ご利用 (1割) 負担額 (2割)	300円/月 600円/月

非課税

スライドフィット キャスター付 H-0193S ユ-バ産業

小柄な方から大きい方まで、ご使用いただけます

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

商品コード	TAISコード
742165	01096-000026

- サイズ：全幅53～61.2×奥行52.5～54.9×高さ74～84cm
- 重量：3.2kg
- 材質：アルミ
- 最大使用者体重：100kg



レンタル価格	3,000円/月
ご利用 (1割) 負担額 (2割)	300円/月 600円/月

非課税

セーフティアームウォーカー Lタイプ イーストアイ

型式	商品コード	TAISコード
SAWLR	742090	00465-000017

- サイズ：全幅63×奥行57×高さ79.5～89.5cm
- 重量：3.8kg
- 材質：アルミ (一部スチール)
- 最大使用者体重：100kg

型式	商品コード	TAISコード
SAWLSR	742115	00465-000054

- サイズ：全幅61×奥行55×高さ72～82cm
- 重量：3.7kg
- 材質：アルミ (一部スチール)
- 最大使用者体重：100kg

型式	商品コード	TAISコード
SAWLHR	742120	4515914302806

- サイズ：全幅64.5×奥行57×高さ88.5～98.5cm
- 重量：4.0kg
- 材質：アルミ (一部スチール)
- 最大使用者体重：100kg

折たたみができ、収納・持ち運びに便利です



レンタル価格	3,000円/月
ご利用 (1割) 負担額 (2割)	300円/月 600円/月

非課税

レンタル価格	3,000円/月
ご利用 (1割) 負担額 (2割)	300円/月 600円/月

非課税

※地域によっては対応が出来ない場合もございます。

レッツゴー 竹虎ヒューマンケア

便利なトレイとバスケット付の室内専用歩行車

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

商品コード	TAISコード
742170	00110-000098

キャスター径 15cm

- サイズ：全幅54×奥行60×高さ84～91.5cm
- 重量：7kg
- 材質：アルミ・スチール・プラスチック
- 最大使用者体重：80kg



レンタル価格	3,500円/月
ご利用 (1割) 負担額 (2割)	350円/月 700円/月

歩行器

折りたたみ歩行器 アルコー 1S型 星光医療器製作所

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

在宅に使いやすい
コンパクトサイズに設計

キャスター径
11cm

商品コード	TAISコード
744082	00125-000011

- サイズ：全幅51.5×奥行57×高さ87.5～107.5cm
- 重量：12.4kg
- 材質：スチール
- 折たたみ幅：22cm
- 最大使用者体重：80kg

レンタル価格	3,500円/月
ご利用負担額 (1割)	350円/月
ご利用負担額 (2割)	700円/月

非課税



アルコー SK型 星光医療器製作所

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

高さ調整がワンタッチでおこなえる
コンパクト歩行車
グリップ・抵抗器・ガードバンパー付き

キャスター径
10cm

商品コード	TAISコード
742200	00125-000040

- サイズ：全幅53×奥行57.5×高さ79～106cm
- 重量：12kg
- 材質：本体フレーム/スチール
- 最大使用者体重：80kg

レンタル価格	3,500円/月
ご利用負担額 (1割)	350円/月
ご利用負担額 (2割)	700円/月

非課税



昔ながらの歩行器 JR-51 杉本産業

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

商品コード	TAISコード
—	SUGIMOTOSA-05177

- サイズ：小人用S/内幅32×高さ65～85cm、重量7.5kg
中人用M/内幅32×高さ85～100cm、重量8.0kg
中人用L/内幅39×高さ85～100cm、重量9.0kg
- 材質：スチール
- 最大使用者体重：80kg

キャスター径
10cm

4輪自在車仕様

レンタル価格	3,500円/月
ご利用負担額 (1割)	350円/月
ご利用負担額 (2割)	700円/月

非課税



入院中のリハビリ～施設の歩行時にも昔から広く利用
されていて在宅の段差がなければ、利用も便利です

テイコブリトルF WAW03 幸和製作所

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

2wayのハンドル仕様で身体状況に
合わせて使い分け!

キャスター径
前輪18cm・後輪18cm

商品コード	TAISコード
742210	00030-000159

- サイズ：全幅54×奥行66.5×高さ85.5～112.5cm
- 座面高：52.5cm ●重量：7.7kg
- 材質：本体フレーム/アルミ、座面/ナイロン
袋/ポリエステル、PVC
- 最大使用者体重：75kg

レンタル価格	3,600円/月
ご利用負担額 (1割)	360円/月
ご利用負担額 (2割)	720円/月



アームフィット ユーバ産業

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

小柄な方から長身の方まで
使用いただけます

キャスター径
前輪20cm・後輪15cm

商品コード	TAISコード
—	01096-000039

- サイズ：全幅55×奥行60×高さ70～95cm
- 座面高：47cm
- 重量：肘無し/7.9kg、肘有/8.7kg
- 材質：フレーム/アルミニウム、
ハンドル・その他/PVC・ナイロン
- 最大使用者体重：100kg

レンタル価格	2,560円/月
ご利用負担額 (1割)	256円/月
ご利用負担額 (2割)	512円/月



歩行車シンフォニー SP 島製作所

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

シルバーカー感覚で使える
コンパクトな歩行車

キャスター径
14.5cm

商品コード	TAISコード
742055	00576-000014

- サイズ：全幅50×奥行56×高さ78.5～88cm
- 座面高：41cm ●重量：5.9kg
- 材質：アルミ
- 最大使用者体重：100kg

レンタル価格	2,040円/月
ご利用負担額 (1割)	204円/月
ご利用負担額 (2割)	408円/月

※地域によっては対応が出来ない場合がございます。



テイコブリトルスリム 幸和製作所

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

小回りが利き、楽に使える!
軽さが魅力のスリム設計

キャスター径
前輪15cm・後輪15cm

商品コード	TAISコード
742205	00030-000163

- サイズ：全幅47×奥行58×高さ64～91cm
- 座面高：48cm
- 重量：4.5kg
- 材質：本体/アルミ、袋/ポリエステル・ナイロン
- 最大使用者体重：75kg

レンタル価格	2,560円/月
ご利用負担額 (1割)	256円/月
ご利用負担額 (2割)	512円/月



テイコブリトル 幸和製作所

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

本体幅がコンパクト
狭い道でもスムーズに移動可能

キャスター径
前輪18cm・後輪15cm

商品コード	TAISコード
742185	00030-000099

- サイズ：全幅52×奥行64×高さ65～83cm
- 座面高：50cm
- 重量：5.0kg
- 材質：本体/アルミ、袋/ポリエステル・ナイロン
(チェックブルー)・ナイロン(ブラック)
- 最大使用者体重：75kg

レンタル価格	2,560円/月
ご利用負担額 (1割)	256円/月
ご利用負担額 (2割)	512円/月



チェックブルー

ハンディウォーク

パラマウントベッド



サイズ	型式	商品コード	TAISコード
L	KZ-C21002	770001	00170-000607
M	KZ-C21003	770010	00170-000687
S	KZ-C21001	770000	00170-000606

キャスター径
20cm

〈スローダウンブレーキ付〉

サイズ	型式	TAISコード
L	KZ-C21008	00170-000691
M	KZ-C21007	00170-000690
S	KZ-C21006	00170-000689

スローダウン ブレーキキャスター	型式	商品コード
	KZ-C29007	746055

〈抑速ブレーキ付〉

サイズ	型式	TAISコード
L	KZ-C21023	00170-000812
M	KZ-C21022	00170-000811
S	KZ-C21021	00170-000810

抑速ブレーキ キャスター	型式	商品コード
	KZ-329001	746090



■抑速ブレーキ
キャスター
抑速機構を小型化し、車輪
に内蔵。バッテリーなどの
電源は一切不要。

折りたたみ時
自立可能

レンタル 価格	3,600	円/月
ご利用 負担額 (1割)	360	円/月
負担額 (2割)	720	円/月

- サイズ：全幅60 (S/55.5cm) × 奥行65cm
- 高さ：L/75~100cm、M/69~88cm、S/65~76cm
- 座面高：L/62cm、M/55cm、S/48.5cm
- 重量：L/7.1kg、M/6.9kg、S/6.5kg ●材質：アルミ
- 最大使用者体重：L/150kg、M/130kg、S/120kg

〈スローダウンブレーキ付〉

レンタル 価格	3,600	円/月
ご利用 負担額 (1割)	360	円/月
負担額 (2割)	720	円/月

〈抑速ブレーキ付〉

レンタル 価格	3,600	円/月
ご利用 負担額 (1割)	360	円/月
負担額 (2割)	720	円/月

ハンディウォーク アーム

パラマウントベッド



サイズ	型式	商品コード	TAISコード
L	KZ-C21005	770015	00170-000688

キャスター径
20cm

〈スローダウンブレーキ付〉

サイズ	型式	TAISコード
L	KZ-C21009	00170-000692

スローダウン ブレーキキャスター	型式	商品コード
	KZ-C29007	746055

〈抑速ブレーキ付〉

サイズ	型式	TAISコード
L	KZ-C21025	00170-000814

抑速ブレーキ キャスター	型式	商品コード
	KZ-329001	746090



折りたたみ時
自立可能

レンタル 価格	3,600	円/月
ご利用 負担額 (1割)	360	円/月
負担額 (2割)	720	円/月

- サイズ：全幅60 × 奥行65cm
- 高さ：98~115cm
- 座面高：62cm
- 重量：10.6kg ●材質：アルミ
- 最大使用者体重：150kg

〈スローダウンブレーキ付〉

レンタル 価格	3,600	円/月
ご利用 負担額 (1割)	360	円/月
負担額 (2割)	720	円/月

〈抑速ブレーキ付〉

レンタル 価格	3,600	円/月
ご利用 負担額 (1割)	360	円/月
負担額 (2割)	720	円/月



抑速機構を小型化
し、車輪に内蔵。
バッテリーなどの
電源は一切不要。

抑速ブレーキの特性

1. 必要なときだけ作動するので安心・快適
2. 抑速ブレーキの設定が簡単
3. 抑速ブレーキ力の再調整が不要
4. 耐久性・耐摩耗性が強い

■現状の歩行車



歩行車に追いつけずに『転倒!』

■抑速ブレーキ
付き歩行車



急加速時に自動ブレーキ
通常歩行時は軽〜い歩行
急加速時のみブレーキが作動して『転倒防止!』

いす付き歩行車 KQ-180

パラマウントベッド



軽量で持ち運びにも便利
収納力のあるバッグを装備

商品コード	TAISコード
744195	00170-000504

- サイズ：全幅58 × 奥行68 × 全高77~86cm
- 座面高：49~58cm (5段階調節) ●重量：6.5kg
- 材質：アルミ ●最大使用者体重：100kg

レンタル 価格	3,500	円/月
ご利用 負担額 (1割)	350	円/月
負担額 (2割)	700	円/月



キャスター径
18cm

ラビット歩行補助車 WA-2

ウェルパートナーズ



手の握力が弱く、また手の症状等でグリップが握れない方、
上肢・体幹のバランスが不安定な方におすすめです

商品コード	TAISコード
744142	01009-000002

- サイズ：全幅51 × 奥行63 × 高さ76~96cm
- 座面高：46cm ●重量：8.3kg ●材質：アルミ、ステンレス製
- 折たたみ幅：40cm ●最大使用者体重：100kg

レンタル 価格	3,500	円/月
ご利用 負担額 (1割)	350	円/月
負担額 (2割)	700	円/月

非課税



キャスター径
18cm

ハッピーミニ

竹虎ヒューマンケア



横幅50cm、狭い路地や室内でも
扱いやすいコンパクトモデル

商品コード	TAISコード
744240	00110-000103

- サイズ：全幅50 × 奥行57.5 × 全高70~79cm
- 座面高：43cm ●重量：6.5kg ●最大使用者体重：80kg
- 材質：本体フレーム/アルミニウム、座面部分/ポリプロピレン

レンタル 価格	3,080	円/月
ご利用 負担額 (1割)	308	円/月
負担額 (2割)	616	円/月



キャスター径
18cm

パープルメタリック

歩行車ハッピー II XYAPR001 B

竹虎ヒューマンケア



使用時の安定感と座り心地の良さがポイント

商品コード	TAISコード
744040	00110-000095

- サイズ：全幅55.5 × 奥行62 × 全高78~87cm
- 座面高：50cm ●重量：7.7kg ●材質：アルミ
- 最大使用者体重：100kg

レンタル 価格	3,600	円/月
ご利用 負担額 (1割)	360	円/月
負担額 (2割)	720	円/月



キャスター径
19cm