

新商品

リフト付シャワーキャリー

# LS-500

本体価格

1,650,000 円 (非課税)

平成29年7月発売

職場  
定着支援  
助成金

made  
in  
JAPAN

「やさしさ」  
かなえる  
新発想



※写真はオプション装着

## 新機能

### 楽な姿勢でゆったり入浴 電動チルト


座面が電動でチルトできますから、前傾姿勢になる方や座位保持がとれない方もご使用できます。窮屈感がなく、リラックスして入浴できます。



## 新機能

### 入浴介助をより楽に安全に行える またぎサポート

座面下に収納された、またぎサポートに足をのせることができますから、入浴介助が安全に楽に行えます。



## 新機能

### 幅広くご利用できる 耐荷重100kg

より多くの方にご利用いただけるように耐荷重を100kgにしました。

■機能紹介

**耐荷重 100kg**

耐荷重 100kg まで対応できます。  
体重の重い方など、より多くの方  
にご利用いただけます。

**またぎサポート**

座面下に収納式のまたぎサポート  
がついています。  
浴槽とキャリーとの移動時、足元  
を支えることなく、介助が楽に行  
えます。



**チルトスイッチ**

駆動部の中央 1カ所にチルトスイッチ  
があり、キャリーのシートは、電動で  
チルトします。  
浴槽内での窮屈感を軽減し、ゆったり  
と入浴していただけます。

**昇降スイッチ**

駆動部の左右 2カ所に昇降スイッチが  
あり、キャリーのシートは、電動昇降  
します。

※写真はオプション装着

■専用バスタブ・レール

レール内蔵の専用バスタブ、工事不要の 2種類のレールのいずれかを設置することでご利用いただけます。(詳細は各営業所までお問合せください。)


バスタブ LB-150

本体価格 1,100,000 円  
(税込価格 1,188,000 円)




LS-500TA

本体価格 150,000 円  
(税込価格 162,000 円)



LS-500TB

本体価格 170,000 円  
(税込価格 183,600 円)



株式会社 **いaura**  
 本社・松山営業所 / 〒791-0214 愛媛県東温市南野田410番地6  
 TEL089(964)7770 FAX089(964)1522  
 札幌営業所 / TEL011(788)5334 FAX011(788)5341  
 仙台営業所 / TEL022(781)6715 FAX022(781)6796  
 北関東営業所 / TEL027(212)2066 FAX027(212)2067  
 東京営業所 / TEL03(5939)8611 FAX03(5939)8612  
 名古屋営業所 / TEL0568(42)6015 FAX0568(71)9656  
 大阪営業所 / TEL072(641)8711 FAX072(641)8712  
 福岡営業所 / TEL0942(45)3808 FAX0942(45)3809

ホームページもご覧ください!  
**動画配信**

いaura 検索  
 メールアドレス info@iura.co.jp

お取り扱い

株式会社メディパック

- 金沢営業所 TEL 076-224-5600 FAX 076-224-6116
- 富山営業所 TEL 076-436-1521 FAX 076-436-1866
- 福井営業所 TEL 0766-24-1112 FAX 0766-24-2202

※カタログ記載の価格はいずれもメーカー希望小売価格です。  
 ※価格、仕様は予告なく変更する場合があります。(※詳細は各営業所にお問合せください。)